

R82 x: sedákový klín

Sedací klíny vytvářejí jemnou konturu pro přizpůsobení se ischiálnímu hrbolům a zvětšují kontaktní plochu mezi uživatelem a poduškou s celkovým cílem, aby se zabránilo přetočení pánve směrem dozadu.

Tip!


Často se používá sedací klín v kombinaci s bederním pásem Y a někdy i s bederní opěrkou.

Tip!


Jak dítě roste, sedací klíny je třeba přezkoumat, aby stále poskytovaly dostatečnou podporu.



Kroky, jak upravit sedákový klín



Sedací klín by měl pokrývat jednu polovinu až dvě třetiny hloubky sedu. Příklad: Hloubka sedu = 30 cm, klín = 15–20 cm.



Odříznutím upravte velikost klínu dle potřeby.