

NÁVOD K POUŽITÍ AQVITOX® - D gel (40 ml)

Název zdravotnického prostředku: AQVITOX® - D gel

Výrobce: Aqvitox Technology s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Třída rizika zdravotnického prostředku: IIb

Určený účel: Elektrolyzovaný čistící gel určený k podpoře hojení ran a poranění.

Mechanismus účinku: Spočívá v obkladu a mechanickém vyčištění rány a ve vytvoření vlhkého prostředí, který je dále podpořen snížením mikrobiální zátěže v ráně.

Indikace: Různé typy akutních a chronických ran, jako jsou proleženiny, pooperační rány, bérkové vředy, diabetická noha.

Cílové populace: Prostředek je určen k použití zdravotnickými pracovníky i laickou veřejností.

Cílovou skupinou jsou dospělí pacienti (viz **Omezení a preventivní opatření**).

Postup při aplikaci: Výrobek je nutné před použitím protřepat. V případě aplikace formou obkladu se gel nanáší na postižené místo v kombinaci s neadherentním krytím a překrývá se se savým obvazem. Gel lze ponechat v ráně až 24 hodin, poté gel z rány odstraňte.

Klinické přínosy, které lze očekávat: Kratší doba hojení, lepší výsledky léčby, lepší kvalita života, lepší vlastnosti rány, začátek časně a zdravé granule a epitelizace, snížení bolesti.

Kontraindikace: Alergické reakce na některou ze složek zdravotnického prostředku.

Nežádoucí vedlejší účinky: Ve vzácných případech může dojít k alergické reakci nebo nesnášenlivosti (štípání, pálení).

Složení: Elektrolyzovaná voda, křemičitan hořečnatu-litno-sodný, chlorid sodný, kyselina chlorná, chlornan sodný, chlordioxid.

Skladování: Aqvitox® - D gel skladujte v dobře uzavřených obalech, v suchém a větraném prostředí, při teplotě 5 až 30 °C. Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Stabilita je zajištěna do data spotřeby uvedeného na obalu, a to i po otevření (po uvedeném datu prostředek nepoužívejte).

Důležitá upozornění: Riziko vyblednutí oděvu. Výrobek se nesmí dostat do styku s kyselinami. V případě zjištění nežádoucích účinků je nutná konzultace s lékařem.

Omezení a preventivní opatření: K předcházení vzniku alergické reakce nepoužívejte přípravky v případě přecitlivělosti na některou z obsažených složek. Biokompatibilita přípravku nebyla testována pro dlouhodobé použití, při potřebě používání více jak 30 dní je nutná konzultace s lékařem. Výrobek nebyl testován na dětech a na těhotných ženách, proto je jeho použití na této skupině pacientů možné po konzultaci s lékařem. Výrobek je nutné před použitím protřepat.

Další informace: Riziko mikrobiálního charakteru je vyloučeno samotným složením a technologií výroby (elektrolýza). Výrobek je možné zlikvidovat naředěním vodou a spláchnutím do odpadu. Obal je možné po vypláchnutí recyklovat. Jakoukoliv závažnou nežádoucí příhodu, ke které došlo v souvislosti s Aqvitox® - D gelem, nahlase výrobcí a příslušnému orgánu členského státu. Při kontaktu s pokožkou není výrobek dráždivý. Při zasažení očí také není dráždivý, nicméně u citlivých osob je třeba opláchnutí tekoucí vodou. V případě požití menšího množství výrobku než 1 dl nejsou potřebná žádná zvláštní opatření. U většího množství je třeba vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít alespoň 0,5 l vody a přivolat lékaře.



LOT

UDI

Číslo verze návodu k použití: 5.3 CZ

Datum vydání poslední revize návodu k použití: 2023-12-21

MD

