

Návod k použití – verze 4 (2025 revize)

REF: 2474 & 2516

Produkt: VÍCEBODOVÉ PODPŮRNÉ HOLE - KOZIČKY

TECHNICKÉ PARAMETRY



Model 2474



Model 2516

2474

Základna:	34,5 × 19 cm
Výška:	70–95 cm
Hmotnost:	1 kg
Nosnost:	125 kg

2516

Základna:	30 × 20 cm
Výška:	49–59 cm
Hmotnost:	0,9 kg
Nosnost:	50 kg

POPIS

Zdravotnický prostředek, bezpečnostní třídy I., vícebodová vycházková hůl je vybavena stabilní základnou se čtyřmi nebo pěti protiskluzovými koncovkami, které zajišťují zvýšenou stabilitu při chůzi. Výška hole je nastavitelná pomocí teleskopického mechanismu. Ergonomická rukojeť zajišťuje pohodlný a bezpečný úchop.

ZAMÝŠLENÝ ÚČEL POUŽITÍ

Zdravotnický prostředek je určen k podpoře stability, rovnováhy a mobility osob se sníženou pohyblivostí při chůzi.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nastavte výšku hole tak, aby při vzpřímeném stoji sahala k zápěstí uživatele.

Zajistěte aretační kolík ve správném otvoru.

Před použitím zkontrolujte stabilitu všech opěrných bodů.

Při chůzi držte hůl v ruce na opačné straně než oslabenou dolní končetinu.

Opírejte se o hůl postupně při každém kroku.

NASTAVENÍ

Výšku lze nastavit nejprve povolením vroubkovaného kroužku na spodním konci trubky rukojeti a/nebo stisknutím pružinového tlačítka a nastavením na požadovanou výšku. Před použitím se vždy ujistěte, že je pružinové tlačítko správně zasunuto do příslušného nastavovacího otvoru a vroubkovaný kroužek je opět pevně utažen.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze na rovném a suchém povrchu.

Pravidelně kontrolujte stav protiskluzových koncovek.

Nepřetěžujte výrobek nad povolený limit.

Nepoužívejte poškozený výrobek.

ČISTĚNÍ

Čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE

Předpokládaná životnost: 5 let při správném používání.

Po skončení životnosti odevzdejte výrobek k recyklaci nebo likvidaci dle místních předpisů.

HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH PŘÍHOD

Jakákoli závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s používáním tohoto zdravotnického prostředku, musí být neprodleně nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu.



Roma Medical Aids Ltd.
York Road, Bridgend Industrial
Estate, Bridgend, CF31 3TB, UK
Company Registration No. 1869285
website: www.romamedical.co.uk
e-mail: sales@romamedical.co.uk
tel: +44 1656 674488
fax: +44 1656 674499



DMA Praha s.r.o.
Krajanská 339
149 00 Praha 4
website: www.dmapraha.cz
e-mail: info@dmapraha.cz



StartDock Rotterdam B.V.,
Westplein 12-14, 3016 BM,
Rotterdam, The Netherlands

POZNÁMKY