

WIDEX ALLURE™

**NÁVOD K POUŽITÍ
SÉRIE WIDEX ALLURE™**

Model ARRD1
RIC/RITE

(s reproduktorem ve zvukovodu / v uchu)



WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

VAŠE SLUCHADLO

(Vyplní sluchadlový odborník.)

Toto je seznam možných programů vašeho sluchadla (sluchadel).

Další informace o používání těchto programů viz Přízpůsobení.

Programy vašeho sluchadla:

PROGRAMY

☐ Univerzální

☐ Hudba

Název programu v tabulce je ve výchozím nastavení.

Přečtěte si návod

Než začnete sluchadlo používat, důkladně si přečtěte návod k použití uvedený v této příručce a příručce „Ušní sady pro sluchadla Widex“. Přečtěte si také návod k použití nabíječky.

Streamování zvuku a bezdrátové ovládání

Sluchadlo umožňuje streamování zvuku a přímé bezdrátové ovládání z chytrých telefonů a dalších zařízení pomocí ovladačů DEX. Chcete-li získat další rady a informace, kontaktujte svého sluchadlového odborníka nebo navštivte webové stránky: www.widex.com.

Sluchadlo lze používat bezdrátově s aplikací ALLURE. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost v případě použití sluchadla s aplikacemi jiných společností ani v případě použití aplikace s jiným zařízením. Další informace o aplikaci naleznete v příslušné příručce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	6
VAŠE SLUCHADLO.....	9
Vítejte.....	9
Základní informace o sluchadle.....	10
PODMÍNKY POUŽITÍ.....	11
Indikace k použití.....	11
Sluchadla s dobíjecími bateriemi.....	11
Určené použití / určený účel.....	11
Nabíjení.....	12
Doba provozuschopnosti a délka nabíjení.....	12
Podmínky provozu a nabíjení.....	14
Skladovací a přepravní podmínky.....	15
BĚŽNÉ POUŽITÍ.....	17
Vypínání a zapínání sluchadla.....	17
Nasazení a vyjmutí sluchadla.....	18
Nasazení sluchadla.....	18
Vyjmutí sluchadla.....	18
PŘÍZPŮSOBENÍ.....	19
Zvukové a světelné signály.....	19
Nastavení zvuku a programu.....	20

PÁROVÁNÍ S CHYTRÝM TELEFONEM.....	22
Připojení chytrého telefonu prostřednictvím Bluetooth	22
Jak připojit sluchadlo k aplikaci.....	22
Streamování zvuku s použitím iPhoneu.....	22
Jak používat sluchadlo jako obousměrný headset pro volání s iPhone	
.....	23
Jak používat chytrý telefon Android se sluchadlem.....	24
Jak vypnout připojení Bluetooth.....	24
Kompatibilita s chytrými telefony.....	24
ČIŠTĚNÍ.....	25
Nástroje.....	25
Ochrana před ušním mazem.....	26
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	27
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.....	28
CESTOVÁNÍ LETADLEM.....	31
INFORMACE O PŘEDPÍSECH.....	32
Směrnice EU.....	32
Směrnice 2014/53/EU.....	32
Informace týkající se likvidace.....	32
Prohlášení k nařízením FCC a ISED.....	33
SYMBOLY.....	36

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Než začnete své sluchadlo používat, důkladně si přečtěte následující informace.



Sluchadla nebo baterie mohou být nebezpečné, pokud dojde k jejich spolknutí nebo nesprávnému použití. Nesprávné použití nebo spolknutí může být příčinou vážného poranění nebo dokonce úmrtí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Uchovávejte sluchadla, jejich součásti, doplňky a baterie mimo dosah dětí a mentálně postižených osob.



Mějte na paměti, že hlasitější zvuk odesílaný do vašeho sluchadla může přehlušit další důležité zvuky, jako jsou například alarmy a dopravní hluk. V takových situacích je nutné nastavit hlasitost zvuku odesílaného do vašich sluchadel na vhodnou úroveň.



Když sluchadla nepoužíváte, vyjměte je z uší. Zvukovod ucha bude moci větrat a zamezíte jeho případné infekci.



Pokud se domníváte, že se u vás rozvinula infekce ucha nebo alergická reakce, ihned kontaktujte sluchadlového odborníka.



Pokud je vám sluchadlo nepohodlné nebo nesedí správně, dochází k podráždění, zarudnutí apod., obraťte se na sluchadlového odborníka.



Před sprchováním, plaváním nebo použitím fénu na vlasy sluchadla vyjměte z uší.



Nenoste sluchadla během aplikace parfému, spreje, gelu, pleťové vody nebo krému.



Nesušte sluchadlo v mikrovlnné troubě.

POZNÁMKA

K poškození sluchadel může dojít také z důvodu různých druhů silného záření, např. při vyšetření hlavy rentgenem nebo magnetickou rezonancí.

Během těchto nebo podobných zákroků, jako je elektrochirurgický zákrok (diatermie, elektrokauterizace, vysokofrekvenční chirurgie), sluchadla nenoste. Slabé záření, např. z rádiových zařízení nebo při letištní kontrole, sluchadla nepoškozuje.



Nikdy nepoužívejte sluchadla jiných osob a nikdy nedovolte, aby kdokoli používal vaše sluchadlo, neboť by mohlo dojít k poškození sluchu.



Nikdy nepoužívejte sluchadla v prostředí, kde mohou být přítomny výbušné plyny, např. v dolech.



Vaše sluchadla obsahují radiokomunikační technologii. Vždy věnujte dostatečnou pozornost tomu, v jakém prostředí je používáte. Pokud platí nějaká omezení, učíte vhodná bezpečnostní opatření.



Vaše zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo mezinárodním normám týkajícím se elektromagnetické kompatibility. Přesto však existuje možnost, že sluchadlo bude způsobovat rušení jiných elektrických zařízení. Pokud dojde k rušení, udržujte od jiných elektrických zařízení patřičný odstup.



Nevystavujte sluchadla extrémním teplotám ani vysoké vlhkosti. Pokud zvlhnou nebo se hodně zpotíte, rychle je vysušte.



Na čištění sluchadla nepoužívejte žádnou tekutinu ani dezinfekci.



Každý den sluchadlo po použití očistěte a zkontrolujte, zda je v pořádku. Pokud se sluchadlo během nošení rozbije a ve zvukovodu vám zůstanou malé úlomky, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy se nepokoušejte tyto úlomky vyjmout sami.



Toto sluchadlo je napájeno nabíjecí lithium-iontovou baterií a musí se nabíjet nabíječkou modelu WPT301. Baterie je vestavěná a nelze ji svépomočí vyměnit.



Upozorňujeme, že jakékoli neoprávněné změny na výrobku mohou způsobit jeho poškození nebo zranění. Používejte pouze schválené díly a příslušenství. Podrobné informace vám sdělí váš foniatr.

Tento výrobek neupravujte bez povolení výrobce.

Pokud je tento výrobek upravován, musí být provedena příslušná kontrola a zkoušky, aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání.

POZNÁMKA

V případě závažného incidentu oznamte událost výrobci zařízení.

VAŠE SLUCHADLO

Vítejte

Blahopřejeme vám k pořízení nového sluchadla.

Toto sluchadlo je napájeno nabíjecí lithium-iontovou baterií a musí se nabíjet nabíječkou WPT301. Baterie je vestavěná a nelze ji svépomocí vyměnit.



Doporučujeme používat sluchadlo pravidelně, i když vám bude nějaký čas trvat, než si na ně zvyknete. Budete-li jej používat jen zřídka, s největší pravděpodobností nebudete mít ze sluchadla maximální užitek.

POZNÁMKA

Sluchadlo a jeho příslušenství nemusí vypadat přesně tak, jak znázorňují ilustrace v této brožuře. Vyhrazujeme si právo provádět změny, které považujeme za nezbytné.

Základní informace o sluchadle

Sluchadlo je zobrazeno níže – na prvním obrázku – spolu s ušní sadou. Ušní sadu tvoří hadička s reproduktorem a ušní koncovka, která se zavádí do ucha.



1. Mřížka mikrofonu
2. Světelné indikátory
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí
4. Hadička s reproduktorem
5. Připojení hadičky
6. Identifikační štítek (model a výrobní číslo)
7. Rozlišení levého a pravého sluchadla
8. Nabíjecí kontakty

Pravé a levé sluchadlo je barevně odlišeno. Sluchadlo pro levé ucho má modrou značku. Sluchadlo pro pravé ucho má červenou značku.

Další informace o ušní sadě naleznete v návodu k ušní sadě.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Indikace k použití

Sluchadla jsou určena pro jedince starší 36 měsíců s rozsahem ztráty sluchu od minimální (0 dB HL) po těžkou až velmi těžkou (121 dB HL) a pro všechny typy nedoslýchavosti.

Jsou naprogramována kvalifikovanými odborníky na léčbu sluchu (audiologie, foniatrie, otorinolaryngologie), kteří jsou vyškoleni v léčbě sluchu.

Sluchadla s dobíjecími bateriemi


Sluchadla s dobíjecími bateriemi NESMÍ používat děti mladší 36 měsíců nebo mentálně postižené osoby.

Určené použití / určený účel

Sluchadla jsou určena jako zařízení zesilující vedení zvuku vzduchem a používají se ke každodennímu poslechu v běžném prostředí.

Nabíjení

Doporučujeme sluchadlo každodenně dobíjet. Na tomto obrázku je znázorněna nabíječka:




Další informace ohledně nabíjení sluchadla naleznete v návodu k použití nabíječky.

Doba provozuschopnosti a délka nabíjení

Budete-li sluchadlo nabíjet po dobu půl hodiny, vystačí vám toto nabití přibližně na 4 hodiny používání sluchadla. Úplné nabití sluchadla trvá přibližně 4 hodiny.

Zcela nabité sluchadlo lze v běžném poslechovém prostředí používat po dobu nejméně 16 hodin. Potom je třeba sluchadlo opět dobít.



Jakmile se ozve upozornění indikující nízkou úroveň nabití baterie, budete mít k dispozici ještě přibližně 3–4 hodiny běžného používání. Sluchadlo se vypne ve chvíli, kdy nabití baterie klesne na kriticky nízkou úroveň.

Ztráta sluchu, zvukové prostředí a streamování jsou faktory ovlivňující odhadovanou délku provozuschopnosti. Například používáním služby streamování se zkracuje délka provozuschopnosti sluchadla.

Podmínky provozu a nabíjení

Vaše sluchadla jsou navržena k používání v každodenních situacích a správně fungují za podmínek okolního prostředí, které jsou vám pohodlné. Sluchadla můžete používat v letadlech, ale měli byste je odložit před sprchováním, plaváním a spaním.

Provozní podmínky

	Minimální	Maximální
Teplota	0 °C (32 °F)	50 °C (122 °F)
Relativní vlhkost	5 %	93 %
Atmosférický tlak	700 mbarů	1060 mbarů

Podmínky nabíjení

	Minimální	Maximální
Teplota	10 °C (50 °F)	35 °C (95 °F)
Relativní vlhkost	20 %	75 %

Dlouhodobé skladování při nepoužívání sluchadla

V případě, že se sluchadlo chystáte nepoužívat po delší dobu, zcela ho nabijte a následně ho uložte do pouzdra, které jste obdrželi spolu se sluchadlem. Před skladováním nezapomeňte sluchadlo vypnout.

Abyste předešli neopravitelnému hlubokému vybití baterie, je zapotřebí sluchadlo v půlročních intervalech dobíjet. Hluboce vybitou baterii již nelze nabít a je nutné ji nechat vyměnit. Doporučujeme však sluchadlo dobíjet častěji než každých 6 měsíců.

Skladovací a přepravní podmínky

Sluchadla jsou citlivá na extrémní podmínky, tedy například na vysoké teploty. Nesmí se skladovat ani přepravovat na přímém slunci, nýbrž výhradně za následujících podmínek.

Skladovací podmínky

	Minimální	Maximální
Teplota	10 °C (50 °F)	40 °C (104 °F)*
Relativní vlhkost	10 %	80 %

*Doporučená teplota je 10 °C až 25 °C.

Přepravní podmínky

	Minimální	Maximální
Teplota	-20 °C (-4 °F)	60 °C (140 °F)

	Minimální	Maximální
Relativní vlhkost	5 %	90 %
Atmosférický tlak	700 mbarů	1060 mbarů

Technické specifikace naleznete na webových stránkách www.widexpro.com/documents a další informace o sluchadlech na stránkách www.widex.com.

BĚŽNÉ POUŽITÍ

Vypínání a zapínání sluchadla

Sluchadlo lze zapnout nebo vypnout dvěma způsoby:

Nabíječkou:

Zapnutí: Vyměte sluchadlo z nabíječky a automaticky se zapne. Ozve se zvukový signál indikující, že je sluchadlo zapnuté.

Vypnutí: Po vložení sluchadla do nabíječky se sluchadlo vypne a začne se nabíjet.


Tlačítkem:

Zapnutí: Tlačítko stiskněte a na několik sekund podržte. Ozve se zvukový signál indikující, že je sluchadlo zapnuté.

Vypnutí: Tlačítko stiskněte a na několik sekund podržte. Zazní ukončující tón indikující, že je sluchadlo vypnuté.


Nasazení a vyjmutí sluchadla

Nasazení sluchadla



1. Zasuňte ušní koncovku do zvukovodu. Můžete si pomoci tak, že zároveň zatáhnete za ušní boltec nahoru a dozadu.
2. Umístěte sluchadlo seshora na ucho. Můžete si pomoci tak, že při umísťování sluchadla do ucha podržíte ušní koncovku ve zvukovodu. Sluchadlo by mělo pohodlně spočívat na uchu a těsně přiléhat k hlavě.

Vyjmutí sluchadla



1. Sejměte sluchadlo zpoza ucha.
2. Za současného přidržování spodní části hadičky opatrně vyjměte ušní koncovku ze zvukovodu.

Sluchadlo lze spojit s řadou různých typů ušních sad. Další informace o vaší ušní sadě naleznete v příslušné příručce.

PŘÍZPŮSOBENÍ

Zvukové a světelné signály

Přehled světelných indikátorů

Světelné indikátory	Stav
Souvisle svítí zeleně 	Sluchadlo se zapíná
Jednou blikne zeleně 	Sluchadlo je zapnuto Stav nabití více než 20 %
Čtyřikrát červeně zabliká 	Sluchadlo je zapnuto Slabá baterie, méně než 20 %
Tříkrát červeně zabliká a pak souvisle svítí červeně 	Sluchadlo se vypíná
Šestkrát zeleně zabliká 	Sluchadlo bylo úspěšně spárováno se zařízením Bluetooth
Nepřetržitě červeně bliká každých 5 sekund 	Sluchadlo je zapnuto Kriticky slabá baterie, méně než 5 %

Zvuk tlačítka a signály světelného indikátoru

Tlačítko	Typ zpětné vazby	Vysvětlení zpětné vazby
Přepínání mezi programy.	Tón.	Tón zazní při přepnutí na jiný program.
Zapínání.	Tón a světelný indikátor.	Světelný indikátor se souvisle rozsvítí zeleně, což znamená, že je sluchadlo zapnuto.
Vypínání.	Tón a světelný indikátor.	Světelný indikátor třikrát červeně zabliká a pak souvisle svítí červeně, což znamená, že je sluchadlo vypnuto.

Nastavení zvuku a programu

Aplikace ALLURE

Ke sluchadlu ALLURE lze pomocí aplikace ALLURE připojit chytrý telefon a streamovat zvuk či ovládat funkce sluchadla. Můžete si například sluchadlo jemně doladit, změnit programy a upravit či ztlumit hlasitost sluchadla.

Dálkový ovladač

Pokud máte dálkový ovladač, můžete rovněž změnit program nebo upravit zvuk ručně, abyste dosáhli většího pohodlí nebo lepší slyšitelnosti podle svých momentálních potřeb a preferencí. Další informace o fungování získáte od sluchadlového odborníka.

Tlačítko

Krátké stisknutí

Chcete-li změnit program, stiskněte tlačítko na sluchadle

Dlouhé stisknutí

Chcete-li si ověřit stav baterie, stiskněte tlačítko na sluchadle

- Světelný indikátor zabliká zeleně, pokud je sluchadlo zapnuté a je nabitá na více než 20 %
- Světelný indikátor zabliká červeně, pokud je sluchadlo zapnuté a je nabitá na méně než 20 %
- Nabití baterie na 20 % odpovídá přibližně 4 hodinám používání.

Velmi dlouhé stisknutí

Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko na sluchadle – v případě dvou sluchadel jedno po druhém – abyste sluchadlo vypnuli nebo zapnuli.

PÁROVÁNÍ S CHYTRÝM TELEFONEM

Připojení chytrého telefonu prostřednictvím Bluetooth

Chcete-li spárovat sluchadlo s chytrým telefonem, musíte nejprve sluchadlo restartovat. Postupujte následovně:

1. Restartujte sluchadlo.
2. Mějte sluchadlo v blízkosti telefonu a postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci ALLURE.
3. Sluchadlo i chytrý telefon jsou nyní připraveny k použití.

POZNÁMKA

Sluchadlo se nachází v režimu párování pouze po dobu tří minut od svého restartování. Pokud ho nespárujete včas, bude pravděpodobně nutné ho opět restartovat.

Jak připojit sluchadlo k aplikaci

Po spárování sluchadla s chytrým telefonem (v nabídce nastavení) otevřete aplikaci ALLURE, aby se automaticky připojila ke sluchadlu.


Streamování zvuku s použitím iPhone

Vaše sluchadla jsou Vytvořena pro sluchadla iPhone. Znamená to, že můžete přijímat telefonní hovory a poslouchat hudbu z vašeho iPhone přímo do vašich sluchadel. Kromě toho lze sluchadla využít k hands-free volání prostřednictvím kompatibilních zařízení iPhone a iPad.

Další informace o kompatibilních zařízeních se systémem iOS, párování, streamování zvuku a dalších užitečných funkcích vám poskytne váš sluchadlový odborník.

Jak používat sluchadlo jako obousměrný headset pro volání s iPhone

Pokud je vaše sluchadlo spárováno s vaším iPhonem přes Bluetooth, může přijímat a přenášet hlasová data telefonních hovorů. Váš iPhone bude odesílat zvuková data přímo do vašeho sluchadla. Vaše sluchadlo zachytí váš hlas a přenese jej zpět do iPhoneu. Umožní vám to využívat hands-free hovory na cestách.



Vaše sluchadlo po spárování s vaším iPhonem automaticky funguje jako obousměrný headset. Můžete telefonovat, aniž byste museli mluvit do samotného telefonu.

Můžete také přijímat příchozí hovory a ukončovat hovory pomocí aplikace přímo v telefonu.

Jak používat chytrý telefon Android se sluchadlem



Je-li vaše sluchadlo spárováno s chytrým telefonem Android přes Bluetooth, bude chytrý telefon během telefonního hovoru zasílat zvuková data přímo do vašeho sluchadla.

Používáte-li chytrý telefon Android, držte jej před sebou tak, aby se mikrofon telefonu nacházel v blízkosti vašich úst. Tímto způsobem dosáhnete nejlepší kvality zvuku.

Jak vypnout připojení Bluetooth

Chcete-li vypnout připojení Bluetooth, přejděte v aplikaci ALLURE do nabídky Další a vyberte možnost „Bluetooth sluchadla“. Po restartování sluchadla dojde k opětovnému připojení pomocí Bluetooth.

Kompatibilita s chytrými telefony

Seznam kompatibilních chytrých telefonů, tabletů apod. naleznete na následující webové stránce:

www.widex.com/support/compatibility/

ČIŠTĚNÍ

Budete-li své sluchadlo čistit každý den, bude fungovat efektivněji a jeho nošení bude příjemnější.



Sluchadlo otřete měkkým a suchým hadříkem.

Pokud je mřížka mikrofonu ucpaná, obraťte se na sluchadlového odborníka.


Pokud na krytu mikrofonu zaznamenáte prach, jemně jej sfoukněte nebo setřete měkkým hadříkem.

Pokud sluchadlo zvlhne nebo se hodně zpotíte, rychle ho vysušte.

Informace o čištění ušní sady naleznete v návodu k ušní sadě.

Nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:



1. Hadřík
2. Kartáček na ušní sadu
3. Dlouhý nástroj k odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj k odstraňování ušního mazu

Ochrana před ušním mazem

Ochrana před ušním mazem je filtr umístěný v otvoru reproduktoru za koncovkou a pomáhá chránit reproduktor před ušním mazem. Vždy používejte ochranu přes ušním mazem dodávanou společností Widex.

Informace o výměně ochrany před ušním mazem naleznete v návodu k ušní sadě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Se sluchadlem lze používat řadu příslušenství. Abyste zjistili, jaké příslušenství byste mohli využívat, zeptejte se sluchadlového odborníka.

Název	Použití
RC-DEX	Dálkový ovladač
WPT301	Nabíječka pro sluchadlo ARRD1
Aplikace ALLURE	k ovládání sluchadel pomocí chytrého telefonu

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Tyto stránky obsahují rady, jak řešit situace, když sluchadlo přestane fungovat nebo nefunguje dle očekávání. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.

Problém	Možná příčina	Řešení
Sluchadlo nereaguje.	Není zapnuté.	Zapněte sluchadlo stisknutím tlačítka nebo je umístěte na 10 vteřin do nabíječky.
	Sluchadlo není nabito.	Nabijte sluchadlo v nabíječce.
Sluchadlo je naprosto tiché, a to i během nabíjení a v zapnutém stavu.	Ochrana před ušním mazem je ucpaná ušním mazem.	Sejměte z hadičky koncovku. Pokud se v ochraně před ušním mazem nahromadil ušní maz, vyměňte ji. Další informace naleznete v návodu k ušní sadě. Můžete se také poradit se sluchadlovým odborníkem.
Sluchadlo není dostatečně hlasité.	Ucho je ucpané ušním mazem.	Obraťte se na svého lékaře.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Ochrana před ušním mazem je ucpaná ušním mazem.	Sejměte z hadičky koncovku. Pokud se v ochraně před ušním mazem nahromadil ušní maz, vyměňte ji. Další informace naleznete v návodu k ušní sadě. Můžete se také poradit se sluchadlovým odborníkem.
	Mřížka mikrofону je zašpiněná	Mřížku mikrofону otřete
	Mohlo dojít ke změně sluchu.	Obraťte se na svého sluchadlového odborníka / svého lékaře.
Ze sluchadla se ozývá nepřetržitě pískání.	Ucho je ucpané ušním mazem.	Obraťte se na svého lékaře.
	Ušní sada není umístěna správně.	Viz „Nasazení a sejmутí sluchadla“.
Vaše dvě sluchadla nepracují synchronně.	Došlo ke ztrátě spojení mezi sluchadly.	Vypněte je a znovu zapněte.
Obě sluchadla nereagují odpovídající změnou hlasitosti nebo programu na příslušenství.	Příslušenství je používáno mimo přenosový rozsah.	Posuňte příslušenství blíže ke sluchadlům.

Problém	Možná příčina	Řešení
Sluchadlo se vypne, když na ně umístím headset, a zapne se, když headset sejmu.	Silné elektromagnetické rušení.	Přesuňte se dál od známého zdroje elektromagnetického rušení.
	Příslušenství a sluchadla nejsou spárována.	Ověřte u sluchadlového odborníka, zda je příslušenství spárováno se sluchadly.
	Headset je vybaven vnitřním magnetem, který se ocitne příliš blízko sluchadla.	Použijte jiný headset nebo jej zkuste umístit na sluchadlo jiným způsobem a ověřte, zda se problém vyřeší

POZNÁMKA

Tyto informace se vztahují pouze ke sluchadlu. Informace vztahující se k vaší ušní sadě naleznete v uživatelské příručce „Ušní sady pro sluchadla Widex“. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.

CESTOVÁNÍ LETADLEM

Sluchadlo i nabíječku lze přepravovat jak v příručním, tak i v odbaveném zavazadle.

Připojení Bluetooth na sluchadle je třeba pomocí aplikace vypnout. Pokud se sluchadlo nepřipojí k mobilnímu telefonu, nehrozí riziko přenosu signálu z rádiového vysílače 2,4 GHz.

INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Směrnice EU

Směrnice 2014/53/EU

WSAUD A/S tímto prohlašuje, že model ARRD1 je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

ARRD1 obsahuje rádiové vysílače pracující při:
10,6 MHz, -54 dBμA/m při 10 m, 2,4 GHz, 0,9 mW EIRP.

Kopie Prohlášení o shodě podle směrnice 2014/53/EU je dostupná na adrese:

www.widex.com/doc

Aby se předešlo možnému zhoršení rádiového výkonu, mělo by se zařízení nacházet ve vzdálenosti alespoň 25 cm od ostatních radiokomunikačních zařízení.



Informace týkající se likvidace

Sluchadla, jejich příslušenství a nabíječku je nutné odevzdat na místo určené k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Máte-li pochybnosti, požádejte místní úřady o informaci o správném způsobu likvidace, nebo produkty předejte svému sluchadlovému odborníkovi, aby je bezpečně zlikvidoval.

Prohlášení k nařízením FCC a ISED

FCC ID: 2AXDT-RFM015

IC: 26428-RFM015

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

POZNÁMKA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

POZNÁMKA

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by WSAUD A/S could void the user's authority to operate the equipment.

ISED Statement / Déclaration d'ISED

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

SYMBOLY

Symboly běžně užívané společností WIDEX při označování zdravotnických prostředků (štítky/návody k použití/atd.).

Symbol	Název/Popis
--------	-------------



Výrobce

Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum výroby.



Katalogové číslo

Katalogové číslo (číslo položky) produktu.



Přečtěte si návod k použití

Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování / bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.



Varování

Text označený symbolem varování je nutné před použitím produktu prostudovat.



Značka WEEE

„Nevyhazovat do komunálního odpadu“. Je-li výrobek nutné zlikvidovat, musí být odeslán na určené sběrné místo k recyklaci a obnově, aby se zabránilo riziku znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek.



Značka CE

Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnících, které se týkají označení CE.

Symbol	Název/Popis
--------	-------------



	Značka RCM
--	-------------------

	Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektrické bezpečnosti, elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh.
--	---



	Zdravotnické zařízení
--	------------------------------

	Vyjádření, že se jedná o zdravotnické zařízení.
--	---

Widex PRAHA

Bohušovická 230/12

190 00 Praha 9

Tel: 286 580 396

servis@widex.cz

Widex BRNO

Hlinky 995/70

603 00 Brno

Tel: 543 331 630

brno@widex.cz

www.widex.cz

Widex OSTRAVA

Biskupská 3330/8

702 00 Ostrava

Tel: 597 317 597

ostrava@widex.cz

**WSAUD A/S****0123**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Dánsko
www.widex.com

Návod č.:
9 514 0894 020 01
Vydáno:
2023-12

