

spex

Polštář

Instalační a uživatelská příručka



DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE:

Tento návod obsahuje důležité pokyny, které musí být předány uživateli tohoto produktu. Před dodáním konečnému uživateli tento návod k použití neodstraňujte.

DODAVATEL: Tento návod musí být předán uživateli tohoto produktu.

UŽIVATEL/PEČOVATEL: Před použitím tohoto produktu si přečtěte celý návod

a uschovejte jej pro budoucí použití. Před použitím polštáře ve vozidle je NUTNÉ si přečíst část Bezpečnost při přepravě.

MD: Tento produkt je zdravotnický prostředek.

Jméno uživatele:

Sériové číslo:

Obsah:

Úvod	2
Určené použití	2
Kontraindikace	2
Bezpečnostní pokyny	3
Nosnost	3
Životní prostředí	3
Kompatibilita	4
Varování	4
Obsah polštáře	5
Opětovné vydání jinému uživateli	5
Likvidace a recyklace	5
Úprava strategického postavení základny	6
Úprava sklonu pánve	6
Konfigurace polštáře Spex	7
Další tipy pro konfiguraci	8
Nasazení polštáře	8
Údržba a čištění	9
Strategická tabulka základů polštářů	10
Bezpečnost při přepravě – montáž, použití, údržba a omezení	11
Bezpečnost při přepravě – správné umístění bezpečnostních pásů	12
Varování	13
Záruka	16

Úvod

Spex Cushion je tvarovaný/modulární a nastavitelný polštář pro symetrické i asymetrické sedací polohy. Je navržen tak, aby správně podpíral pánev a nohy a chránil pokožku. Strategický polohovací systém použitý pod sedákem umožňuje snadné a okamžité nastavení. Poznámka: Zkontrolujte, zda všechny části nejsou poškozené při přepravě. V případě potřeby se obraťte na společnost Spex nebo svého dodavatele s žádostí o další pokyny. Společnost Spex doporučuje konzultovat s odborníkem, například ergoterapeutem nebo fyzioterapeutem, který má zkušenosti s usazováním a polohováním na invalidním vozíku, aby určil, zda je polštář Spex vhodný pro daného uživatele.

Určeno pro použití v rámci

Spex Seating je určen pro uživatele (zdravotně postižené a/nebo trpící nepohodlím), kteří vyžadují specifickou podporu držení těla a polohování, aby jim bylo zajištěno pohodlí při sezení na invalidním vozíku při každodenních činnostech a při přepravě ve vozidlech. Je navržen s ergonomickými úpravami, které zlepšují držení těla a/nebo pomáhají předcházet/snižovat fyzické problémy spojené se sedavým zaměstnáním nebo činnostmi.

Kontraindikace

1. Použití sedaček Spex pro invalidní vozíky může ovlivnit těžiště a způsobit převrácení invalidního vozíku, což může vést k úrazu. Vždy posuďte, zda je nutné přidat k invalidnímu vozíku protiskluzové prvky nebo adaptér pro amputované končetiny pro zvýšení stability.

2. Pravidelně kontrolujte, zda se na kůži nevyskytuje zarudnutí a zda se nevytvářejí otlaky. Pokud se na kůži objeví zarudnutí, přestaňte produkt používat a poraďte se se svým lékařem nebo terapeutem.

Bezpečnostní pokyny pro sedací systémy

Abyste předešli zranění, přečtěte si, pochopte a dodržujte všechny pokyny a varování v této příručce před instalací a používáním polštáře Spex. Používání invalidních vozíků a adaptivního vybavení s sebou nese určitá rizika. Při nesprávném používání invalidního vozíku nebo polštáře může dojít k vážnému zranění. Pokud polštář přestane fungovat tak, jak má, před dalším používáním se okamžitě poraďte s autorizovaným dodavatelem sedaček Spex. Jakékoli závažné incidenty související s tímto výrobkem je třeba nahlásit společnosti Spex Ltd.

Polštář Spex splňuje požadavky normy ISO 7176-16; invalidní vozíky – odolnost proti vznícení polohovacích podpěrných zařízení. Potah a pěna splňují požadavky na hořlavost stanovené v kalifornském technickém bulletinu 117. Ve výjimečných případech mohou látky použité v tomto výrobku způsobit podráždění pokožky u osob s citlivou pokožkou. Pokud se u vás objeví zarudnutí nebo svědění pokožky, poraďte se se svým lékařem.

Zřeknutí se odpovědnosti: Společnost Spex nenese žádnou odpovědnost za terapeutickou účinnost svých produktů. Naše tvrzení se týkají schopnosti produktů zajistit bezpečné a spolehlivé umístění a sezení na zařízení, na které jsou nainstalovány.

Nosnost polštáře

- 10-15" (25,4 - 38 cm) Maximální hmotnost uživatele: **200 lbs. (90 kg)**
- 16-21" (41 - 53 cm) Maximální hmotnost uživatele: **350 lbs. (160 kg)**
- 22" + (56 cm) Maximální hmotnost uživatele: **495 lbs. (225 kg)**



VAROVÁNÍ

Nikdy nepřekračujte nosnost polštáře nebo invalidního vozíku stanovenou výrobcem invalidního vozíku. Nikdy neprovádějte cvičení s činkami, které by vedlo k překročení nosnosti invalidního vozíku.

Prostředí

Vlhkost: Polštář udržujte vždy v suchu, protože kontakt s vodou nebo nadměrnou vlhkostí může způsobit zhoršení funkčnosti polštáře nebo jeho potenciální selhání. Pokud se polštář navlhčí nebo zmokne, co nejdříve jej důkladně otřete suchým hadříkem. Polštář nepoužívejte ve sprchách nebo bazénech.

Teplota: Vaše podložka nemusí fungovat tak, jak má, pokud je používána při extrémních teplotách. Chraňte podložku před zdroji extrémního tepla nebo chladu, aby nedošlo ke změně funkčnosti pěny.

Nečistoty: Malé částice, jako je prach, nečistoty a písek, mohou omezit optimální funkčnost. Pravidelně perte potah polštáře, aby se na něm nehromadily nečistoty.

Kompatibilita

- Polštář Spex byl navržen tak, aby byl kompatibilní s většinou invalidních vozíků.
- Polštář Spex musí být instalován na pevném podkladu, jako je pevná základna sedadla nebo zpevňovač polštáře, který uživateli poskytuje větší stabilitu.



VAROVÁNÍ

NEUPOSLECHNUTÍ VAROVÁNÍ MŮŽE VÉST K NEHODĚ, ZRANĚNÍ, BOLESTI NEBO SMRTI

Pokud si nejste jisti některým z následujících bodů, vyhledejte pomoc

1. Instalace polštáře na invalidní vozík může narušit těžiště invalidního vozíku a způsobit jeho převrácení dozadu, což může vést ke zranění nebo smrti. Zkontrolujte, zda je třeba k invalidnímu vozíku přidat protiskluzové prvky nebo jiné úpravy, které pomohou zvýšit stabilitu.
2. Instalace a seřízení polštáře Spex smí provádět pouze
 - a) Autorizovaný distributor nebo technik společnosti Spex
 - b) Kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který absolvoval příslušné biomechanické školení
3. Polštář Spex musí být instalován na pevném podkladu. Pevná základna sedadla poskytne uživateli větší stabilitu (polštář se nebude prohýbat).
4. Tento polštář musí být nejprve vyzkoušen, aby se ověřila jeho účinnost z hlediska potřeb uživatele. Lékař musí zkontrolovat pokožku uživatele, aby se ujistil, že se nevytvářejí červené otlačky.
5. Uživatel a/nebo pečovatelé by měli pravidelně kontrolovat, zda se na kůži nevyskytuje zarudnutí nebo poškození tkáně. Pokud se zarudnutí objeví, okamžitě přestaňte polštář používat a poraďte se se svým lékařem nebo terapeutem. Polštář lze překonfigurovat pro lepší polohování.
6. Při správném nastavení a pravidelné údržbě je polštář Spex vynikající volbou pro osoby s rizikem vzniku kožních vředů, avšak žádný polštář nemůže zcela eliminovat tlak při sezení ani zabránit vzniku proleženin.
7. Polštář udržujte v suchu. Vlhkost je faktorem přispívajícím k vzniku proleženin.
8. Doporučujeme uživateli dodržovat správnou stravu a pravidelně provádět cvičení/terapii na zmírnění tlaku, aby se předešlo vzniku proleženin.
9. Nenechávejte polštář Spex přes noc venku ani při teplotách pod 5 °C/41 °F. Polštář Spex by měl mít pokojovou teplotu, než se na něj posadíte.
10. Vyhněte se ostrým předmětům nebo vystavení nadměrnému teplu či otevřenému ohni.
11. Polštář Spex Cushion byl speciálně navržen jako polštář pro uživatele mobilních invalidních vozíků. Polštář nepoužívejte žádným způsobem, který není popsán, a nikdy jej neupravujte.
12. Polštář nikdy nepoužívejte bez potahu. V blízkosti otevřeného ohně nebo hořících cigaret je třeba dbát opatrnosti. Používání polštáře bez potahu zvyšuje riziko hořlavosti a poškození kůže.
13. Nikdy nepoužívejte polštář bez potahu pro inkontinenci. V opačném případě se zkrátí životnost polštáře.

Obsah polštáře

Váš polštář obsahuje následující:

	Popis	Množství
A	Vnější potah	1
B	Inkontinenční potah	1
C	Pěnové jádro	1
D	Strategická polohovací základna	1



Opětovné vydání jinému uživateli programu „“

Jakmile uživatel dokončí používání polštáře Spex, musí být polštář renovován a důkladně vyčištěn, pokud je vydán jinému uživateli. Níže jsou uvedeny přísné pokyny pro renovaci polštáře Spex. Společnost Spex nenesе žádnou odpovědnost za kontaminaci, křížovou infekci nebo poškození. Společnost Spex doporučuje používat dezinfekční ubrousky AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide). Dezinfekční prostředek musí být používán v souladu s pokyny výrobce. Společnost Spex nenesе žádnou odpovědnost za účinnost dezinfekčního procesu.

Část	Postup
Kontrola bezpečnosti	Všechny součásti je třeba zkontrolovat, zda nevykazují známky namáhání nebo praskliny.
Potahy	Bez ohledu na stav je nutné vyměnit jak potah pro inkontinenci, tak vnější potah.
Strategická polohovací základna	Zajistěte, aby každá konturovaná kapsa měla správné vrstvy pěnových vložek.
Pěna	Pěna by měla být zkontrolována z hlediska degradace a čistoty.



Likvidace a recyklace

Váš sedací systém Spex je vyroben z různých materiálů, z nichž většina je recyklovatelná. Jakmile dosáhne konce své životnosti, pokud jste jeho právoplatným vlastníkem, nevyhazujte jej jako běžný domácí odpad, ale odvezte svůj systém Spex do schváleného recyklačního nebo sběrného místa, kde bude zlikvidován v souladu s místními zákony a předpisy.

Oddělený sběr a recyklace systému Spex při likvidaci zajišťuje ochranu životního prostředí a pomáhá šetřit přírodní zdroje.

Nastavení cíleného polohování základny polštáře


Polštář Spex lze nastavit tak, aby vyhovoval mnoha různým polohám osob se zdravotním postižením nebo problémy se sezením. Úpravou strategické polohovací základny se povrch polštáře přizpůsobí tak, aby zlepšil celkovou polohu, vyrovnání pánve, schopnost sezení, pohodlí a snížení tlaku. Pokud je pro asymetrie zapotřebí větší přizpůsobení nebo podpora, může být nutné použít 5° klínový polštář (příslušenství).



Každá noha je nezávisle ošetřena strategickou polohovací základnou.

Nastavení sklonu pánve

Zadní rohové segmenty lze přidat nebo odebrat na obou stranách, aby se korigovala nebo přizpůsobila šikmost. Horní vrstvy snižující tlak nejsou ovlivněny.



Žádné nastavení



Vloženo pod pravou stranou



VAROVÁNÍ

Úpravy musí provádět certifikovaný a zkušený klinický pracovník, jako je lékař, terapeut nebo rehabilitační technik, který má zkušenosti s usazováním a polohováním. Úpravy musí být provedeny po řádném posouzení biomechanických potřeb uživatele.

Nastavení polštáře Spex

Obrázky slouží pouze pro ilustrační účely	Upozornění: Klinické hodnocení určí, které varianty polštáře budou vybrány, aby vyhovovaly potřebám každého klienta.
	Střední polohování a kontrola Polštář lze konfigurovat na obou stranách nebo na každé straně samostatně. Polštář může zůstat plochý, pokud je to nutné.
	Napnuté hamstringy/omezená flexe kyčle/zadní sklon pánve Polštář lze zaklínit tak, aby byl nakloněn dopředu, přičemž buňky se přidávají vzadu a odstraňují vpředu.
	Řízení a polohování Přidejte segmenty pod stehny pro lepší podporu a kontrolu před sedacími svaly.
	Rotace pánve Aby se zabránilo rotaci pánve, vytvořte výztuž pod postiženou nohou (před sedací kostí).
 Naklonění dopředu Naklonění dozadu	Potřebujete větší podporu/konturování? V případě potřeby použijte náš 5° (stupňový) klínový polštář pro větší oporu. Lze použít jeden, nebo pokud je to nutné pro obě nohy, použijte dva. Klín lze umístit buď šikmo dozadu nebo dopředu v závislosti na požadavcích uživatele.

Další tipy pro konfiguraci polštářů

Konfigurace musí záviset na biomechanickém vyhodnocení a posouzení.

- 1.** Přední sklon pánve: Polštář nechte rovný nebo mírně zvedněte přední část polštáře, aby se pánev vyrovnala do neutrální polohy a/nebo se podpořilo přenášení váhy na sedacích hrbolích.
- 2.** Tlak extenzorů: Zvyšte flexi kyčle a kolena tím, že vytvoříte větší oporu pod přední částí stehen.
- 3.** Šikmost pánve: Podložte spodní stranu, abyste ji vyrovnali, a horní stranu, abyste ji přizpůsobili.

Nasazení polštáře

- 1.** Umístěte polštář asi ½" před přední hranu sedací plochy, aby chránil nohy uživatele.
- 2.** Přední část polštáře musí být vždy otočena dopředu.
- 3.** Zkontrolujte velikost polštáře. Polštář musí plně podpírat spodní část těla uživatele. Pokud je polštář příliš dlouhý, může to uživatele nutit sedět s pánevní kostí nakloněnou dozadu.
- 4.** Boky polštáře musí být vždy rovnoběžné s kolejnicemi sedadla rámu invalidního vozíku.
- 5.** Správné nastavení opěrky nohou může zvýšit pohodlí při sezení. Nastavte opěrky nohou tak, aby nohy uživatele pevně, ale pohodlně spočívaly na polštáři.

Údržba a čištění polštáře

Měsíční čištění a pravidelná údržba pomohou prodloužit životnost polštáře. Očekávaná životnost polštáře je 5 let, je však nutné pravidelně kontrolovat jeho funkčnost.

Společnost Spex doporučuje používat dezinfekční ubrousky AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide). Dezinfekční prostředek musí být používán v souladu s pokyny výrobce. Společnost Spex nenese žádnou odpovědnost za účinnost dezinfekčního procesu.



UPOZORNĚNÍ

- Výměna potahu po vyprání musí být provedena správně. Ujistěte se, že zadní strana potahu odpovídá zadní straně pěnové základny.
- Při použití v institucionálním prostředí napište jméno uživatele permanentním fixem na štítek s obsahem potahů. Tím zajistíte, že potahy budou po vyprání vráceny.
- Na polštářích Spex používejte pouze potahy Spex. Výměna potahu nebo použití jiných materiálů změní design a může způsobit poškození nebo tlakové problémy uživateli.

Pěna


- Udržujte v suchu.
- Pravidelně kontrolujte pěnovou základnu, abyste zajistili dobrou konzistenci pěny.
- Pokud se náhodou namočí, před nasazením krytů jej důkladně vysušte.

Potah pro inkontinenci

- Pouze ruční praní.
- Nepoužívejte bělidla ani jiné silné čisticí prostředky.
- Nesušte v sušičce.
- Nepoužití tohoto potahu může zkrátit životnost polštáře.

Vnější potah


- Sejměte potah z pěnové základny a otočte jej naruby.
- Perte v pračce v teplé vodě (40 °C / 104 °F).
- Sušte na nízké teplotě nebo v sušičce.
- Nežehlete. Nečistěte chemicky. Nebělte.
- Pokud se používají chemické čisticí prostředky, musí se potahy důkladně opláchnout vodou, aby se odstranily všechny chemické zbytky, a před opětovným použitím nechat zcela vyschnout.
- Zkontrolujte, zda potah není potrháný nebo nadměrně opotřebovaný, a pokud je roztržený, potrháný nebo jinak nefunkční, vyměňte jej.



Máte-li další dotazy týkající se postupů čištění, obraťte se na autorizovaného prodejce Spex Seating.

Tabulka pro nastavení Strategic Base

Jakmile je polštář Spex nastaven do optimální polohy, použijte níže uvedenou tabulku k zaznamenání počtu tvarovacích kostek v každé buňce. Nepoužité/nedostupné segmenty označte níže znakem „X“.



Datum posouzení	
Jméno lékaře	
Jméno klienta	
Poznámky	

Přední strana polštáře – pohled zespodu

pravá noha uživatele

levá noha uživatele

Zadní strana polštáře – pohled zespodu

Bezpečnost při přepravě

Systém Spex prošel úspěšně nárazovými testy a splňuje požadavky normy RESNA WC-4:2012, oddíl 20 (WC20). Systém Spex splňuje požadavky normy ISO 16840-4:2009 a je vhodný pro použití jako sedadlo motorového vozidla, pokud je použit s vhodnou základnou invalidního vozíku. Dodržujte všechny pokyny pro instalaci, používání a údržbu uvedené v této příručce, jakož i následující pokyny pro přepravu. Pokud je to možné, měl by se uživatel vozíku přesunout na sedadlo vozidla a používat bezpečnostní systémy instalované ve vozidle.

Systém Spex byl navržen tak, aby umožňoval správné používání bezpečnostních pásů ukotvených ve vozidle. Systém Spex dosáhl hodnocení „vynikající“ (16 z 16) za snadné správné umístění bezpečnostního pásu a míru, do jaké lze dosáhnout správného uchycení bezpečnostního pásu, na základě metod uvedených v příloze D. Následující položky systému sedadel Spex byly testovány a jsou vhodné pro použití v motorových vozidlech:

- Modely s opěrkou zad v plné výšce
- Základna sedadla
- Modely polštářů
- Podpěry paží a stehen
- Boční podpěry trupu
- Opory hlavy

Poznámka: Opěry zad, které jsou nižší než výška ramen uživatele, nejsou certifikovány a nedoporučují se pro přepravu ve vozidle. Např. opěry zad Zygo.

Montáž, používání, údržba a omezení

- Úpravy nastavení invalidního vozíku smí provádět pouze kvalifikovaný terapeut, odborník nebo technik specializující se na sezení. U systémů s individuálním tvarováním/na míru může být pro konfiguraci a instalaci systému sezení zapotřebí kvalifikovaný odborník.
- Po provedení jakýchkoli úprav se ujistěte, že jsou všechny šrouby, vruty a matice opět pevně utaženy, aby byla zajištěna bezpečnost při cestování ve vozidle.
- Ujistěte se, že horní a spodní úchyty opěradla a přední a zadní úchyty sedáku jsou nainstalovány co nejdále od sebe, aby bylo zajištěno pevnější 4bodové připevnění k rámu invalidního vozíku. Ujistěte se, že jsou zapojeny rychloupínací západky.
- Nepoužívejte sedací systém Spex jako sedadlo ve vozidle, pokud jsou kdekoli na sedacím systému použity sedací komponenty, které neprošly úspěšně nárazovými testy. Sedací systém Spex je navržen a certifikován pouze pro použití komponentů Spex. Společnost Spex nenese odpovědnost v případě, že jsou v kombinaci se sedacím systémem Spex použity jiné sedací systémy jiných výrobců.
- V pravidelných intervalech kontrolujte, zda se během každodenního používání neuvolnily všechny upevňovací prvky sedacího systému Spex, a v případě potřeby je znovu utáhněte.
- Před použitím sedadla jako sedadla ve vozidle se ujistěte, že jsou odklápěcí boční opěrky v zajištěné poloze.

Bezpečnost při přepravě


Správné umístění bezpečnostních pásů

Při použití systému Spex Seating System jako sedadla ve vozidle je nutné vždy používat jak pánevní pás, tak ramenní pás. Aby bylo možné správně umístit bezpečnostní pásy na osobu sedící na vozíku, je nutné zajistit následující:

- Pánevní pás by měl být nasazen nízko přes přední část pánve v blízkosti spojení pánve a stehen.
- Úhel bederního pásu by měl být mezi 30° a 75° vzhledem k horizontále a ideálně mezi 45° a 75° vzhledem k horizontále (jak je znázorněno na obrázku 2).
- Spona tříbodového bezpečnostního pásu by měla být v kontaktu s tělem osoby a mimo součásti invalidního vozíku.
- Spojení ramenního a pánevního pásu tříbodového bezpečnostního pásu by mělo být umístěno v blízkosti kyčle naproti rameni, přes které diagonální pás přechází, a ne v blízkosti středu těla uživatele.
- Bezpečnostní pásy by neměly být vedeny přes kola invalidního vozíku nebo přes područky invalidního vozíku a neměly by být drženy mimo tělo součástmi nebo částmi invalidního vozíku.
- Horní pásy by měly být umístěny přímo nad středem ramene a být s ním v kontaktu.
- Bezpečnostní pásy by měly být nastaveny tak, aby co nejlépe přiléhaly, ale zároveň byly pohodlné pro uživatele.
- Pásy by neměly být připevněny zkroucené tak, aby se zmenšila plocha kontaktu pásu s cestujícím.



Obrázek 1



Obrázek 2

Bezpečnostní pásy by neměly být vedeny přes kola invalidního vozíku nebo přes područky invalidního vozíku a neměly by být drženy mimo tělo součástmi nebo částmi invalidního vozíku



Pánevní pásy by měly pevně přiléhat k tělu vpředu a po stranách, v místech, kde se spojují stehna s pánví, a na kyčlích.



Obrázek 3a – Nesprávné umístění pásů přes opěrky invalidního vozíku.

Obrázek 3b – Správné vedení a umístění bezpečnostních pásů na osobě sedící na invalidním vozíku.



VAROVÁNÍ

1. Vzdálenost mezi horní částí ramene uživatele a horní částí opěradla by neměla přesáhnout 16,5 cm.
2. Systém sedadel Spex Seating System smí být používán pouze s podvozky invalidních vozíků, které byly testovány jako součást systému invalidních vozíků splňujícího výkonnostní požadavky normy ISO 7176-19 a RESNA WC-4:2012, oddíl 19.
3. Systém sedadel Spex by měl být používán pouze na rámech vozíků, které mají čtyři upevňovací body a kotevní body pro pánevní pásy, které splňují požadavky normy RESNA WC-4: 2012, oddíl 19.
4. Invalidní vozík musí být označen jako vhodný pro použití jako sedadlo v motorovém vozidle, dynamicky testován podle výkonnostních požadavků normy ISO 7176-19 a instalován, používán a udržován v souladu s pokyny výrobce.
5. Systém sedadel Spex Seating System smí být používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce.
6. K účinnému zajištění cestujících a optimální ochraně při nárazu vozidla je nutné používat jak pánevní, tak ramenní bezpečnostní pásy jako součást kompletního systému upevnění vozíku a zajištění cestujících (WTORS), který splňuje normu ISO 10542-1. Bezpečnostní pásy by měly být kompatibilní s konkrétním vozíkem a měly by být uživateli nasazeny v souladu s pokyny výrobce systému WTORS.
7. Opěradla s nastavitelným úhlem sklonu by neměla být během jízdy ve vozidle nakloněna dozadu o více než 30° od svislé polohy, pokud to není nezbytné z lékařských důvodů nebo z důvodu držení těla cestujícího.
8. Pokud musí být opěrka zad během jízdy nastavena do úhlu většího než 30° od svislé polohy, měl by být horní upevňovací bod ramenního pásu posunut dozadu, aby pás zůstal v kontaktu s ramenem a hrudníkem uživatele na vozíku.


**VAROVÁNÍ**

9. Systém sedadel Spex Seating System smí být používán pouze pro sedadla směřující dopředu v motorových vozidlech.
10. Aby se snížilo riziko zranění cestujících ve vozidle, musí být pevné podnosy namontované na invalidním vozíku, které nejsou speciálně určeny pro použití během jízdy v motorových vozidlech:
 - a. odstraněny a samostatně zajištěny ve vozidle nebo
 - b. upevněny k vozíku, aby se při nárazu neuvolnily a
 - Umístěte jej tak, aby mezi zadní hranou podnosu a břichem a/nebo hrudníkem osoby sedící na invalidním vozíku byla mezera nejméně 75 mm, aby nedocházelo k narušení správného použití bezpečnostního pásu.
 - Mezi zadní hranou podnosu a osobou sedící na invalidním vozíku musí být umístěna výplň pohlcující energii.
11. Bez předchozí konzultace se společností Spex nesmí být prováděny žádné úpravy nebo výměny konstrukce, dílů nebo součástí sedacího systému.
12. Během jízdy se doporučuje používat posturální pánevní pás připevněný k základně vozíku nebo rámu sedadla, ale tyto pásy by měly být umístěny tak, aby nebránily správnému umístění bezpečnostních pásů odolných proti nárazu, a neměly by být používány k ochraně osoby v případě nehody, pokud posturální pás není navržen tak, aby splňoval požadavky normy WC19 a fungoval v souladu s nimi.
13. Při jízdě vozidlem lze používat polohovací podpůrná zařízení, která nejsou označena jako vyhovující normě ISO 16840-4, ale neměla by se používat k zajištění cestujících.

VAROVÁNÍ

14. K omezení pohybu cestujících při nárazu a snížení pravděpodobnosti jejich vymrštění z vozidla a/nebo zranění při kontaktu s interiérem vozidla by měly být použity bezpečnostní pásy v souladu s normami.
15. Bezpečnostní pásy by měly být u pasažérů na invalidním vozíku umístěny v souladu s pokyny výrobce WTORS.
16. Montážní hardware opěradla musí být nainstalován správně. Správné pokyny pro montáž hardware opěradla naleznete v příslušné části.
17. Pokud je vozík přepravován s osobou na palubě, musí být i tak připevněn k systému WTORS.
18. Děti s hmotností nižší než 22 kg (48,5 lb) by měly být přemístěny ze svého sedacího systému do vhodných dětských zádržných systémů určených pro použití v motorových vozidlech.
19. Kolem osoby sedící na vozíku by měl být dostatečný volný prostor vpředu i vzadu. Volný prostor vpředu (FCZ) musí být větší, pokud není použit ramenní bezpečnostní pás.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ UŽIVATELE VOZÍKU NEBO JINÝCH OSOB.




POZNÁMKY: Zadní volný prostor se měří od nejzadnějšího bodu hlavy osoby. Přední volný prostor se měří od nejvzdálenějšího bodu hlavy osoby.

Výška hlavy v sedě (HHT) se pohybuje od přibližně 47" (1200 mm) u malé dospělé ženy, do přibližně 61" (1550 mm) u vysokého dospělého muže.



UPOZORNĚNÍ



FCZ = 25,5" (650 mm) s horním zádočným pásem
= 37" (950 mm) pouze s pásem pro pánev

POZNÁMKA: Důrazně se doporučuje používat jak pásy pro pánev, tak i pro horní část trupu.

Doporučené volné zóny vpředu a vzadu pro osoby sedící na invalidním vozíku. (Poznámka: FCZ nemusí být dosažitelné pro řidiče sedící na invalidním vozíku).

Záruka

Každý polštář Spex je pečlivě zkontrolován, aby poskytoval špičkový výkon, a je zaručeno, že bude bez vad materiálu a zpracování po dobu 24 měsíců od data nákupu, za předpokladu běžného používání. Pokud se do 24 měsíců od původního data zakoupení vyskytne vada materiálu nebo zpracování, společnost Spex jej podle svého uvážení bezplatně opraví nebo vymění. Tato záruka se vztahuje na součásti polštáře, včetně vnějšího potahu, potahu proti inkontinenci, pěnové jednotky a základny pro strategické umístění. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a používání, včetně propíchnutí, roztržení nebo spálení nebo nesprávného používání jakékoli součásti polštáře zákazníkem.

Reklamáce a opravy by měly být vyřizovány prostřednictvím nejbližšího autorizovaného dodavatele společnosti Spex. S výjimkou výslovných záruk uvedených v tomto dokumentu jsou všechny ostatní záruky, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a záruk vhodnosti pro konkrétní účel, vyloučeny. Neexistují žádné záruky, které by přesahovaly popis uvedený v tomto dokumentu. Nápravná opatření v případě porušení výslovných záruk uvedených v tomto dokumentu jsou omezena na opravu nebo výměnu zboží. V žádném případě nesmí náhrada škody za porušení jakékoli záruky zahrnovat žádné následné škody ani překročit cenu prodaného nevyhovujícího zboží.

Sériové číslo vašeho polštáře najdete na zadní straně potahu polštáře.



32 Detroit Drive
Rolleston 7675
Nový Zéland



spex

Spex Ltd Telefon
+64 3 307 9790
Fax +64 3 307 2820
fasterresults@spexseating.com
www.spexseating.com

Dovozce pro ČR:
Letmo CZ, s.r.o.
Malešovice 276
664 65
www.letmo.cz

USA	REP
Medicept 200 Homer Ave, Ashland, MA 01721 Spojené státy americké Tel: +1-508-231-8842	

EC	REP
BEO MedConsulting Berlin GmbH Helmholtzstr. 2 D-10587 Berlin, Německo Tel: +49-30-318045-30	