

Instructions for Use

Cutimed® Hydro L / Cutimed® Hydro B**Hydrocolloid dressing****Product description**

Cutimed® Hydro is a range of sterile hydrocolloid dressings designed to maintain a moist wound environment. The dressing material interacts with the wound exudate to form a soft gel.

Cutimed® Hydro L is a flexible dressing. It is comfortable and has a top layer of low friction film, which allows close and easy monitoring of the healing process without dressing removal. It can be used for the management of dry to low exuding wounds. Whereas Cutimed® Hydro B is a dressing with a tapered edge and a thicker core. Compared with Cutimed® Hydro L, Cutimed® Hydro B has stronger liquid absorption capacity. The edge part is thinner than the core part, so it can be bonded to the skin for a long time. It can be used for management of dry to moderately exuding wounds.

Cutimed® Hydro is made of three parts: hydrocolloid, polyurethane film and release paper. The hydrocolloid layer is composed of sodium carboxymethyl cellulose (CMC) and hot melt adhesive. It has the function of absorbing liquid and allows the dressing to adhere stably to the wound and surrounding skin. The polyurethane film is moisture vapor permeable, waterproof, and impermeable to liquids, bacteria. This product can provide a moist environment for the wound.

Function principle

In the presence of wound exudate, the hydrocolloid absorbs liquid and forms a gel that does not adhere to the wound. This gel forms a moist environment at the wound interface, supports the wound healing process and reduces the risk of maceration of the surrounding skin. Most of the gel is removed together with the dressing, resulting in little or no damage to the newly formed tissue. The polyurethane film is moisture vapor permeable, waterproof, and impermeable to liquids, bacteria, which helps to provide a moist healing environment for the wound.

Intended purpose & indications**Cutimed® Hydro L**

Cutimed® Hydro L is a wound dressing for dry to low exuding wounds that protects the wound from foreign contamination, absorbs small amounts of exudate and provides a moist healing environment for the wound.

Indications:

Dry to low exuding wounds including donor sites, postoperative wounds, skin abrasions.

Cutimed® Hydro B

Cutimed® Hydro B is a wound dressing for dry to moderately exuding wounds that protects the wound from foreign contamination, absorbs exudate and provides a moist healing environment for the wound.

Indications:

Dry to moderately exuding wounds including pressure ulcers, leg ulcers, donor sites, postoperative wounds, skin abrasions.

Intended user

The product shall be used by or under the supervision of a healthcare professional. Please contact your healthcare professional if you are unsure whether the product is appropriate for you.

Intended patient population**Cutimed® Hydro L**

Patient who has the indications: Dry to low exuding wounds including donor sites, postoperative wounds, skin abrasions.

Cutimed® Hydro B

Patient who has the indications: Dry to moderately exuding wounds including pressure ulcers, leg ulcers, donor sites, postoperative wounds, skin abrasions.

Clinical benefit

Relieve patient pain during treatment.

Contraindications

- Do not use on highly exuding wounds.
- Do not use on the patients with a known hypersensitivity to the product itself or to its components.

Complications or side-effects

Very occasionally, there will be some potential risks associated with the use of Cutimed® Hydro L and Cutimed® Hydro B dressing with the following:

- adverse reactions (intolerance, erythema, hyper granulation etc.)
- wound infections
- risk of maceration (fluid leakage)

Directions for use

Firstly, ensure the product is kept clean and sterile before using. Do not use if package is damaged. Clean the wound area in accordance with normal procedure. Ensure the peri-wound skin is dry.

Application:

- Select a size of hydrocolloid dressing large enough to overlap the wound edges by at least 2–3 cm. If necessary, cut to shape (A).
- Remove the dressing from the pouch, partially tear off the release film and apply the adhesive side to the wound (B).
- Remove the remaining liner and smooth dressing down onto skin (C).
- For dressing removal, press down on the skin outside of the dressing and gently lift an edge of the dressing. Gently loosen the edges until all are free from the skin surface.

Note 1:

The dressing change interval may be several days. Change the dressing before it is fully saturated, or as indicated by clinical practice. The same product cannot be used for more than 7 days; continuous use cannot be more than 30 days.

Note 2:

Frequent dressing changes on wounds with damaged or delicate skin surrounding the wound is not recommended.

Precautions/Warnings

- Do not reuse. Reusing will cause cross-contamination.
- Do not use if package is damaged or open.

Storage and transport conditions

The product should be stored at 15–25°C and kept away from direct sunlight. The transportation should prevent heavy weight, sun and rain.

Disposal

Disposal should be handled according to local environment procedures.

Other information

- The intended user does not need training for this product.
- If any serious incident has occurred in relation to the use of this dressing, it should be reported to Winner Medical Co., Ltd. and the competent authority of your state.

Mode d'emploi

Cutimed® Hydro L / Cutimed® Hydro B**Pansement hydrocolloïde****Description du produit**

Cutimed® Hydro est une gamme de pansements hydrocolloïdes conçus pour maintenir un milieu humide sur le lit de la plaie. Le pansement interagit avec l'exsudat de la plaie afin de former un gel mou. Cutimed® Hydro L est un pansement souple. Il est confortable et possède une couche supérieure munie d'un film à faible friction, ce qui permet une surveillance rapprochée de la cicatrisation sans retirer le pansement. Il peut être utilisé dans la prise en charge de plaies sèches à peu exsudatives. Cutimed® Hydro B est quant à lui un pansement à bords bésautés avec une partie principale plus épaisse. En comparaison avec Cutimed® Hydro L, Cutimed® Hydro B possède une capacité d'absorption des liquides plus importante. Les bords sont plus fins que la partie principale et cela permet qu'il soit collé sur la peau pendant une longue période. Il peut être utilisé dans la prise en charge de plaies sèches à modérément exsudatives.

Cutimed® Hydro se compose de trois parties : une couche hydrocolloïde, un film en polyuréthane et un papier anti-adhésif. La couche hydrocolloïde est composée de carboxyméthylcellulose sodique (CMC) et d'adhésif thermofusible. Elle a pour fonction d'absorber le liquide et permet au pansement d'adhérer de manière stable à la plaie et à la peau tout autour. Le film en polyuréthane est perméable à la vapeur d'eau, imperméable à l'eau et imperméable aux liquides et aux bactéries. Ce produit peut fournir un environnement humide pour la plaie.

Principe de fonctionnement

En présence d'exsudat de plaie, la couche hydrocolloïde absorbe le liquide et forme un gel qui n'adhère pas à la plaie. Ce gel forme un environnement humide à l'interface de la plaie, favorise le processus de cicatrisation et réduit le risque de macération de la peau tout autour. La majeure partie du gel est retirée avec le pansement, ce qui entraîne peu ou pas de dommages au tissu nouvellement formé. Le film en polyuréthane est perméable à la vapeur d'eau, imperméable à l'eau et imperméable aux liquides et aux bactéries, ce qui contribue à fournir un environnement humide propice à la cicatrisation de la plaie.

Utilisation prévue et indications**Cutimed® Hydro L**

Cutimed® Hydro L est un pansement destiné aux plaies sèches à peu exsudatives qui protège les plaies des contaminations extérieures, absorbe de petites quantités d'exsudat et offre à la plaie un milieu humide lui permettant de guérir.

Indications :

Plaies sèches à faiblement exsudatives comprenant les brûlures superficielles, les sites donneurs, les plaies postopératoires, les abrasions cutanées.

Cutimed® Hydro B

Cutimed® Hydro B est un pansement destiné aux plaies sèches à modérément exsudatives qui protège les plaies des contaminations extérieures, absorbe l'exsudat et offre à la plaie un milieu humide lui permettant une meilleure cicatrisation.

Indications :

Plaies sèches à modérément exsudatives comprenant les escarres, les ulcères du membre inférieur, les sites donneurs, les plaies postopératoires, les abrasions cutanées.

Utilisateurs concernés

Le produit doit être utilisé par un professionnel de santé ou sous sa supervision. Contacter un professionnel de santé en cas de doutes quant à l'adéquation du produit à votre situation particulière.

Patients concernés**Cutimed® Hydro L**

Patient présentant les indications suivantes : Plaies sèches à faiblement exsudatives comprenant les sites donneurs, les plaies postopératoires, les abrasions cutanées.

Cutimed® Hydro B

Patient présentant les indications suivantes : Plaies sèches à modérément exsudatives comprenant les escarres, les ulcères du membre inférieur, les sites donneurs, les plaies postopératoires, les abrasions cutanées.

Bénéfice clinique

Soulage la douleur du patient pendant le traitement.

Contre-indications

- Ne pas appliquer sur des plaies fortement exsudatives.
- Ne pas appliquer sur des patients présentant une hypersensibilité au pansement lui-même ou à l'un de ses composants.

Complications ou effets secondaires

Très occasionnellement, certains risques potentiels peuvent être associés à l'utilisation des pansements Cutimed® Hydro L et Cutimed® Hydro B, notamment :

- Réactions indésirables (intolérance, érythème, hypergranulation, etc.)
- Infections de la plaie
- Risque de macération (fuite de liquide)

Instructions d'utilisation

S'assurer tout d'abord que le produit est propre et stérile avant utilisation. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Nettoyer la zone de la plaie conformément à la procédure habituelle. S'assurer que la peau péri-lésionnelle est sèche.

Application :

- Sélectionner une taille de pansement hydrocolloïde suffisamment grande pour recouvrir les bords de la plaie d'au moins 2 à 3 cm. Si nécessaire, couper le pansement à la forme voulue (A).
- Retirer le pansement du sachet, retirer une partie du film de protection et appliquer la face adhésive sur la plaie (B).
- Retirer le film de protection restant et lisser le pansement sur la peau (C).
- Pour retirer le pansement, appuyer sur la peau en périphérie du pansement et soulever délicatement un bord du pansement. Détacher délicatement les bords jusqu'à ce que toutes les surfaces soient décollées de la surface de la peau.

Remarque 1 :

L'intervalle de changement du pansement peut être de plusieurs jours. Changer le pansement avant qu'il ne soit complètement saturé, en cas de signes de fuite ou selon les indications de la pratique clinique. Ce même produit ne peut pas être utilisé pendant plus de 7 jours ; son utilisation continue ne peut pas dépasser 30 jours.

Remarque 2 :

Il n'est pas recommandé de changer fréquemment de pansement si la peau péri-lésionnelle est abîmée ou fragile.

Précautions et mises en garde

- Ne pas réutiliser. Sa réutilisation pourrait entraîner une contamination croisée.
- Ne pas utiliser si l'emballage est déjà ouvert ou endommagé.

Conditions de conservation et de transport

Le produit doit être conservé à une température comprise entre 15 et 25°C et à l'abri de la lumière solaire directe. En cas de transport, il convient d'éviter toute exposition à des charges lourdes, au soleil et à la pluie.

Élimination

Éliminer conformément aux procédures environnementales locales.

Autres informations

- L'utilisateur concerné n'a pas besoin de formation pour ce produit.
- Tout incident grave survenu en lien avec ce pansement doit être signalé à Winner Medical Co., Ltd, ainsi qu'aux autorités compétentes de votre État.

Gebrauchsanweisung

Cutimed® Hydro L / Cutimed® Hydro B**Hydrokolloidverband/Hydrokolloidverband mit Hafttrand****Produktbeschreibung**

Cutimed® Hydro umfasst eine Reihe steriler Hydrokolloid-Wundauflagen zur Erhaltung eines feuchten Wundmilieus. Das Verbandmaterial interagiert mit dem Wundexsudat und bildet ein weiches Gel. Cutimed® Hydro L ist eine flexible Verbandart. Sie ist anschmiegsam und besitzt eine obere Schicht mit einer Folie mit geringer Reibung, die eine Überwachung des Heilungsprozesses ermöglicht, ohne dass die Wundauflage entfernt werden muss. Sie kann zur Behandlung von trockenen bis schwach exsudierenden Wunden verwendet werden. Cutimed® Hydro B hingegen ist eine Wundauflage mit dünnem Hafttrand und einem dickeren Kern. Im Vergleich zu Cutimed® Hydro L besitzt Cutimed® Hydro B eine höhere Flüssigkeitsabsorptionseigenschaft. Der Hafttrand ist dünner als der Kernteil, so dass die Wundauflage lange Zeit auf der Haut verbleiben kann. Sie kann für die Behandlung von trockenen bis mäßig exsudierenden Wunden verwendet werden.

Cutimed® Hydro setzt sich aus drei Teilen zusammen: Hydrokolloid, Polyurethanfilm und Abdeckpapier. Die Hydrokolloidschicht besteht aus Natriumcarboxymethylcellulose (CMC) und Schmelzkleber. Sie hat die Funktion, Flüssigkeit aufzunehmen und ermöglicht, dass der Verband fest an der Wunde und umgebender Haut haftet. Der Polyurethanfilm ist wasserdampfdurchlässig, wasserdicht und undurchlässig für Flüssigkeiten und Bakterien. Dieses Produkt ermöglicht ein feuchtes Wundheilungsmilieu.

Funktionsprinzip

Bei Wundexsudat nehmen Hydrokolloidverbände Exsudat auf und bilden ein Gel, das nicht an der Wunde haftet. Dieses Gel bildet an der Wundoberfläche ein feuchtes Milieu, unterstützt den Wundheilungsprozess und reduziert das Risiko der Makeration der Wunde. Die meisten des Gels wird größtenteils zusammen mit dem Verband entfernt, das nur gebildete Gewebe wird dadurch wenig oder gar nicht beschädigt. Der Polyurethanfilm ist wasserampfdurchlässig, wasserdicht und undurchlässig für Flüssigkeiten und Bakterien und trägt dadurch zu einem feuchten Wundheilungsmilieu bei.

Verwendungszweck und Indikationen**Cutimed® Hydro L**

Cutimed® Hydro L ist eine Wundauflage für trockene bis schwach exsudierende Wunden, die die Wunde vor Verunreinigung von außen schützt, geringe Mengen an Exsudat absorbiert und für ein feuchtes Wundheilungsmilieu sorgt.

Anwendungsgebiete:

Trockene bis schwach exsudierende Wunden, wie oberflächliche Verbrennungen, Spalthautnahtmstellen, postoperative Wunden oder Hautabschürfungen.

Cutimed® Hydro B

Cutimed® Hydro B ist eine Wundauflage für trockene bis mäßig exsudierende Wunden, die die Wunde vor Verunreinigung von außen schützt, Exsudat absorbiert und für ein feuchtes Wundheilungsmilieu sorgt.

Anwendungsgebiete:

Trockene bis mäßig exsudierende Wunden, wie Druck- und Bandschwüren, Spalthautnahtmstellen, postoperative Wunden oder Hautabschürfungen.

Vorgesehene Anwender

Das Produkt darf nur durch medizinisches Fachpersonal oder unter dessen Aufsicht verwendet werden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Produkt für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Vorgesehene Patientengruppe**Cutimed® Hydro L**

Patienten mit folgenden Indikationen: Trockene bis schwach exsudierende Wunden, wie Spalthautnahtmstellen, postoperative Wunden oder Hautabschürfungen.

Cutimed® Hydro B

Patienten mit folgenden Indikationen: Trockene bis mäßig exsudierende Wunden, wie Druck- und Bandschwüre, Spalthautnahtmstellen, postoperative Wunden oder Hautabschürfungen.

Klinischer Nutzen

Schmerzreduzierung beim Patienten während der Behandlung.

Kontraindikationen

- Nicht bei stark exsudierenden Wunden verwenden.
- Nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen das Produkt oder seine Bestandteile verwenden.

Komplikationen oder Nebenwirkungen

Sehr selten sind mit der Verwendung des Cutimed® Hydro L- und Cutimed® Hydro B-Verbands potentielle Risiken verbunden, z.B.:

- Unverwünschte Reaktionen (Unverträglichkeit, Erythem, Hypergranulation usw.)
- Wundinfektionen
- Risiko einer Mazeration (Flüssigkeitsleckage)

Anwendungshinweise

Zunächst ist darauf zu achten, dass das Produkt vor der Verwendung sauber und steril gehalten wird. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. Den Wundbereich gemäß üblichen Verfahren reinigen. Darauf achten, dass die Haut der Wundumgebung trocken ist.

Anwendung:

- Die geeignete Größe des Hydrokolloidverbands auswählen. Der Verband sollte die Wundränder um mindestens 2–3 cm überlappen. Falls erforderlich, auf die gewünschte Form zuschneiden (A).
- Den Verband aus dem Peel-Beutel nehmen. Das Abdeckpapier teilweise abziehen und die Wundauflage mit der Haftseite auf die Wunde aufbringen (B).
- Die restliche Abdeckpapier abziehen und den Verband auf der Haut glatteischieben (C).
- Zum Entfernen der Wundauflage leicht auf die Haut außerhalb des Verbands drücken und an einer Ecke beginnend vorsichtig den Verband abheben. Die Kanten vorsichtig lösen, bis alle Kanten von der Hautoberfläche abgelöst sind.

Hinweis 1:

Der Verbandswechsel kann in einem Abstand von mehreren Tagen erfolgen. Den Verband wechseln, bevor er vollständig gesättigt ist. Bei Anzeichen von Leckagen oder wie in der klinischen Praxis üblich. Dasselbe Produkt darf höchstens 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Eine ununterbrochene Verwendung darf 30 Tage nicht überschreiten.

Hinweis 2:

Häufige Verbandswechsel sind bei Wunden mit geschädigter oder empfindlicher Haut nicht empfehlenswert.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- Nicht wiederverwenden. Eine Wiederverwendung führt zu einer Kreuzkontamination.
- Bei beschädigter oder offener Verpackung nicht verwenden.

Lager- und Transportbedingungen

Das Produkt sollte bei 15–25°C gelagert werden und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Während des Transports sind schwere Gewichtbelastungen, Sonne und Regen zu vermeiden.

Entsorgung

Der Verband ist gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zu entsorgen.

Weitere Informationen

- Der vorgesehene Anwender muss für die Anwendung dieses Produkts nicht geschult werden.
- Jeder schwerwiegende Unfall, der sich im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Verbandes ereignet hat, sollte an Winner Medical Co., Ltd. und die zuständige Behörde Ihres Landes gemeldet werden.

Gebruiksaanwijzing

Cutimed® Hydro L / Cutimed® Hydro B**Hydrocolloïdverband****Productbeschrijving**

Cutimed® Hydro is een reeks steriele hydrocolloïd-Verbanden die ontworpen zijn om een vochtig wondmilieu te behouden. Het verbandmateriaal reageert met het wondexsudaat en vormt zo een zachte gel. Cutimed® Hydro L is een flexibel verband. Het is anschmiegsam en heeft een top laag van gladde folie, waardoor het geneesingsproces van dichtbij en gemakkelijk kan worden gevolgd zonder dat het verband hoeft te worden verwijderd. Het kan gebruikt worden voor de behandeling van droge tot weinig exsuderende wonden. Cutimed® Hydro B is daarentegen een verband met een taps toelappend rand en een dikkere kern. Vergelieken met Cutimed® Hydro L heeft Cutimed® Hydro B een sterker absorberend vermogen. De rand is dunner dan het kerngedeelte, zodat het lang op de huid kan blijven zitten. Het kan gebruikt worden voor de behandeling van droge tot matig exsuderende wonden.

Cutimed® Hydro bestaat uit drie onderdelen: hydrocolloïd, poly-urethaanfolie en afdekpapier. De hydrocolloïdaag bestaat uit natriumcarboxymethylcellulose (CMC) en smeltlijm. De laag absorbeert vloeistof. Het heeft de functie van vloeistof op te nemen en mogelijk, dat de wond eromheen droog is, is waterdicht en ondoordringbaar voor vloeistoffen, bacteriën. Dit product kan een vochtig wondmilieu bieden.

Werkingsprincipe

Bij de aanwezigheid van exsudaat absorbeert de hydrocolloïd vocht en vormt een gel die niet aan de wond kleef. Deze gel creëert een vochtig wondmilieu op het grensvlak met de wond, ondersteunt het wondgeneesingsproces en vermindert het risico van verweken van wondranden. De meeste gel wordt tegelijk met het verband verwijderd. Hierdoor ontstaat weinig tot geen schade aan het nieuw gevormd weefsel. De poly-urethaanfilm laat waterdamp door, is waterdicht en ondoordringend voor vocht en bacteriën. Dit helpt bij het creëren van een vochtig wondmilieu en bevordert de genezing van de wond.

Beoogd gebruik en indicaties**Cutimed® Hydro L**

Cutimed® Hydro L is een wondverband voor droge tot weinig exsuderende wonden dat de wond beschermt tegen externe contaminatie, kleine hoeveelheden exsudaat absorbeert en zorgt voor een vochtig wondgeneesingsmilieu.

Indicaties:

Trockene bis schwach exsudierende Wunden, waaronder oberflächliche Verbrennungen, Spalthautnahtmstellen, postoperative Wunden oder Hautabschürfungen.

Cutimed® Hydro B

Cutimed® Hydro B is een wondverband voor droge tot matig exsuderende wonden dat de wond beschermt tegen externe contaminatie, exsudaat absorbeert en zorgt voor een vochtig wondgeneesingsmilieu.

Indicaties:

Droge tot matig exsuderende wonden, waaronder decubitus, ulcera, donor sites, postoperative wonden en schaafwonden.

Beoogde gebruiker

Het product moet worden gebruikt door of onder toezicht van een professionele zorgverlener. Neem contact op met uw zorgverlener als u niet zeker weet of het product geschikt is voor u.

Beoogde patiëntenpopulatie**Cutimed® Hydro L**

Patiënt met de indicaties: Droge tot weinig exsuderende wonden, waaronder donor sites, postoperative wonden en schaafwonden.

Cutimed® Hydro B

Patiënt met de indicaties: Droge tot matig exsuderende wonden, waaronder decubitus, ulcera, donor sites, postoperative wonden en schaafwonden.

Klinische voordelen

Verlicht de pijn van de patiënt tijdens de behandeling.

Contraindicaties

- Niet gebruiken op sterk exsuderende wonden.
- Niet gebruiken bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor het product of onderdelen van het product.

Complicaties of bijwerkingen

Heel zelden kunnen bij het gebruik van Cutimed® Hydro L en Cutimed® Hydro B verbanden de volgende mogelijke risico's optreden:

- bijwerkingen (intolerantie, erythem, hypergranulatie enz.)
- wondinfecties
- risico op maceratie (lekkende vocht)

Gebruiksaanwijzing

Eerst moet er op worden gelet dat het product schoon en steriel wordt gehouden voordat u het gebruikt. Niet gebruiken als de pouch beschadigd is. Reinig het wondgebied volgens de beschreven procedure. Zorg dat de huid om de wond droog is.

Aanbrengen & verwijderen:

- Kies een hydrocolloïdverband met zodanige afmetingen, dat het de wondranden met ten minste 2–3 cm overloopt. Knipt indien nodig op maat (A).
- Haal het verband uit de pouch, scheur de beschadigde gedeeltes af en breng de kleverige zijde op de wond aan (B).
- Retire de film of beschadigde randen en lijk de medicatie sulla cute (C).
- Om het verband te verwijderen, druk u de huid buiten het verband omhoog en trek u voorzichtig een rand van het verband los. Herhaal dit totdat u de wond los zijn.

Opmerking 1:

Het verband moet met tussenpozen van enkele dagen worden verwisseld. Vervang het verband voordat het volledig verzadigd is, bij tekenen van lekkage of zoals aangegeven door klinische praktijk. Hetzelfde product kan tot 7 dagen blijven zitten. Doorlopend gebruik mag niet langer duren dan 30 dagen.

Opmerking 2:

Frequente verbandswisseling wordt afgeraden bij wonden met een beschadigde of te huid rondom de wond.

Voorzorgsmaatregelen/waarschuwingen

- Niet opnieuw gebruiken. Hergebruik veroorzaakt kruisbesmetting.
- Niet gebruiken als de pouch open of beschadigd is.

Opslag- en transportomstandigheden

Het product moet bij 15–25°C worden bewaard, niet blootstellen aan direct zonlicht. Bij transport moet zwaar gewicht, zon en regen voorkomen worden.

Afoer

Afoeren volgens de lokale milieuvorschriften.

Overige informatie

- De beoogde gebruiker heeft geen training nodig voor dit product.
- Een ernstige incidenten (indien gravi) in relatie all'utilizzo di questa medicazione, segnalare a Winner Medical Co., Ltd. e alle autorità competenti del proprio paese.

Istruzioni per l'uso

Cutimed® Hydro L / Cutimed® Hydro B**Medicazione idrocolloide****Descrizione del prodotto**

Cutimed® Hydro è una gamma di medicazioni idro

