

Instructions for Use

Cutimed® Alginate

Ingredient

Mainly calcium alginate fiber

Product description

Cutimed® Alginate is a sterile, non-medicated alginate dressing, consisting of mainly calcium alginate fiber. Cutimed® Alginate is made of natural fibers derived from seaweed. A hidden integrity layer in the dressing gives it high wet stability, it is designed to be a highly, fast absorbent and soft, sterile non-woven dressing. Cutimed® Alginate absorbs wound exudate and forms a gel-like covering over the wound, maintaining a moist wound healing environment which accelerates the healing process and helps to stop bleeding. The gel-like surface also keeps the dressing from adhering to the wound and enables a painless removal. The high wet strength of Cutimed® Alginate ensures the dressing remains integral while removing.

Intended purpose

Cutimed® Alginate is indicated for the management of moderate to heavily exuding partial to full thickness wounds, including:

1. Surface trauma
2. Cavity wounds
3. Pressure ulcers
4. Diabetic foot ulcers
5. Venous/arterial leg ulcers
6. Donor sites
7. Post-operative wounds

Cutimed® Alginate dressings are suitable for use under compression bandages.

Contraindications

Cutimed® Alginate dressings should not be used on individuals who are sensitive to or who have had an allergic reaction to alginates or polyester.

Precautions and Observations

1. This product is for single use.
2. Do not use if package is damaged.
3. The dressing is used on infected wounds only under the care of a healthcare professional.
4. The dressing is not indicated for surgical implantation and dry wounds.
5. The dressing is not recommended to control heavy bleeding.
6. If redness or allergic symptoms appear, please stop using this product.
7. Single product cannot stay on wound for more than 7 days.
8. The dressing is not recommended for infants less than 12 months of age or pregnant woman.

Directions for use

Application and removal of the dressing should be in accordance with good clinical practice.

1. Clean the wound with sterile saline water and dry the surrounding skin gently.
2. Choose the right size of dressing according to the wound area. If necessary, fold or cut (using sterile scissors) the dressing to adjust to wound size. **(A)**
3. Apply dressing to the wound bed, without overlap onto the surrounding skin. Adopt alginate rope to cavity wounds. **(B)**
4. Cover and secure alginate dressing with a secondary dressing, for example Fixomull® transparent, Hypafix® transparent or Cutimed® Siltec®. **(C) + (D)**
5. The dressing change frequency will depend on patient condition, the level of exudate and the saturation of the secondary dressing. Initially it may be necessary to change the dressing every 24 hours.

Dressing Change and Removal

1. Gently remove the secondary dressing.
2. If the wound appears dry, saturate the dressing with sterile saline prior to removal.
3. Gently remove the dressing from the wound bed and discard.
4. If required, irrigate the wound site with a suitable wound cleanser prior to application of the new dressing.

Storage

Keep in a clean and dry place in specified temperature range and away from sunlight.

Disposal

Discard any unused portion of Cutimed® Alginate or used product according to local regulations, e.g. via regular household or clinical waste.

Notice

If any serious incident has occurred in relation to this device, it should be reported to the manufacturer and competent authority of your State.

Notice d'emploi

Cutimed® Alginate

Ingédients

Principalement composé de fibre d'alginate de calcium

Description du produit

Cutimed® Alginate est un pansement stérile non médicamenteux à base d'alginate, constitué principalement de fibre d'alginate de calcium. Cutimed® Alginate se compose de fibres naturelles dérivées d'algues. Le pansement comprend une couche d'intégrité qui lui confère une grande stabilité, même en cas de saturation importante. Il est conçu pour être un pansement non tissé doux et stérile, doté d'un pouvoir d'absorption rapide et élevé. Cutimed® Alginate absorbe l'exsudat et se gélifie au contact de la plaie, de façon à maintenir un environnement humide qui accélère le processus de cicatrisation et permet d'arrêter le saignement. La gélification évite également que le pansement n'adhère à la plaie et permet son retrait sans douleur. La résistance élevée à l'humidité de Cutimed® Alginate permet au pansement de rester intact lors de son retrait.

Utilisation prévue

Cutimed® Alginate est indiqué pour la prise en charge des plaies superficielles et profondes moyennement à fortement exsudatives telles que :

1. Plaies traumatiques superficielles
1. Plaies cavitaires
3. Escarres
4. Ulcères du pied diabétique
5. Ulcères de jambe veineux/artériels
6. Sites donneurs de greffe
7. Plaies post-opératoires

Les pansements Cutimed® Alginate peuvent être utilisés sous des bandages de compression.

Contre-indications

Le pansement Cutimed® Alginate ne doit pas être utilisé chez les personnes qui ont eu une réaction allergique ou sont sensibles aux alginates ou au polyester.

Précautions et observations

1. Ce produit est à usage unique.
2. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
3. Le pansement ne peut être appliqué sur les plaies infectées que sous la surveillance d'un professionnel de santé.
4. Le pansement n'est pas indiqué pour l'implantation chirurgicale et les plaies sèches.
5. Le pansement n'est pas recommandé pour contrôler les saignements abondants.
6. En cas de rougeur ou de symptômes allergiques, cesser d'utiliser ce produit.
7. Un seul produit ne peut pas être maintenu sur la plaie pendant plus de 7 jours.
8. Le pansement n'est pas recommandé chez les nourissons de moins de 12 mois ou les femmes enceintes.

Instructions d'utilisation

L'application et le retrait du pansement doivent être effectués conformément aux bonnes pratiques cliniques.

1. Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique stérile et sécher délicatement la peau péri-lésionnelle.
2. Choisir la bonne taille de pansement en fonction de la dimension de la plaie. Si nécessaire, replier ou couper (à l'aide de ciseaux stériles) le pansement à la taille de la plaie. **(A)**
3. Appliquer le pansement sur le lit de la plaie, sans dépasser sur la peau péri-lésionnelle. Utiliser la mèche d'alginate dans les plaies cavitaires. **(B)**
4. Couvrir et fixer le pansement d'alginate à l'aide d'un pansement secondaire, par exemple Fixomull® transparent, Hypafix® transparent ou Cutimed® Siltec®. **(C) + (D)**
5. La fréquence du changement de pansement va dépendre de l'état du patient, du niveau d'exsudation de la plaie et de la saturation du pansement secondaire. Au départ, il peut être nécessaire de changer le pansement toutes les 24 heures.

Changement et retrait du pansement

1. Retirer délicatement le pansement secondaire.
2. Si la plaie semble sèche, saturer le pansement de sérum physiologique stérile avant de le retirer.
3. Retirer délicatement le pansement du lit de la plaie et le jeter.
4. Si nécessaire, irriguer le lit de la plaie avec un nettoyant adapté aux plaies avant de mettre en place un nouveau pansement.

Conservation

Conserver dans un endroit propre et sec dans la plage de température spécifiée et à l'abri de la lumière du soleil.

Élimination

Jeter tout morceau inutilisé de pansement Cutimed® Alginate ou tout produit utilisé conformément aux réglementations locales, p. ex. déchets ménagers ou cliniques.

Avvis

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé au fabricant, ainsi qu'aux autorités compétentes de votre État.

Hinweise zur Anwendung

Cutimed® Alginate

Inhaltsstoffe

Hauptsächlich Calciumalginat-Faser

Produktbeschreibung

Cutimed® Alginate ist ein steriler, wirkstofffreier Alginatverband, der hauptsächlich aus Calciumalginat-Fasern besteht. Cutimed® Alginate wird aus Naturfasern hergestellt, die aus Meeresalgen gewonnen werden. Eine enthaltene Integritätschicht verleiht dem Verband eine hohe Nassstabilität. Durch sein weiches, steriles Vliesstoff-Material hat der Verband ein sehr hohes und schnelles Absorptionsvermögen. In Verbindung mit Wundexsudat wandelt sich Cutimed® Alginate in ein Gel um. So wird ein feuchtes Wundheilungsmilieu erzeugt, das den Heilungsprozess unterstützt und hilft, Blutungen zu stoppen. Die gelartige Konsistenz verhindert zudem, dass die Verbandoberfläche an der Wunde haftet, und ermöglicht eine schmerzfreie Entfernung. Die hohe Nassfestigkeit von Cutimed® Alginate sorgt dafür, dass der Verband beim Entfernen intakt bleibt und keine Rückstände in der Wunde verbleiben.

Verwendungszweck

Cutimed® Alginate wird für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden oberflächlichen bis tiefen Wunden empfohlen, einschließlich:

1. Oberflächliche Verletzungen
2. tiefe Wunden
3. Decubitus
4. Diabetisches Ulcus
5. Venen-/arterielle Ulcus cruris
6. Entnahmestellen
7. Postoperative Wunden

Cutimed® Alginate-Verbände sind für die Verwendung unter Kompressionsverbänden geeignet.

Kontraindikationen

Cutimed® Alginateverband sollte nicht bei Personen verwendet werden, die empfindlich auf Alginate oder Polyester reagieren oder bereits eine allergische Reaktion darauf hatten.

Vorsichtsmaßnahmen und Beobachtungen

1. Dit product is bestemd voor eenmalig gebruik.
2. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
3. Het verband dient op geïnfecteerde wonden uitsluitend te worden toegepast onder toezicht van een zorgverlener.
4. Het verband is niet geïndiceerd voor chirurgische implantaten en droge wonden.
5. Het verband wordt niet zur Eindämmung starker Blutungen empfohlen.
6. Wenn Rötungen oder allergische Symptome auftreten, beenden Sie bitte die Verwendung dieses Produkts.
7. Ein einzelnes Produkt darf nicht länger als 7 Tage auf der Wunde bleiben.
8. Hetzefde product mag niet langer dan 7 dagen op de wond blijven zitten.
8. Het verband wordt niet aanbevolen voor zuigelingen jonger dan 12 maanden of zwangere vrouwen.

Anwendungshinweise

Das Aufbringen und Entfernen des Verbands sollte in Einklang mit der bewährten klinischen Praxis erfolgen.

1. Die Wunde mit steriler Kochsalzlösung reinigen und die umliegende Haut vorsichtig trocknen.
2. Eine geeignete Verbandsgröße für die Wunde auswählen. Falls erforderlich, den Verband fallen oder zuschneiden (mit einer sterilen Schere), damit er auf die Wunde passt. **(A)**
3. Den Verband auf dem Wundbett anlegen, ohne dass er die umgebende Haut überlappt. Für tiefe Wunden/ Wundhöhlen eine Alginat-Tamponade verwenden. **(B)**
4. Die Wunde mit einem Sekundärverband abdecken und fixieren, zum Beispiel Fixomull® transparent, Hypafix® transparent oder Cutimed® Siltec®. **(C) + (D)**
5. Die Häufigkeit des Verbandswechsels hängt vom Zustand des Patienten, der Exsudatmenge sowie von der Sättigung des Sekundärverbands ab. Anfänglich kann es erforderlich sein, den Verband alle 24 Stunden zu wechseln.

Wechseln und Entfernen des Verbands

1. Den Sekundärverband vorsichtig entfernen.
2. Wenn die Wunde trocken erscheint, sollte der Verband vor dem Entfernen mit steriler Kochsalzlösung getränkt werden.
3. Den Verband vorsichtig vom Wundbett entfernen und entsorgen.
4. Bei Bedarf spülen Sie die Wunde mit einer geeigneten Wundspülung, bevor ein neuer Verband angelegt wird.

Lagerung

Op einem sauberen und trockenen Ort im angegebenen Temperaturbereich und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

Entsorgung

Unbenutzte Teile von Cutimed® Alginate oder das gebrauchte Produkt nach den örtlichen Vorschriften entsorgen, z.B. als normalen Hausmüll oder als klinischen Abfall.

Hinweis

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit diesem Produkt ereignet hat, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden.

Aanwijzingen voor het gebruik

Cutimed® Alginate

Ingrediënt

Principaalmerk calciumalginat vezel

Productbeschrijving

Cutimed® Alginate is een steriel, niet-mediceinaal alginat verband dat voornamelijk uit calciumalginat vezel bestaat. Cutimed® Alginate is gemaakt van uit zeewier gewonnen natuurlijke vezels. Een non-woven tussenlaag zorgt voor een grote mate van stabiliteit, ook als het wondvocht absorbeert. Het is ontworpen als een sterk en snel absorbend, zacht, steriel non-weven verband. Cutimed® Alginate absorbeert wondvocht en verandert in een vochtige en zachte gel die een vochtig wondmilieu creëert, wat het genezingsproces ondersteunt en een bloedstelpende werking heeft. Het gelachtige oppervlak voorkomt ook dat het verband aan de wond vastkleeft en maakt pijnloze verwijdering mogelijk. De grote treksterkte van Cutimed® Alginate, ook na opname van wondvocht, zorgt ervoor dat het wondverband intact blijft tijdens de verbandwissel.

Beoogd doel

Cutimed® Alginate is geïndiceerd voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende diepe en ondiepe wonden, zoals:

1. Oppervlakkige wonden
2. Diepe wonden
3. Decubitus
4. Diabetisches voetulcera
5. Venen-/arteriële beenulcera
6. Donorsties
7. Postoperatieve wonden

Cutimed® Alginate wondverbanden zijn geschikt voor gebruik onder drukverbanden.

Contraindicaties

Cutimed® Alginate wondverbanden mogen niet worden gebruikt bij personen die gevoelig zijn voor of een allergische reactie hebben gehad op alginaten of poliestere.

Voorzorgsmaatregelen en opmerkingen

1. Dit product is bestemd voor eenmalig gebruik.
2. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
3. Het verband dient op geïnfecteerde wonden uitsluitend te worden toegepast onder toezicht van een zorgverlener.
4. Het verband is niet geïndiceerd voor chirurgische implantaten en droge wonden.
5. Het verband wordt niet aanbevolen voor het stoppen van hevige bloedingen.
6. Wenn Rötungen oder allergische Symptome auftreten, beenden Sie bitte die Verwendung dieses Produkts.
7. Ein einzelnes Produkt darf nicht länger als 7 Tage auf der Wunde bleiben.
8. Hetzelfde product mag niet langer dan 7 dagen op de wond blijven zitten.
8. Het verband wordt niet aanbevolen voor zuigelingen jonger dan 12 maanden of zwangere vrouwen.

Gebruiksaanwijzing

Het aanbrengen en verwijderen van het verband moet worden uitgevoerd volgens geldende klinische hygiëne richtlijnen.

1. Reinig de wond met steriele fysiologische zoutoplossing en droog de omliggende huid voorzichtig.
2. Kies de juiste maat van het verband op basis van de wond. Als u het verband moet afknippen (met een steriele schaar), moet het net passen aan de grootte van de wond. **(A)**
3. Breng het verband aan op het wondbed, zonder de wondranden te overlappen. Gebruik voor diepe wonden alginatestreng. **(B)**
4. Bedek en bevestig het alginatverband met een secundair verband, bijvoorbeeld Fixomull® transparent, Hypafix® transparent of Cutimed® Siltec®. **(C) + (D)**
5. Hoe vaak het verband moet worden verwisseld, hangt af van de toestand van de patiënt, de hoeveelheid wondvocht en de verzadiging van het secundaire verband. In het begin kan het nodig zijn om het verband om de 24 uur te verwisselen.

Verwisselen en verwijderen wondverband

1. Verwijder voorzichtig het secundaire verband.
2. Als de wond droog lijkt te zijn, doordrenk het wondverband dan voorafgaand aan het verwijderen met steriele zoutoplossing.
3. Verwijder het verband voorzichtig van het wondbed en gooi het weg.
4. Spoel indien nodig de wond uit met steriele zoutoplossing voordat u een nieuw verband aanbrengt.

Bewaren

Op een schone en droge plaats bewaren binnen het gespecificeerde temperatuurbereik en niet blootstellen aan zonlicht.

Afvoer

Gooi ongebruikte delen van het Cutimed® Alginate wondverband of het gebruikte product weg volgens de plaatselijke voorschriften, bijvoorbeeld via het normale of klinische afval.

Opmerking

Alle ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan met betrekking tot dit product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van uw land.

770 mm

Istruzioni per l'uso

Cutimed® Alginate

Ingrediente

Principalmente fibra de alginato di calcio

Descrizione del prodotto

Cutimed® Alginate è una medicazione sterile in alginato non medicato, composta principalmente di fibra di alginato di calcio. Cutimed® Alginate è composta da fibre naturali derivate da alghe marine. Uno strato interno uniforme conferisce alla medicazione un assorbimento elevato. È stata creata per essere una medicazione sterile in un panno morbido, dolce, sterile non-tessuto. Cutimed® Alginate assorbe l'esudato e forma sulla ferita un gel, mantenendo un ambiente umido che accelera il processo di guarigione e facilita l'arresto del sanguinamento. Inoltre, la superficie gelificata impedisce alla medicazione di aderire alla ferita e consente una rimozione indolore. L'elevata resistenza del Cutimed® Alginate garantisce che il apposito se mantenga integro durante la retrazione.

Indicazioni

Cutimed® Alginate è indicata per la gestione di ferite da moderatamente a fortemente essudanti, con spessore parziale o totale, inclusi:

1. Traumi superficiali
2. Ferite cavitare
3. Ulcere da decubito
4. Ulcere del piede diabetico
5. Ulcere venose/arteriali della gamba
6. Innesti cutanei
7. Ferite postoperatorie

Le medicazioni Cutimed® Alginate sono compatibili sotto bendaggi compressivi.

Contraindicazioni

La medicazione Cutimed® Alginate non deve essere utilizzata nei soggetti che abbiano manifestato sensibilità o reazione allergica agli alginati o al poliestere.

Precauzioni e osservazioni

1. Questo prodotto è monouso.
2. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
3. La medicazione viene utilizzata su ferite infette solo sotto la supervisione di un operatore sanitario.
4. La medicazione non è indicata in caso di ferite asciutte e a contatto diretto con impianti chirurgici.
5. Se si osserva un'emorragia o sintomi allergici, interrompere l'uso del prodotto.
6. Se si manifestano arrossamenti o sintomi allergici, interrompere l'uso del prodotto.
7. La singola applicazione non può rimanere sulla ferita per più di 7 giorni.
8. L'uso della medicazione è sconsigliato nei neonati di età inferiore a 12 mesi o in donne in gravidanza.

Istruzioni per l'uso

L'applicazione e la rimozione della medicazione devono avvenire secondo la buona pratica clinica.

1. Detergere la ferita con soluzione fisiologica sterile e asciugare delicatamente la cute circostante.
2. Scegliere la medicazione della misura idonea in base alla superficie della ferita. Se necessario, piegare o tagliare (usando forbici sterili) la medicazione per adattarla al tamaño de la herida. **(A)**
3. Applicare la medicazione sul letto della ferita, senza sovrapporla alla cute circostante. Per le ferite cavitare utilizzare un nastro in alginato. **(B)**
4. Coprire e proteggere la medicazione in alginato con una medicazione secondaria, ad esempio Fixomull® Transparent o Cutimed® Siltec®. **(C) + (D)**
5. La frequenza di sostituzione della medicazione dipende dalle condizioni del paziente, dal livello di essudato e dalla saturazione della medicazione secondaria. All'inizio potrebbe essere necessario sostituire la medicazione ogni 24 ore.

Sostituzione e rimozione della medicazione

1. Rimuovere delicatamente la medicazione secondaria.
2. Se la ferita appare asciutta, prima della rimozione inumidire la medicazione con soluzione fisiologica sterile.
3. Rimuovere delicatamente la medicazione dal letto della ferita ed eliminarla.
4. Se necessario, prima di applicare la nuova medicazione irrigare il sito della ferita con una soluzione detergente adatta.

Conservazione

Conservare in un luogo pulito e asciutto nell'intervallo di temperatura specificato e al riparo dalla luce solare.

Smltimento

Smltite eventuali porzioni non utilizzate di Cutimed® Alginate o il prodotto usato conformemente alle normative locali, ad es., con i normali rifiuti domestici o con i rifiuti sanitari.

Avviso

Segnalare al produttore e alla propria autorità nazionale competente eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione a questo dispositivo.

Indicaciones para el uso

Cutimed® Alginate

Ingrediente

Principalmente fibra de alginato de calcio

Descripción del producto

Cutimed® Alginate es un apósito de alginato estéril que contiene principalmente fibra de alginato de calcio. Cutimed® Alginate está fabricado con fibras naturales obtenidas de algas marinas. La capa de integridad oculta del apósito le aporta mayor estabilidad en húmedo. Está diseñado para ser un apósito no tejido estéril, suave y muy absorbente. Cutimed® Alginate absorbe el exudado de la herida, forma una capa sobre la herida similar a un gel, manteniendo un entorno húmedo que acelera el proceso de cicatrización y ayuda a detener el sangrado. La gelificación del apósito evita que se adhiera a la herida y permite una retirada indolora. La elevada resistencia a la humedad de Cutimed® Alginate garantiza que el apósito se mantenga íntegro durante la retirada.

Indicación

Cutimed® Alginate está indicado para el tratamiento de heridas de moderadas a muy exudativas de espesor parcial o total, incluso:

1. Traumatismos superficiales
2. Heridas cavitadas
3. Úlceras por presión
4. Úlceras de pie diabético
5. Úlceras venosas/arteriales de perna
6. Zonas donantes
7. Heridas posquirúrgicas

Os apósitos Cutimed® Alginate são adequados para su uso bajo terapia de compresión.

Contraindicaciones

El apósito Cutimed® Alginate no deve ser utilizado en personas sensibles o que hayan tenido una reacción alérgica a los alginatos o al políester.

Precauciones y observaciones

1. Este producto es de un solo uso.
2. No utilizar si el envase está dañado.
3. El apósito se utiliza en heridas infectadas apenas sob os cuidados de um profissional de saúde.
4. O penso não está indicado para a implantação quirúrgica ni para las heridas secas.
5. Não se recomenda a utilização do penso para controlar hemorragias intensas.
6. Se surgir vermelhidão ou sintomas alérgicos, deje de utilizar este produto.
7. No se debe dejar el mismo producto en la herida durante más de 7 días.
8. Não se recomenda a utilização do penso em bebés menores de 12 meses ni en mulheres embarazadas.

Instrucciones de uso

1. Limpie y retire el apósito de la herida de acuerdo con una buena práctica clínica.
1. Limpe a herida com solução salina esterilizada e seque suavemente a pele envolvente.
2. Seleccione o tamaño adecuado del apósito según la zona de la herida. En caso necesario, doble o corte (con unas tijeras estériles) el apósito para adaptarlo al tamaño de la herida. **(A)**
3. Aplique un apósito en el lecho de la herida, senza sovrapporla alla cute circostante. Introduzca la cinta de alginato en las cavidades de las heridas. **(B)**
4. Cubra y proteja el apósito de alginato con otro apósito secundario, como Fixomull® transparente, Hypafix® transparente ou Cutimed® Siltec®. **(C) + (D)**
5. La frecuencia de mudanza do penso dependerá do estado do doente, do nível de exsudação e da saturação do penso secundário. Inicialmente, pode ser necessário mudar o penso a cada 24 horas.

Cambio y retirada del apósito

1. Retire con cuidado el apósito secundario.
2. Se la herida parece estar seca, sature o penso com solução salina esterilizada antes da remoção.
3. Retire con cuidado el apósito del lecho de la herida y deséchelo.
4. Si procede, irrigue el lugar de la herida con un limpiador compatible antes de colocar un apósito nuevo.

Almacenamiento

Se debe guardar en un lugar limpio y seco, dentro del rango de temperatura especificado y alejado de la luz solar.

Eliminação

Elimine qualquer parte não utilizada do apósito Cutimed® Alginate ou do produto usado de acordo com os regulamentos locais, por ex., através de resíduos domésticos normais ou médicos.

Avviso

Se occorre un incidente grave relacionado con este dispositivo, este deve ser comunicado ao fabricante e à a autoridade competente do seu país.

Instruções de Utilização

Cutimed® Alginate

Ingrediente

Principalmente fibras de alginato de cálcio

Descrição do produto

Cutimed® Alginate é um penso de alginato esterilizado e sem medicamentos, que consiste sobretudo em fibras de alginato de cálcio. Cutimed® Alginate é fabricado a partir de fibras naturais derivadas de algas. Uma camada interna oculta do apósito lhe aporta maior estabilidade em húmido. Está desenhado quando húmido. Foi concebido para ser um penso macio, não tecido, esterilizado, altamente absorvente e de rápida absorção. Cutimed® Alginate absorve o exsudado da ferida e forma uma cobertura tipo gel sobre a mesma, mantendo um ambiente húmido que acelera o processo de cicatrização da ferida e ajuda a parar a hemorragia. A cobertura tipo gel também impede que o penso adira à ferida e permite uma remoção sem dor. A elevada resistência quando húmido do Cutimed® Alginate assegura que o penso permaneça íntegro durante a remoção.

Utilização prevista

Cutimed® Alginate está indicado para o tratamento de feridas com exsudado moderado a intenso, de espessura parcial a total, incluindo:

1. Traumatismos superficiais
2. Feridas cavitadas
3. Úlceras de pressão
4. Úlceras do pé diabético
5. Úlceras venosas/arteriais da perna
6. Zonas dadoras
7. Feridas pós-operatórias

Os pensos Cutimed® Alginate são adequados para utilização sob ligaduras de compressão.

