

DE Gebrauchsanweisung

Produktdescription

RespOsr Super ist eine sterile Superabsorber-Wundauflage für oberflächliche, mittelstark bis stark exsudierende Wunden. Der Saugern nimmt Exsudat auf und bindet es.

Zusammensetzung

RespOsr Super ist eine kombinierte Superabsorber-Wundauflage, die aus vier Schichten unterschiedlicher Materialien besteht. Auf der der Wunde zugewandten Seite ist das Produkt mit einem weichen, weichen, hydrophilen Vlies versehen. Der innere Kern der Wundauflage besteht aus weichen Zellstoff-Flagen, die mit flüssigkeitsziehenden Polymeren (Polyacrylate) vermischt sind. Dieser Saugern ist in einem dünnen Vliesstoff eingehüllt, der die Flüssigkeit gleichmäßig verteilt. Auf der wundabgewandten Seite ist das Produkt mit einer grünen Schicht aus Polypropylen-Vlies versehen, das wasserabweisend, aber gleichzeitig luftdurchlässig ist und den Gasaustausch ermöglicht.

Eigenschaften und Wirkungsweise

RespOsr Super nimmt Exsudat schnell auf und bindet es Saugern. Durch das Entfernen des Exsudats werden Faktoren wie Proteasen, die den Heilungsprozess verzögern, beseitigt. Durch die höhere Aufnahmekapazität von RespOsr Super muss die Wundauflage nicht so häufig gewechselt werden. Dies unterstützt die Wundruhe und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Kontamination. Zusätzlich zur Saugkraft hat RespOsr Super noch eine polsternde Wirkung.

Streckbestimmung

Zur Exzise starke Wundauflage für den Einmalgebrauch zur Langzeithandlung vielerster Haut bei akuten und chronischen Wunden mit einer mäßigen bis hohen Exsudatmenge. Das Produkt wird durch medizinische Fachkräfte ausschließlich bei Erwachsenen im klinischen Umfeld und der häuslichen Pflege angewendet. Es kann in Kombination mit lokalen Antiseptika, mit Primär- und Sekundärverbänden sowie unter Kompressionsbinden verwendet werden.

Indikationen

RespOsr Super eignet sich für die Behandlung von oberflächlichen, mittelstark bis stark exsudierenden Wunden: akute Wunden (traumatische Wunden, postoperative Wunden, lymphatisch bedingte Wunden) und chronische Wunden (Dekubiti, Druckulcer, venöse, arteriell oder gemischte Beinläsere, Tumorstunden). RespOsr Super kann unter Kompressionsbinden angewandt werden.

Anwendungsweise

- Wählen Sie die zur Wundgröße passende Größe von RespOsr Super aus, sodass die Wundauflage die Wundränder um mindestens 1–2 Zentimeter überlappt.
- RespOsr Super mit der weiten Seite auf die Wunde aufbringen, sodass die grüne spezielle Vlieschicht Wundabgewandt zu liegen kommt.

- Befestigen Sie die Wundauflage z. B. mit Klebeband, Frierbinden oder gegebenenfalls mit Kompressionsbinden.
- Die Wundauflage kann je nach Zustand der Wunde bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Ein Verbandwechsel ist notwendig, wenn diese klinisch angelegt ist oder das Exsudat die Ränder der Wundauflage erreicht oder die grüne äußere Vlieschicht durchdringt.

- Bei infizierten Wunden ist eine Kombination mit z. B. Atramaun Ag möglich.
- Wenn die Exsudatmenge zurückgeht, wird eine geeignete hydroaktive Wundauflage (z. B. HydroTac) empfohlen.

Kontraindikationen

Verwenden Sie RespOsr Super nicht auf trockenen Wunden oder freiliegenden Knochen, Muskeln oder Sehnen. Verwenden Sie RespOsr Super nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

- Die Wundauflage nicht zuschneiden.
- Vor jeder Behandlung von Wunden mit beeinträchtigter Heilungstendenz ist eine ärztliche Beurteilung des Wundzustandes und der Ursachen der Wundheilungsstörung notwendig.

Bei der Behandlung der Wunde sollte eine Kausalbehandlung der Wundheilungsstörung dar. Wenn es klinische Anzeichen für eine Infektion gibt, muss diese Infektion mit einer geeigneten Behandlung kontrolliert werden, bevor diese Wundauflage verwendet werden kann.

- In allen Fällen ist die übliche klinische Vorgehensweise einzuhalten.
- Es sind keine Daten verfügbar, die die Anwendung dieser Wundauflage bei sensiblen Patientengruppen wie Säuglingen, Kindern, Schwangeren oder stillenden Frauen unterstützen, und es liegen ebenfalls keine Daten vor, die dem widersprechen. Die Wundauflage sollte bei diesen Patientengruppen daher nur mit Vorsicht und aufgrund der Empfehlung eines Arztes verwendet werden.

Die Weiterentwicklung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage.

Von dem Öffnen die Produktverpackung sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen. Das Produkt nicht verwenden, wenn sichtbare Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, z. B. Risse, Tüme, Einstichlöcher oder ungleichmäßige, abgeblöte, gerissene oder unvollständige Siegelung.

Von dem Öffnen die Produktverpackung sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen. Das Produkt nicht verwenden, wenn sichtbare Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, z. B. Risse, Tüme, Einstichlöcher oder ungleichmäßige, abgeblöte, gerissene oder unvollständige Siegelung.

Stand der Information: DE – PAUL HARTMANN AG - 89522 HEIDENHEIM, GERMANY AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H., 2355 Wiener Neudorf, CH – IW HARTMANN AG - 8212 Neuchâuen

IN Instructions for use

Für Patienten/Verworfte/rhete in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte), wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

Produktentstorgung Um das Risiko potentieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten Wertveikomponenten des Medizinprodukts gemäß den geltenden lokalen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen sowie des Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden. Das Medizinprodukt mit dem Hausmüll entsorgen.

Stand der Information: DE – PAUL HARTMANN AG - 89522 HEIDENHEIM, GERMANY AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H., 2355 Wiener Neudorf, CH – IW HARTMANN AG - 8212 Neuchâuen

IN Instructions for use

Produkt description RespOsr Super is a sterile superabsorbent dressing used on superficial, moderately to highly exuding wounds. The absorbent core absorbs and binds exudate.

Compositio

RespOsr Super is a combined superabsorbent dressing which consists of four layers of different materials. On the wound side, the product features a soft, white, hydrophilic nonwoven. The inner dressing core consists of soft cellulose fluff blended with liquid-retaining polyacrylate polymers. This absorbent core is enclosed in a thin nonwoven fabric that evenly distributes the liquid. On the side facing away from the wound, the product features a green layer of polypropylene nonwoven, which is water-repellent but permeable to air and allows for gas exchange.

Properties and mode of action

RespOsr Super rapidly absorbs exudate and binds it within the absorbent core. Exudate removal eliminates inhibitory factors from the wound, e.g. proteases. The increased absorbent capacity of RespOsr Super reduces the required frequency of dressing changes. This promotes wound rest and provides additional protection against contamination. Apart from its absorbent quality, RespOsr Super also has a padding effect.

Intended purpose

Single use sterile superabsorbent dressing for long-term treatment of injured skin, acute and chronic, with moderate to high levels of exudate. It is used on adults only, by healthcare professionals in clinical or domestic environments. It can be combined with local antiseptics, primary and secondary dressings as well as under compression bandages.

Indications RespOsr Super is suitable for the treatment of superficial, moderately to highly exuding wounds: acute wounds (traumatic wounds, post-operative wounds, lymphatic wounds) and chronic wounds (decubitus/pressure sores, venous, arterial or mixed leg ulcers, tumour wounds). RespOsr Super can be used under compression bandages.

Mode of application

- Select RespOsr Super to match the wound size so that the dressing extends at least 1–2 centimetres beyond the wound margins.
- Place the white side of RespOsr Super on the wound so that the green special nonwoven layer faces away from the wound.

- Secure the dressing e.g. with adhesive tape, conforming bandages or, if necessary, compression bandages.
- One dressing can remain on the wound for up to 7 days, depending on the condition of the wound. Change the dressing if clinically indicated or when exudate reaches the edges of the dressing or is noticeable through the green nonwoven top layer.
- In case of infected wounds, a combination with e.g. Atramaun Ag is possible.
- With decreasing amounts of exudate, the use of a suitable hydroactive wound dressing (e.g. HydroTac) is recommended.

Contraindications

Do not use RespOsr Super on dry wounds or on exposed bones, muscles or tendons. Do not use RespOsr Super in case of hypersensitivity to any of its components.

Special precautions

- Do not cut the dressing.
- Medical assessment of the wound condition and the causes of wound-healing impairment is necessary before treating wounds with an impaired healing tendency.

Treatment with RespOsr Super cannot replace a causal treatment of the wound-healing impairment. If there are clinical signs of infection, the infection needs to be controlled with appropriate treatment before this dressing can be used.

- In all cases, follow the established clinical protocol.
- In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution and following a clinician's recommendation.

Reusing a single-use medical device is dangerous. Reprocessing devices, in order to reuse them, may seriously damage their integrity and their performance. Information for use should be read.

Before opening the product packaging, inspect it carefully for signs of damage. Do not use the product if there are visible signs of damage, such as cracks, channels, pinholes, or nonuniform, torn or incomplete seals.

Initial reporting

For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical regulatory regime (Regulation (EU) 2017/745 on Medical Devices), if, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority.

Product disposal

In order to minimize the risk of potential infection hazards, or environmental pollution, disposable components of the medical device should follow disposal procedures according to applicable and local laws, rules, regulations and infection prevention standards. Dispose of the medical device with household waste.

Date of revision of the text: 2025-02-03 AU – PAUL HARTMANN Pty Ltd., Macquarie Park, NSW 2113 ZA – HARTMANN Ltd. - Heywood/Greater Manchester OL10 2TT

DE – PAUL HARTMANN AG - 89522 HEIDENHEIM, GERMANY AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H., 2355 Wiener Neudorf, CH – IW HARTMANN AG - 8212 Neuchâuen

FR Instructions d'utilisation

RespOsr Super est un pansement superabsorbant stérile utilisé pour les plaies superficielles modérément à abondamment exsudatives. Le coussin absorbant absorbe et retient les exsudats.

Composition

RespOsr Super est un pansement superabsorbant qui combine quatre couches de différents matériaux. Du côté de la plaie, le produit est composé d'un non tissé blanc hydrophile et doux. Le coussin interne du pansement est constitué de flocons de cellulose mélangés à des polymères de polyacrylate à haute capacité d'absorption. Ce coussin absorbant est enveloppé dans un non tissé mince qui distribue uniformément le liquide. Sur la face opposée à la plaie, le produit est composé d'un non tissé vert en polypropylène, hydrophobe mais perméable à l'air et permettant l'échange gazeux.

Propriétés et mode d'action

RespOsr Super absorbe rapidement les exsudats et les retient à l'intérieur du coussin absorbant. Le retrait des exsudats élimine les facteurs inhibiteurs de la plaie, comme les protéases. Le retrait des exsudats réduit la fréquence nécessaire des changements de pansements. Cela favorise l'établissement de la plaie et offre une protection supplémentaire contre la contamination.

Outre sa qualité absorbante, RespOsr Super a également un effet de rembourrage.

Utilisation préve

Pansement superabsorbant stérile à usage unique pour le traitement à long terme des lésions cutanées aiguës et chroniques, avec des niveaux modérés à élevés d'exsudats. Il est utilisé uniquement chez l'adulte par les professionnels de santé en milieu clinique ou à domicile. Il est combinable avec des antiseptiques locaux, des pansements primaires et secondaires et utilisable sous des bandages de compression.

Indications

RespOsr Super convient au traitement des plaies superficielles modérément à abondamment exsudatives : plaies aiguës (plaies traumatiques, plaies post-opératoires, plaies lymphatiques) et plaies chroniques (déculbuts / escarres, ulcères artériels, veineux ou mixtes de la jambe, plaies tumorales). RespOsr Super peut être utilisé sous des bandages de compression.

Mode d'application

- Sélectionner la taille de RespOsr Super pour qu'il corresponde à la taille de la plaie et que le pansement dépasse de 1 à 2 cm les bords de la plaie.
- Poser la face blanche de RespOsr Super sur la plaie, de manière à ce que le non tissé spécial vert soit opposé à la plaie.
- Fixer le pansement, par exemple avec du ruban adhésif, des bandes de fixation ou, si nécessaire, avec des bandages à compression.
- Le pansement peut rester jusqu'à 7 jours en place sur la plaie en fonction de l'état de la plaie. Changer le pansement si des signes cliniques l'imposent ou lorsque les exsudats apparaissent au niveau des bords du pansement ou s'ils sont perceptibles à travers le non tissé vert supérieur.

- En cas de plaies infectées, une association avec Atramaun Ag, par exemple, est envisageable.
- Si la quantité des exsudats diminue, il est recommandé d'utiliser un pansement hydroactif approprié (p. ex. HydroTac).

Contre-indications

Ne pas utiliser RespOsr Super sur des plaies sèches ou sur des os, des muscles ou des tendons apparents. Ne pas utiliser RespOsr Super si le patient présente une hypersensibilité à l'un de ses composants.

Précautions particulières

- Ne pas découper le pansement.
- Tout traitement de plaies dont le processus cicatriciel est perturbé doit être précédé d'un examen médical visant à évaluer l'état de la plaie et à déterminer l'origine de la tendance au retard de cicatrisation. Un traitement avec RespOsr Super ne peut remplacer un traitement étiologique du retard de cicatrisation. En présence de signes cliniques d'infection, l'utilisation de ce pansement nécessite la maîtrise préalable de l'infection par un traitement approprié.

- Dans tous les cas, suivre le protocole clinique instauré.
- En l'absence de données disponibles sur l'utilisation de ce pansement sur des populations sensibles telles que les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes et en l'absence de données contraires, l'utilisation de ce pansement sur ces populations doit se faire avec précaution et en suivant les recommandations d'un médecin.

Contraindications

Do not use RespOsr Super on dry wounds or on exposed bones, muscles or tendons. Do not use RespOsr Super in case of hypersensitivity to any of its components.

Special precautions

- Do not cut the dressing.
- Medical assessment of the wound condition and the causes of wound-healing impairment is necessary before treating wounds with an impaired healing tendency.

Treatment with RespOsr Super cannot replace a causal treatment of the wound-healing impairment. If there are clinical signs of infection, the infection needs to be controlled with appropriate treatment before this dressing can be used.

- In all cases, follow the established clinical protocol.
- In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution and following a clinician's recommendation.

Reusing a single-use medical device is dangerous. Reprocessing devices, in order to reuse them, may seriously damage their integrity and their performance. Information for use should be read.

Before opening the product packaging, inspect it carefully for signs of damage. Do not use the product if there are visible signs of damage, such as cracks, channels, pinholes, or nonuniform, torn or incomplete seals.

Before opening the product packaging, inspect it carefully for signs of damage. Do not use the product if there are visible signs of damage, such as cracks, channels, pinholes, or nonuniform, torn or incomplete seals.

Before opening the product packaging, inspect it carefully for signs of damage. Do not use the product if there are visible signs of damage, such as cracks, channels, pinholes, or nonuniform, torn or incomplete seals.

EN Instructions for use

RespOsr Super is a combined superabsorbent dressing which consists of four layers of different materials. On the wound side, the product features a soft, white, hydrophilic nonwoven. The inner dressing core consists of soft cellulose fluff blended with liquid-retaining polyacrylate polymers. This absorbent core is enclosed in a thin nonwoven fabric that evenly distributes the liquid. On the side facing away from the wound, the product features a green layer of polypropylene nonwoven, which is water-repellent but permeable to air and allows for gas exchange.

Properties and mode of action RespOsr Super rapidly absorbs exudate and binds it within the absorbent core. Exudate removal eliminates inhibitory factors from the wound, e.g. proteases. The increased absorbent capacity of RespOsr Super reduces the required frequency of dressing changes. This promotes wound rest and provides additional protection against contamination. Apart from its absorbent quality, RespOsr Super also has a padding effect.

Intended purpose Single use sterile superabsorbent dressing for long-term treatment of injured skin, acute and chronic, with moderate to high levels of exudate. It is used on adults only, by healthcare professionals in clinical or domestic environments. It can be combined with local antiseptics, primary and secondary dressings as well as under compression bandages.

Indications RespOsr Super is suitable for the treatment of superficial, moderately to highly exuding wounds: acute wounds (traumatic wounds, post-operative wounds, lymphatic wounds) and chronic wounds (decubitus/pressure sores, venous, arterial or mixed leg ulcers, tumour wounds). RespOsr Super can be used under compression bandages.

Mode of application Select RespOsr Super to match the wound size so that the dressing extends at least 1–2 centimetres beyond the wound margins. Place the white side of RespOsr Super on the wound so that the green special nonwoven layer faces away from the wound. Secure the dressing e.g. with adhesive tape, conforming bandages or, if necessary, compression bandages. One dressing can remain on the wound for up to 7 days, depending on the condition of the wound. Change the dressing if clinically indicated or when exudate reaches the edges of the dressing or is noticeable through the green nonwoven top layer. In case of infected wounds, a combination with e.g. Atramaun Ag is possible. With decreasing amounts of exudate, the use of a suitable hydroactive wound dressing (e.g. HydroTac) is recommended.

Contraindications Do not use RespOsr Super on dry wounds or on exposed bones, muscles or tendons. Do not use RespOsr Super in case of hypersensitivity to any of its components.

Special precautions Do not cut the dressing. Medical assessment of the wound condition and the causes of wound-healing impairment is necessary before treating wounds with an impaired healing tendency. Treatment with RespOsr Super cannot replace a causal treatment of the wound-healing impairment. If there are clinical signs of infection, the infection needs to be controlled with appropriate treatment before this dressing can be used. In all cases, follow the established clinical protocol. In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution and following a clinician's recommendation.

Product disposal In order to minimize the risk of potential infection hazards, or environmental pollution, disposable components of the medical device should follow disposal procedures according to applicable and local laws, rules, regulations and infection prevention standards. Dispose of the medical device with household waste.

Date of revision of the text: 2025-02-03 AU – PAUL HARTMANN Pty Ltd., Macquarie Park, NSW 2113 ZA – HARTMANN Ltd. - Heywood/Greater Manchester OL10 2TT DE – PAUL HARTMANN AG - 89522 HEIDENHEIM, GERMANY AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H., 2355 Wiener Neudorf, CH – IW HARTMANN AG - 8212 Neuchâuen

ES Instrucciones de uso

RespOsr Super es un apósito superabsorbente estéril utilizado para heridas superficiales con exudado de moderado a grave. El núcleo absorbente impide la expulsión de exudado por medio de su absorción y coagulación.

Composición

RespOsr Super es un apósito superabsorbente combinado que consta de cuatro capas de materiales diferentes. En el lado de la herida, el producto incluye tela no tejida hidrofílica suave y de color blanco. El núcleo interior del apósito de la capa de celulosa suave combinada con polímeros de poliacrilato que retienen el líquido. Este núcleo absorbente está recogido en una fina tela que distribuye el líquido de manera uniforme. En el lado apartado de la herida, el producto tiene una capa verde de material no tejido de polipropileno, que es hidrófobo mas permeable al ar, permitiendo el intercambio de gases.

Características y principio de acción

RespOsr Super absorbe rápidamente el exudado y lo coagula en el material del núcleo absorbente. Al retirar el exudado se eliminan de la herida los factores inhibidores (como proteasas). La mayor capacidad de absorción de RespOsr Super reduce la frecuencia necesaria de cambios de apósito. Esto favorece el reposo de la herida y aumenta la protección contra la contaminación. Además de su capacidad de absorción, RespOsr Super también ofrece almohadillado.

Usos previstos

Apósito superabsorbente estéril y desechable para el tratamiento a largo plazo de piel con heridas y graves y crónicas, con niveles de exudado de moderado a elevados. Se utiliza exclusivamente en adultos por parte de profesionales sanitarios en entornos hospitalarios y domésticos. El apósito puede utilizarse junto con antisépticos locales, apósitos primarios y secundarios, así como vendajes compresivos.

Indicaciones RespOsr Super es adecuado para el tratamiento de heridas superficiales con exudado de moderado a elevado: heridas graves (traumáticas, postoperatorias, linfáticas) y heridas crónicas (lagas por presión/décubitos, úlceras arteriales y venosas de la pierna o mixtas crónicas tumorales). RespOsr Super puede utilizarse con vendajes de compresión.

Destinación de uso

Selección el apósito RespOsr Super adecuado para el tamaño de la herida, de forma que el apósito se extienda al menos de 1 a 2 cm más allá de los bordes de la herida.

- Coloque el lado blanco del apósito RespOsr Super sobre la herida, de forma que la capa de tela no tejida verde quede expuesta a la herida.

Antes de tratar heridas con tendencia a sanación dificultosa, es necesario practicar una evaluación médica del estado de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida. El tratamiento con RespOsr Super no puede ocupar el lugar del tratamiento de las causas que inhiben la curación de la lesión. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.

Siempre se debe utilizar el apósito RespOsr Super en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

Precauciones particulares No se debe cortar el apósito.

Precauciones especiales No se debe cortar el apósito. La evaluación médica de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida es necesario practicar una evaluación médica del estado de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida. El tratamiento con RespOsr Super no puede ocupar el lugar del tratamiento de las causas que inhiben la curación de la lesión. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.

Siempre se debe utilizar el apósito RespOsr Super en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

Precauciones particulares No se debe cortar el apósito.

Precauciones especiales No se debe cortar el apósito. La evaluación médica de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida es necesario practicar una evaluación médica del estado de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida. El tratamiento con RespOsr Super no puede ocupar el lugar del tratamiento de las causas que inhiben la curación de la lesión. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.

Siempre se debe utilizar el apósito RespOsr Super en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

Precauciones particulares No se debe cortar el apósito.

Precauciones especiales No se debe cortar el apósito. La evaluación médica de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida es necesario practicar una evaluación médica del estado de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida. El tratamiento con RespOsr Super no puede ocupar el lugar del tratamiento de las causas que inhiben la curación de la lesión. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.

Siempre se debe utilizar el apósito RespOsr Super en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

Precauciones particulares No se debe cortar el apósito.

Precauciones especiales No se debe cortar el apósito. La evaluación médica de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida es necesario practicar una evaluación médica del estado de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida. El tratamiento con RespOsr Super no puede ocupar el lugar del tratamiento de las causas que inhiben la curación de la lesión. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.

Siempre se debe utilizar el apósito RespOsr Super en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

Precauciones particulares No se debe cortar el apósito.

Precauciones especiales No se debe cortar el apósito. La evaluación médica de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida es necesario practicar una evaluación médica del estado de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida. El tratamiento con RespOsr Super no puede ocupar el lugar del tratamiento de las causas que inhiben la curación de la lesión. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.

Siempre se debe utilizar el apósito RespOsr Super en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

Precauciones particulares No se debe cortar el apósito.

Precauciones especiales No se debe cortar el apósito. La evaluación médica de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida es necesario practicar una evaluación médica del estado de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida. El tratamiento con RespOsr Super no puede ocupar el lugar del tratamiento de las causas que inhiben la curación de la lesión. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.

Siempre se debe utilizar el apósito RespOsr Super en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

Precauciones particulares No se debe cortar el apósito.

Precauciones especiales No se debe cortar el apósito. La evaluación médica de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida es necesario practicar una evaluación médica del estado de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida. El tratamiento con RespOsr Super no puede ocupar el lugar del tratamiento de las causas que inhiben la curación de la lesión. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.

Siempre se debe utilizar el apósito RespOsr Super en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

Precauciones particulares No se debe cortar el apósito.

Precauciones especiales No se debe cortar el apósito. La evaluación médica de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida es necesario practicar una evaluación médica del estado de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida. El tratamiento con RespOsr Super no puede ocupar el lugar del tratamiento de las causas que inhiben la curación de la lesión. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.

Siempre se debe utilizar el apósito RespOsr Super en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

Precauciones particulares No se debe cortar el apósito.

Precauciones especiales No se debe cortar el apósito. La evaluación médica de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida es necesario practicar una evaluación médica del estado de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida. El tratamiento con RespOsr Super no puede ocupar el lugar del tratamiento de las causas que inhiben la curación de la lesión. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.

Siempre se debe utilizar el apósito RespOsr Super en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

Precauciones particulares No se debe cortar el apósito.

Precauciones especiales No se debe cortar el apósito. La evaluación médica de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida es necesario practicar una evaluación médica del estado de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida. El tratamiento con RespOsr Super no puede ocupar el lugar del tratamiento de las causas que inhiben la curación de la lesión. Si existen signos clínicos de infección, se debe controlar con el tratamiento adecuado antes de utilizar el apósito.

Siempre se debe utilizar el apósito RespOsr Super en caso de hipersensibilidad a uno de los componentes.

Precauciones particulares No se debe cortar el apósito.

Precauciones especiales No se debe cortar el apósito. La evaluación médica de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida es necesario practicar una evaluación médica del estado de la herida y de las causas que inhiben la sanación de la herida. El tratamiento con RespOsr Super no puede ocupar el lugar del tratamiento de las causas que inhiben la curación de la lesión

