

		Fidia Farmaceutici S.p.A. Via Ponte della Fabbrica 3/A 35031 Abano Terme (PD) - Italy		
Under no circumstances should this artwork be altered without prior permission from Fidia Farmaceutici www.fidiapharma.com		Versione/Version:		3
		Data Rev.: Rev. date:		28.04.2025
Prodotto/Product name: Istr. Hyalo4 Care SilverSpray East EU1				
Codice/Item: ISTH4CSSEASTEU1		Revisione/Revision: A		
Data/Date: 01.03.2025				
Disegno No./Master No.: N/A				
Fustella/Die Cut: N/A				
Dimensioni/Size: (in mm) 250 x 185				
Tecnica di Stampa/Print Process: Offset				
Corpo del testo/Body text: 7 pt				
Testo più piccolo/Smallest text: 7 pt				
Interlinea/Leading: 7,4 pt				
Scala Orizzontale/Horizontal Scale: 90%				
Braille: No		Pharmacode No: N/A		
Edge Code: N/A				
Motivo della modifica/Change Description: New artwork				
Colori/Colors No: 3		Artwork Operator		
Black		Alessandro Marchi		
P 2955 C		A.O Signature		
P 185 C				
Vernici/Varnish No: N/A				

Orig./IND • Version 3.1/01.2024

200 mm Barra di Misurazione / Measuring Bar

The design and the text are Fidia S.p.A. or a Company member of Fidia S.p.A. property



HYALO4 CARE SILVERSPRAY

CZ | Sodná sůl kyseliny hyaluronové

Metalické stříbro
Vitamin E

Indikace

Ošetření neinfikovaných kožních poranění (např. odřenin, oděrek, popraskané kůže, řezných ran, malých chirurgických ran, místních popálenin 1.a 2. stupně) a povrchových lézí u diabetické nohy, atletické nohy a proleženin. Vhodné pro dospělé i děti (3+).

Princip působení

HYALO4 CARE SILVERSPRAY je roztok v spreji k lokálnímu použití obsahující kyselinu hyaluronovou, metalické stříbro a vitamin E. Kyselina hyaluronová a stříbro jsou vázány na matrici (kaolín a škrob) s absorpčními vlastnostmi. Absorpce exsudátu vytváří prostředí, které napomáhá přirozenému regeneračnímu procesu tkáně. Přítomnost kyseliny hyaluronové navíc umožňuje vytvoření ochranné bariéry proti pronikání mikrobů. Obsahuje také vitamin E s antioxidačními vlastnostmi.

Dávkování a způsob použití

- Omyjte rány před aplikací spreje.
- Před použitím nádobku dobře protřepejte po dobu 15-20 sekund.
- Držte nádobku ve svislé poloze a po dobu 2-3 sekund stříkejte ve vzdálenosti přibližně 15 cm od pokožky takové množství prášku, aby pokrylo ošetřovaný povrch. V případě dočasného zaseknutí nádobky s ní silně protřepejte, dokud neuslyšíte zvuk kovové kuličky uvnitř.
- Po aplikaci postižené místo nemasírujte; prášek musí vytvořit souvislou a ochrannou vrstvu.
- Doporučujeme zakrýt ošetřovanou oblast sterilní gázou.
- Aplikujte jednou až třikrát denně nebo podle doporučení lékaře. .
- Přípravek se dá snadno odstranit omytím rány fyziologickým roztokem.

Neexistuje žádná aktuální nebezpečí spojené s možným předávkováním přípravkem, protože použití spreje je pouze lokální.

Varování

Vnější použití: nepolykejte ani nevdechujte. Vyhněte se kontaktu s očima. Pokud dojde ke kontaktu, vypláchněte je velkým množstvím vody. Nevystavujte ošetřenou oblast slunečnímu záření. Vyhněte se přímému kontaktu nádobky se sprejem s ranou. V případě nežádoucích reakcí okamžitě přerušete léčbu, poradte se s lékařem a informujte výrobce. Jakákoli závažná událost, k níž dojde v souvislosti s prostředkem, by měla být



nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se uživatel a/nebo pacient nachází. Nejsou známy žádné interakce s léky a léčivými přípravky. Nepoužívejte v kombinaci s jinými terapiemi nebo probíhající léčbou, které zahrnují užívání nebo lokální použití jiných zdravotnických prostředků nebo léčiv. Ohledně dlouhodobého používání se poraďte s lékařem. Po použití obal uzavřete. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo po datu expirace. Těhotné a kojící ženy se před použitím přípravku musí poradit s lékařem. Nepoužívejte přípravek déle než 30 po sobě následujících dní.

Složení

Hlavní složky: sodná sůl kyseliny hyaluronové (0.25%), kaolín + kukuřičný škrob (93.7%). Další složky: metalické stříbro, vitamin E, rýžový olej, terpineol, disiloxan, hnací plyn LPG.

Kontraindikace

Nepoužívejte v případě známé precitlivlosti nebo známé alergie na jednu nebo více složek.

Skladování

Skladujte při teplotě od +5 °C do +30 °C.

Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka pod tlakem: při zahřátí může prasknout. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte na otevřený oheň nebo na jiný zdroj zapálení. Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C /122 °F. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Číslo šarže a datum expirace jsou uvedeny na dně nádobky. Datum expirace se vztahuje na nepoškozený a správně skladovaný přípravek. Neobsahuje hnací plyny poškozující ozónovou vrstvu. Po použití zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

Rev. 01/2024

Dostupné v objemu 50 ml a 125 ml

SK | Sodná soľ kyseliny hyalurónovej

Metalické striebro
Vitamin E

Indikácie

Ošetrenie neinfikovaných kožných poranení (napr. odrenín, poškrabání, popraskanej kože, rezných rán, malých chirurgických rán, povrchových popálenín 1. a 2. stupňa) a povrchových lézií v prípade diabetickej nohy, atletickej nohy a preležanín. Vhodné pre dospelých a deti (3+).

Princip pôsobenia

HYALO4 CARE SILVERSPRAY je roztok v spreji na lokálne použitie, obsahujúci kyselinu hyalurónovú, metalické striebro a vitamín E. Kyselina hyalurónová a striebro sú viazané na matriciu (kaolín a škrob) s absorpčnými vlastnosťami. Absorpcia exsudátu vytvára prostredie, ktoré napomáha prirodzenému procesu regenerácie tkaniva. Prítomnosť kyseliny hyalurónovej umožňuje vytvorenie ochrannej bariéry proti vniknutiu mikróbov. Obsahuje aj vitamín E s antioxidačnými vlastnosťami.

Dávkovanie a spôsob použitia

- Pred aplikáciou spreja ranu omyte.
- Pred použitím nádobkou dobre pretrepte počas 15-20 sekúnd.
- Držte nádobku vo zvislej polohe, vo vzdialenosti približne 15 cm od pokožky a počas 2-3 sekúnd nastriekajte také množstvo prášku, aby pokrylo ošetrovanú plochu. V prípade dočasného zaseknutia nádobky ňou silno potraсте, kým nebude počuť zvuk kovovej guľôčky vo vnútri.
- Po aplikácii postihnutú oblasť nemasírujte; prášok musí vytvoriť súvislú a ochrannú vrstvu.
- Odporúčame zakryť ošetronú plochu sterilnou gázou.
- Aplikujte raz až trikrát denne alebo podľa odporúčania lekára, v závislosti na klinickom stave.
- Přípravek sa lahko odstraňuje omytím lézie fyziologickým roztokom.

Neexistuje žiadne aktuálne nebezpečenstvo spojené s možným predávkovaním prípravkom, pretože použitie spreja je len lokálne.

Varovania

Vonkajšie použitie: neprehltávajte ani nevdychujte. Zabráňte styku s očami. Ak dôjde k styku s očami, vypláchnite ich veľkým množstvom vody. Nevystavujte ošetronú oblasť slnečnému žiareniu. Zabráňte priamemu styku nádobky so sprejom s ranou. V prípade nežiaducich reakcií okamžite prerušte liečbu, poraďte sa s lekárom a informujte výrobcu. Akákoľvek závažná udalosť, ku ktorej dôjde v súvislosti s pomôckou, by mala byť nahlásená výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa používateľ a/alebo pacient nachádza. Nie sú známe žiadne interakcie s liekmi a liečivými prípravkami. Nepoužívajte v kombinácii s inými terapiami alebo prebiehajúcou liečbou, ktoré zahŕňajú užívanie alebo lokálne použitie iných zdravotníckych pomôcok alebo liečiv. Ohľadom dlhodobého používania sa poraďte s lekárom. Po použití obal uzatvorte. Nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo po dátume expirácie. Těhotné a dočiacie ženy sa pred použitím přípravku musia poradit s lekárom. Nepoužívejte přípravek dlhšie ako 30 po sebe následujících dní.

Zloženie

Hlavné zložky: sodná soľ kyseliny hyalurónovej (0.25%), kaolín + kukuričný škrob (93.7%). Ďalšie zložky: metalické striebro, vitamín E, rýžový olej, terpineol, disiloxán, hnací plyn LPG.

Kontraindikácie

Nepoužívajte v prípade známej precitlivlosti alebo známej alergie na jednu alebo viacero zložiek.

Skladovanie

Skladujte pri teplotě od +5 °C do +30 °C.

Nebezpečenstvo: Extrémne hořlavý aerosol. Nádobka pod tlakem: při zahřátí sa môže roztrhnúť. Uchovávejte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo na iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespálujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C /122 °F. Uchovávejte mimo dosahu detí.



Číslo šarže a dátum expirácie sú uvedené na dne nádobky.

Dátum expirácie sa vzťahuje na nepoškodený a správne skladovaný prípravek. Neobsahuje hnacie plyny poškozujúce ozónovú vrstvu. Po použití zlikvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Rev. 01/2024

Dostupné v objemoch 50 ml a 125 ml



Nirial Pharma srl
Via Rovani, 7 - 20123 Milano (Italy)



0051



Fidia farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) Italy

ISTH4CSSEASTEU1/A



Zdravotnícký prostriedek
Zdravotnícka pomôcka



Před použitím si přečtěte návod k použití
Pred použitím si prečítajte návod na použitie



Spotřebujte do
Spotrebujte do



Číslo šarže
Číslo šarže



Interní kód výrobku
Interný kód prípravku



DE02 (kód modelu)
DE02 (kód modelu)



Udržujte mimo dosah slunečního světla
Udržujte mimo dosahu slnečného svetla



Uchovávejte v suchu
Uchovávajte v suchu



Po použití neodhazujte volně v přírodě
Po použití neodhadzujte volne v prírode



Výrobce
Výrobca



Distribuuje
Distribuuje



Skladovací teplota
Skladovacia teplota

+5°C



+30°C



Nebezpečí! Extrémně hořlavý aerosol!
Nebezpečenstvo! Extrémne hořlavý aerosol!



Kód UDI
Kód UDI

Signature for approval

Legal

D.A.R.

Marketing

C.M.O.

 Fidia Farmaceutici S.p.A. Via Ponte della Fabbrica 3/A 35031 Abano Terme (PD) - Italy			
Under no circumstances should this artwork be altered without prior permission from Fidia Farmaceutici www.fidiapharma.com	Versione/Version:		3
	Data Rev.: Rev. date:	28.04.2025	
Prodotto/Product name: Istr. Hyalo4 Care SilverSpray East EU1			
Codice/Item: ISTH4CSSEASTEU1	Revisione/Revision: A		
Data/Date: 01.03.2025			
Disegno No./Master No.: N/A			
Fustella/Die Cut: N/A			
Dimensioni/Size: (in mm) 250 x 185			
Tecnica di Stampa/Print Process: Offset			
Corpo del testo/Body text: 7 pt			
Testo più piccolo/Smallest text: 7 pt			
Interlinea/Leading: 7,4 pt			
Scala Orizzontale/Horizontal Scale: 90%			
Braille: No	Pharmacode No: N/A		
Edge Code: N/A			
Motivo della modifica/Change Description: New artwork			
Colori/Colors No: 3		Artwork Operator	
Black P 2955 C P 185 C	Alessandro Marchi A.O Signature		
		Notes	
Vernici/Varnish No: N/A			

Orig./IND • Version 3.1/01.2024

200 mm Barra di Misurazione / Measuring Bar

The design and the text are Fidia S.p.A. or a Company member of Fidia S.p.A. property



HYALO4 CARE SILVERSPRAY

RO | Sare de sodiu a acidului hialuronic
Argint metalic
Vitamina E

Indicații
Tratamentul leziunilor cutanate neinfectate (de exemplu abraziuni, zgârieturi, piele crăpată, tăieturi, plăgi chirurgicale mici, arsuri localizate de gradul I și II) și leziuni superficiale în cazul piciorului diabetic, al piciorului atletului și al escarelor de decubit. Indicat pentru adulți și copii (3+).

Cum acționează
HYALO4 CARE SILVERSPRAY este un spray suspensie pentru uz topic care conține acid hialuronic, argint metalic și vitamina E. Acidul hialuronic și argintul sunt combinate într-o matrice (caolin și amidon) cu proprietăți absorbante. Absorbția exudatului creează un mediu care facilitează procesul natural de regenerare a țesuturilor. Totodată prezența acidului hialuronic permite formarea unei bariere protectoare împotriva pătrunderii microbilor. Conține și vitamina E cu proprietăți antioxidante.

Doze și mod de utilizare

- 1) Spălați leziunile înainte de a aplica spray-ul.
- 2) Agitați bine recipientul înainte de utilizare timp de 15-20 de secunde.
- 3) Ținând recipientul în poziție verticală, pulverizați o cantitate de pulbere suficientă pentru a acoperi suprafața care trebuie tratată de la o distanță de aproximativ 15 cm de piele, timp de 2-3 secunde. În cazul blocării temporare a spray-ului, scuturați-l cu putere până când auziți sunetul bilei metalice din interiorul acestuia.
- 4) După aplicare, nu masați zona afectată: pulberea trebuie să formeze un strat continuu și protector.
- 5) Vă recomandăm să acoperiți partea tratată cu o compresă sterilă din tifon.
- 6) Aplicați de una până la trei ori pe zi sau conform recomandărilor medicului dumneavoastră, în funcție de evoluția clinică.
- 7) Poate fi ușor îndepărtat prin spălarea leziunii cu ser fiziologic.

Nu există niciun pericol real asociat cu o posibilă supradoză a produsului, deoarece utilizarea spray-ului este doar topică.

Atenționări

Uz extern: a nu se înghiți sau inhala. A se evita contactul cu ochii; în cazul contactului clătiți cu multă apă. A se evita expunerea zonei tratate la lumina soarelui. A se evita contactul direct între recipientul spray și plagă. În cazul în care apar reacții nedorite opriți imediat tratamentul, consultați medicul și informați producătorul. Orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul trebuie raportat imediat producătorului și autorității competente din statul membru în care utilizatorul și/sau pacientul se află. Nu există interacțiuni



cunoscute cu medicamente și produse medicamentoase. A nu se utiliza împreună cu alte terapii sau tratamente în vigoare care implică administrarea sau utilizarea topică a altor dispozitive medicale sau medicamente. Consultați un medic în cazul utilizării de lungă durată. Închideți ambalajul după utilizare. A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat sau după data de expirare. Consultați medicul înainte de a utiliza produsul în cazul femeilor însărcinate și care alăptează. Nu utilizați produsul mai mult de 30 de zile consecutive.

Compoziție
Ingrediente principale: sare de sodiu a acidului hialuronic (0.25%), caolin + amidon de porumb (93.7%)
Alte ingrediente: argint metalic, vitamina E, ulei de orez, terpineol, disiloxan, gaz propulsor GPL.

Contraindicații
A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate cunoscută sau alergie cunoscută la unul sau mai multe componente.

Păstrare
A se păstra la o temperatură cuprinsă între +5 °C și +30 °C.

Pericol: Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul este interzis. A nu se pulveriza deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. A nu se perfora sau arde, chiar și după utilizare. A se feri de lumina soarelui. A nu se expune la temperaturi mai mari de 50 °C/122 °F. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Numărul lotului și data expirării sunt indicate pe partea inferioară a recipientului.
Data de expirare se referă la produsul depozitat corect. Nu conține gaze propulsoare ce reduc stratul de ozon. După utilizare, eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ver. 01/2024

Disponibil în formate de 50 mL și 125 mL

GR | Άλας νατρίου υαλουρονικού οξέος
Μεταλλικός άργυρος
Βιταμίνη Ε

Ενδείξεις
Θεραπεία των μη μολυσμένων δερματικών βλαβών (π.χ. εκδορές, γδαρσίματα, σκασμένο δέρμα, κοψίματα, μικρές χειρουργικές πληγές, τοπικά εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού) και επιφανειακές βλάβες σε διαβητικό πέλμα, πέλματα αθλητών και έλκη από κατάκλιση. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά (3+).

Τρόπος δράσης
Το **HYALO4 CARE SILVERSPRAY** είναι ένα σπρέι εναιωρήματος για τοπική χρήση, το οποίο περιέχει υαλουρονικό οξύ, μεταλλικό άργυρο και βιταμίνη Ε. Το υαλουρονικό οξύ και ο άργυρος συνδυάζονται σε μια μήτρα (καολίνη και άμυλο) με απορροφητικές ιδιότητες. Η απορρόφηση εξιδρώματος δημιουργεί ένα περιβάλλον που διευκολύνει τη φυσική διαδικασία ανάπλασης των ιστών. Επιπλέον, η παρουσία του υαλουρονικού οξέος επιτρέπει τον σχηματισμό ενός προστατευτικού φραγμού έναντι της διείσδυσης μικροβίων. Επίσης, περιέχει βιταμίνη Ε με αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Δόση και μέθοδος χρήσης
1) Πραγματοποιήστε καθαρισμό στην περιοχή των βλαβών πριν εφαρμόσετε το σπρέι.

- 2) Ανακινήστε καλά τον περιέκτη πριν από τη χρήση, για περίπου 15-20 δευτερόλεπτα.
- 3) Κρατώντας το περιέκτη κάθετα, ψεκάστε μια ποσότητα σκόνης, επαρκή για να καλύψει την υπό θεραπεία επιφάνεια, σε απόσταση περίπου 15 cm από το δέρμα για 2-3 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση προσωρινού μπλοκαρίσματος του περιέκτη, ανακινήστε τον δυνατά μέχρι να ακούσετε τον ήχο της μεταλλικής σφαίρας στο εσωτερικό του.
- 4) Μετά την εφαρμογή, μην κάνετε μασάζ στην προσβεβλημένη περιοχή, καθώς η σκόνη πρέπει να δημιουργήσει ένα συνεχές και προστατευτικό στρώμα.
- 5) Συνιστάται το τμήμα που λαμβάνει τη φαρμακευτική αγωγή να καλύπτεται με αποστειρωμένη γάζα.
- 6) Εφαρμόζετε μία έως τρεις φορές την ημέρα ή σύμφωνα με τις συμβουλές του ιατρού, ανάλογα με την κλινική διαδικασία.
- 7) Αφαιρείται εύκολα με πλύση στην περιοχή της βλάβης με αλατούχο διάλυμα.

Δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος που να σχετίζεται με πιθανή υπερβολική δόση του προϊόντος, καθώς η χρήση του σπρέι είναι μόνο τοπική.

Προειδοποιήσεις
Εξωτερική χρήση: μην καταπίνετε και μην εισπνέετε. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αποφεύγετε την έκθεση της υπό θεραπεία περιοχής στο ηλιακό φως. Αποφεύγετε την άμεση επαφή του περιέκτη του σπρέι με την πληγή. Σε περίπτωση ανεπιθύμητων αντιδράσεων, σταματήστε τη θεραπεία αμέσως, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας και ενημερώστε τον κατασκευαστή. Οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν προκύψει σε σχέση με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ο χρήστης ή/και ο ασθενής. Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις με φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συνδυασμό με άλλες εφαρμοζόμενες θεραπευτικές αγωγές ή θεραπείες που περιλαμβάνουν τη λήψη ή την τοπική χρήση άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή φαρμάκων. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό όσον αφορά την παρατεταμένη χρήση. Κλείνετε τη συσκευασία μετά τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή μετά την ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν από τη χρήση του προϊόντος σε έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για περισσότερες από 30 συνεχείς ημέρες.

Σύνθεση
Βασικά συστατικά: άλας νατρίου υαλουρονικού οξέος (0.25%), καολίνη + άμυλο αραβοσίτου (93.7%)
Άλλα συστατικά: μεταλλικός άργυρος, βιταμίνη Ε, ορυζέλαιο, τερπινεόλη, δισιλοζάνη, LPG προωθητικό.

Αντενδείξεις
Μη χρησιμοποιείτε σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας ή γνωστής αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά.

Φύλαξη
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +30°C

Κίνδυνος: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Περιέκτης υπό πίεση: κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.



Ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης αναγράφονται στο κάτω μέρος του περιέκτη. Η ημερομηνία λήξης αφορά σε άθικτο προϊόν που έχει φυλαχτεί σωστά. Περιέχει προωθητικά αέρια που δεν συντελούν στην καταστροφή του όζοντος. Μετά τη χρήση, απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

Αναθ. 01/2024

Διαθέσιμο σε συσκευασία των 50 mL και των 125 mL

 **Nirial Pharma srl**
Via Rovani, 7 - 12123 Milano (Italy)

 **0051**

 **Fidia farmaceutici S.p.A.**
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) Italy

ISTH4CSSEASTEU1/A

Dispozitiv medical
Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Consultați instrucțiunile înainte de utilizare
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες πριν από τη χρήση

Data limită de utilizare
Χρήση εντός

Codul lotului
Αριθμός παρτίδας

Numărul de catalog
Εσωτερικός κωδικός προϊόντος

DE02 (Codul modelului)
DE02 (Κωδικός μοντέλου)

A se ține departe de lumina soarelui
Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως

A se păstra uscat
Να διατηρείται στεγνό

A nu se arunca în mediu după utilizare
Να μην απορρίπτεται στο περιβάλλον μετά τη χρήση

Producător
Κατασκευαστής

Distribuit de
Διανέμεται από

+5°C +30°C
Limita de temperatură
Θερμοκρασία φύλαξης

Pericol, aerosol extrem de inflamabil
Κίνδυνος, εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα

Cod IUD
Κωδικός UDI

Signature for approval	
Legal	D.A.R.
Marketing	C.M.O.