



EDITION 2025/02

KING SHOWER SEATS WITH/WITHOUT BACKREST & ARMRESTS

SL NAVODILA ZA UPORABO
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
RO MANUAL DE UTILIZARE
UA ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
SK POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
LV LIETOTĀJA ROKASGRAMATA
EE KASUTUSJUHEND
LT VARTOTOJO VADOVAS



MAX
150 kg
330 lbs

- KING-SS1-KN
- KING-BSS1-KN



MAX
150 kg
330 lbs

- KING-SS1A-KN
- KING-BSS1A-KN



MAX
150 kg
330 lbs

- KING-SS1B-KN
- KING-BSS1B-KN



KING-CSS2-KN
KING-CSS4-KN



KING-CBR2-KN
KING-CBR4-KN



MAX
150 kg
330 lbs

- KING-SS1BA-KN
- KING-BSS1BA-KN



- KING-BR1-KN
- KING-BBR1-KN



- KING-A-KN
- KING-BA-KN



MADE IN ITALY

SL	NAVODILA ZA UPORABO	4
HR	KORISNIČKI PRIRUČNIK	5
HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS	6
RO	MANUAL DE UTILIZARE	7
UA	ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА	8
SK	POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA	8
CZ	UŽIVATELSKÝ MANUÁL	9
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	10
LV	LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA	11
EE	KASUTUSJUHEND	12
LT	VARTOTOJO VADOVAS	13

OPIS - OPIS - LEÍRÁS - DESCRIERE - ОПИС - POPIS - POPIS - OPIS - APRAKSTS - KIRJELDUS - APIBŪDINIMAS

MADE IN ITALY

SL Izdelano v Italiji - **HR** Proizvedeno u Italiji - **HU** Olaszországban készült
RO Fabricat în Italia - **UA** Зроблено в Італії - **SK** Vyrobené v Taliansku
CZ Vyrobeno v Itálii - **PL** Wyprodukowane we Włoszech - **LV** Ražots Itālijā
EE Tehtud Itaalias - **LT** Pagaminta Italijoje

SL Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana, in se posvetujte z navodili za uporabo - **HR** Nemojte koristiti ako je pakiranje oštećeno i konzultirajte upute za upotrebu - **HU** Ne használja, ha a csomagolás sérült, és konzultáljon a használati utasítással - **RO** Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat și consultați instrucțiunile de utilizare - **UA** Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена, і зверніться до інструкції з використання - **SK** Nepoužívejte, ak je obal poškozený, a konzultujte pokyny na použití - **CZ** Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, a konzultujte návod k použití - **PL** Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone, i zapoznaj się z instrukcją użytkowania - **LV** Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts, un konsultējieties ar lietošanas instrukcijām - **EE** Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud, ja tutvuge kasutusjuhendiga - **LT** Nenaudokite, jei pakuotė yra pažeista, ir susipažinkite su naudojimo instrukcijomis
ISO 7000-2626 2004-01-15

SL Brezplačna montaža orodij - **HR** Montaža bez alata - **HU** Szerszámok Ingyenes összeszerelés - **RO** Asamblare fără scule - **UA** Інструменти Безкоштовна збірка
SK Náradie Volná montáž - **CZ** Nástroje Montáž zdarma - **PL** Beznarzędziowy montaż - **LV** Instrumenti Bezmaksas montāža - **EE** Tööriistad Tasuta kokkupanek
LT Įrankiai nemokamai

SL Primerno za pomivalni stroj - **HR** Može se prati u perilici posuđa - **HU** Mosogatógépbarát - **RO** Prietenos cu mașina de spălat vase - **UA** Можна мити в посудомийній машині - **SK** Vhodné do umývačky riadu - **CZ** Vhodné do myčky - **PL** Można myć w zmywarce - **LV** Draudzīgs trauku mazgājamajā mašīnā - **EE** Nõudepesumasinasõbralik - **LT** Tinka plauti indaplovėje

SL Največja teža uporabnika - **HR** Maksimalna težina korisnika - **HU** Max felhasználói súly - **RO** Greutatea maximă a utilizatorului - **UA** Максимальна вага користувача - **SK** Maximální hmotnost uživatele - **CZ** Maximální hmotnost uživatele - **PL** Maksymalna waga użytkownika - **LV** Maksimālais lietotāja svars - **EE** Maksimaalne kasutaja kaal - **LT** Maksimalus vartotojo svoris

SL 5 leti garancije - **HR** 5 godine jamstva - **HU** 5 év garancia - **RO** 5 ani garanție - **UA** 5 роки гарантії - **SK** 5 roky záruka - **CZ** 5 roky záruka - **PL** 5 lata gwarancji - **LV** 5 gadu garantija - **EE** Garantii 5 aastat - **LT** 5 metų garantija



SL Skenirajte kodo QR za video sestavljanja - **HR** Skenirajte QR KOD za video montažu - **HU** Olvassa be a QR-KÓDOT az összeszerelési videóhoz - **RO** Scanati COD QR pentru videoclipul de asamblare - **UA** Відскануйте QR-КОД, щоб переглянути відео монтажу - **SK** Naskenujte QR KÓD pre montážne video - **CZ** Naskenujte QR KÓD pro montážní video - **PL** Zeskanuj KOD QR, aby zobaczyć film montażowy - **LV** Skenējiet QR KODU, lai redzētu montāžas video - **EE** Skannige kokkupanekuvideo jaoks QR-KOOD - **LT** Nuskaitykite QR KODĄ, kad pamatytumėte surinkimo vaizdo įrašą

ŠIFRA ARTIKLA
 ŠIFRA ARTIKLA
 TERMÉKKÓD
 CODUL PRODUSULUI
 КОД ТОВАРУ
 KOD POŁOŻKY
 KOD PRODUKTU
 LIETAS KODS
 ESEME KOOD
 PREKĖS KODAS

OPIS
 OPIS
 LEÍRÁS
 DESCRIERE
 ОПИС
 POPIS
 POPIS
 OPIS
 OPIS
 APRAKSTS
 KIRJELDUS
 APIBŪDINIMAS

STRAN
 STRANICA
 OLDAL
 PAGINA
 CТОРІНКА
 PAGE
 STRANA
 STRONA
 LAPPUSE
 LAPPUSE
 LEHT
 PUSLAPIS

○ **KING-SSI-KN**
 ● **KING-BSSI-KN**
SL Sedež za prhanje King - **HR** Sjedalo za tuš King - **HU** King zuhanyzóülés
RO Scaun pentru duș King - **UA** Сидіння для душу King плюс - **SK** Sprchové
 sedadlo King - **CZ** Sedátko do sprchy King - **PL** King Taboret prysznicowy
LV King dušas sēdekis - **EE** Dušiiste King - **LT** Dušo kėdė plius King **14 - 17**

○ **KING-SSIA-KN**
 ● **KING-BSSIA-KN**
SL Sedež za prhanje z nasloni za roke King - **HR** Sjedalo za tuš s naslonjačima
 za ruke King - **HU** King zuhanyzóülés kartámasszal - **RO** Scaun
 pentru duș cu cotiere King - **UA** Сидіння для душу King плюс з
 підлокітниками - **SK** Sprchové sedadlo s opierkami na ruky King
CZ Sedátko do sprchy s područkami King - **PL** King Taboret prysznicowy
 z uchwytami bocznymi - **LV** King dušas sēdekis ar roku balstiem
EE Dušiiste käetugedega King - **LT** Dušo kėdė plius su porankiais King **14 - 17**

○ **KING-SSIB-KN**
 ● **KING-BSSIB-KN**
SL Sedež za prhanje s plastičnim naslonom za hrbet King - **HR** Sjedalo
 za tuš s plastičnim naslonjačem za leđa King - **HU** King zuhanyzóülés
 műanyag háttámlával - **RO** Scaun pentru duș cu spătar din plastic King
UA Сидіння для душу King плюс з пластовою спинкою
SK Sprchové sedadlo s plastovou opierkou chrbta King - **CZ** Sedátko
 do sprchy s plastovým opěradlem King - **PL** King Taboret prysznicowy
 z oparciem - **LV** King dušas sēdekis ar plastmasas atzveltni - **EE** Plastist
 seljatoega dušiiste King - **LT** Dušo kėdė plius su plastikiniu atlošu King **14 - 17**

○ **KING-SSIBA-KN**
 ● **KING-BSSIBA-KN**
SL Sedež za prhanje s plastičnim naslonom za hrbet in nasloni za
 roke King - **HR** Sjedalo za tuš s plastičnim naslonjačem za leđa i
 naslonjačima za ruke King - **HU** King zuhanyzóülés műanyag háttámlával
 és kartámasszal - **RO** Scaun pentru duș cu spătar și cotiere din plastic
 King - **UA** Сидіння для душу King плюс з пластовою спинкою та
 підлокітниками - **SK** Sprchové sedadlo s plastovou opierkou chrbta a
 opierkami na ruky King - **CZ** Sedátko do sprchy s plastovým opěradlem
 a područkami King - **PL** King Taboret prysznicowy z oparciem i
 uchwytami bocznymi - **LV** King dušas sēdekis ar plastmasas atzveltni
 un roku balstiem - **EE** Seljatugi istmeteie, toolidele ja potitoolidele King
LT Dušo kėdė plius su plastikiniu atlošu ir porankiais King **14 - 17**

○ **KING-BRI-KN**
 ● **KING-BBRI-KN**
SL Naslon za hrbet za sedeže, stolčke in toaletne stole King - **HR** Naslonjač
 za leđa za sjedalo za tuš King - **HU** King háttámla ülészekhez, székekhez
 és szoba wc-khez - **RO** Spătar pentru scaune, fotolii și commode King
UA Спинка плюс для сидінь, стільців і насадок на унітаз King
SK Opierka chrbta na sedadlá, stoličky a komody King - **CZ** Opěradlo
 pro sedadla, židle a komody King - **PL** King Oparcie do taboretu
 prysznicowego - **LV** King atzveltne sēdekliem, krēsliem un tualetes
 krēsliem - **EE** Seljatugi istmeteie, toolidele ja potitoolidele King - **LT** Dušo
 kėdžių, kėdžių ir taletų kėdžių nugaros atlošas plius King **14 - 17**

○ **KING-A-KN**
 ● **KING-BA-KN**
SL Nasloni za roke za sedež za prhanje in stol King - **HR** Naslonjači za
 ruke za sjedalo za tuš King - **HU** King kartámassz zuhanyzóüléshez és
 székekhez - **RO** Cotiere pentru scaune pentru duș King
UA Підлокітники для сидіння і стільця для душу King - **SK** Opierky
 na ruky sprchové sedadlo a stoličku King - **CZ** Područky pro sedátko **14 - 17**

	do sprchy a židli King - PL King Uchwyty boczne do taboretu prysznicowego - LV King roku balsti dušas sēdeklim un krēslam EE Käetoed dušiistmele ja -toolile King - LT Dušo kėdė ir kėdės porankiai King	
KING-CSS2-KN KING-CSS4-KN	SL Mehka blazina za sedež za prhanje svetlo modra/siva King HR Mekani jastuk za sjedalo za tuš svijetlo plavi/sivi King - HU King puha pârna zuhanyzóúléshéz világoskék/szürke - RO Pernă moale pentru scaun pentru duș albastru deschis/gri King - UA М'яка подушка для сидіння для душу King світло-блакитна/cipa - SK Mäkký vankúš na sprchové sedadlo svetlomodrý/sivý King - CZ Měkký sedák do sprchy světle modrý/šedý King - PL King miękka poduszka boczne do taboretu prysznicowego, kolor jasno niebieski/szary - LV King miksts spilvens dušas sēdeklim gaiši zils/pelēks - EE Pehmendus dušiistmeleistmele helesinine/hall King - LT Minkšta pagalvėlė dušo kėdė šviesiai mėlyna/pilka King	18
KING-CBR2-KN KING-CBR4-KN	SL Mehka blazina za naslon za hrbet svetlo modra/siva King HR Mekani jastuk za naslonjač za leđa svijetlo plavi/sivi King - HU King puha pârna a háttámlához világoskék/szürke - RO Pernă moale pentru spătar albastru deschis/gri King - UA М'яка подушка для спинки King світло-блакитна/cipa - SK Mäkký vankúš na opierku chrbta svetlomodrý/sivý King - CZ Měkký sedák pro opěradlo světle modrý/šedý King - PL King miękka poduszka boczne do oparcia taboretu prysznicowego, kolor jasno niebieski/szary - LV King miksts spilvens atzveltnei gaiši zils/pelēks - EE Seljatoe pehmendus helesinine/hall King - LT Minkšta pagalvėlė atlošui šviesiai mėlyna/pilka King	19

KING SEDEŽI ZA PRHANJE

Z/BREZ NASLONI ZA HRBET IN NASLONI ZA ROKE

SL

PREDVIDENA UPORABA:
Izdelki iz linije *sedeži za prhanje king* uporabniku omogočajo večjo samostojnost med prhanjem v sklopu skrbi za vsakodnevno osebno higieno, zmanjšujejo utrujenost mišic zaradi stoječega položaja ter tveganje zdrsa in poškodb. Nedrseče gumijaste noge zagotavljajo oprijem s tlemi, z nastavljivimi nogami pa lahko uporabniki preprosto spremenijo skupno višino glede na svoje potrebe. Sedež za prhanje s prilagojeno višino uporabljate z različnimi nastavitvami dolžine med sprednjimi in zadnjimi nogami. Zlasti sprednje noge so lahko nižje od zadnjih: to uporabniku omogoča, da med prhanjem ohrani pravilno držo in olajša vstajanje in sedenje. Sedež za prhanje je zaradi svoje prilagodljivosti mogoče namestiti tudi na neravna in luknjasta tla, kakršna so značilna za številne tuš kadi. Različice z naslonom za hrbet in/ali nasloni za roke zagotavljajo dodatno varnost in udobje. Sedež za prhanje je zaradi majhne teže enostavno premikati. Da je uporaba udobnejša, je lahko sedež dopolnjen z mehko blazino in mehko blazino za naslon za hrbet. Mehke blazine, nasloni za roke in naslon za hrbet so na voljo posebej kot dodatna oprema.

INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE:
Izdelki iz linije sedeži za prhanje KING so namenjeni starejšim ljudem, uporabnikom invalidskih vozičkov, ljudem z zmanjšano gibljivostjo ledvenega, kolenskega ali kolčnega predela in vsem tistim, ki imajo težave z ohranjanjem stoječega položaja med prhanjem v sklopu vsakodnevnih osebne higiene. Uporabnik mora med sedenjem in stojo samostojno ohranjati ravnotežje ter imeti ustrezno sposobnost, da ostane v sedečem položaju. Sedeža za prhanje ne smete uporabljati, če ima uporabnik težave z ravnotežjem ali motnje zaznavanja.

OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA:

- Ne preokarčite največje dovoljene nosilnosti, navedene v priročniku za montažo.
- Pred vsako uporabo preverite, ali je stol za prhanje pravilno sestavljen in stabilen. Uporabljajte ga le na površinah brez ovir.
- Pri sestavljanju natančno upoštevajte navodila iz Uporabniškega priročnika.
- Prepričajte se, da so noge trdno pritrjene po nastavitvi višine.
- Preverite, ali so gumijasti čepi pravilno nameščeni na vseh štirih nogah in v pravilni smeri.
- Če so nameščeni ročaji in/ali naslonjalo, preverite, ali so pred uporabo dobro pritrjeni.
- Prepričajte se, da so dodatki (če so bili kupljeni) pravilno nameščeni v skladu z navodili za montažo.
- Med montažo obstaja tveganje za poškodbe prstov.
- Ne zibajte se na stolu za prhanje, saj to lahko povzroči zdrs, prevrnitev ali poškodbo nog.
- Ne plezajte na stol za prhanje ali drug kopalniški pohištveni predmet.
- Ne spreminjajte stola za prhanje ali njegovih komponent na kakršen koli način.
- Ne uporabljajte stola za prhanje, če je poškodovan ali spremenjen.
- Po uporabi odstranite stol, da ne ovira poti.
- Nikoli ne nastavite zadnjih nog nižje kot sprednje.
- Če prilagodite sprednje noge navzdol, to storite le za eno stopnjo.
- Stola za prhanje ne uporabljajte za druge namene, kot je bil zasnovan.
- Stol za prhanje ne shranjujte na prostem.
- Izogibajte se stiku z odprtimi ranami ali poškodovano kožo, da preprečite okužbe.

INFORMACIJE O VZDRŽEVANJU:
Vzdrževanje izdelkov je sestavljeno iz postopkov čiščenja in zagotavljanja higienske ustreznosti. Za zagotovitev varne uporabe in ustreznega higienskega standarda mora uporabnik pred vsako uporabo opraviti te postopke. Uporabnik se mora prepričati o strukturni celovitosti naprave in njenih sestavnih delov ter preveriti tesnost vijakov. Pri postopkih čiščenja in zagotavljanja higienske ustreznosti sledite spodnjim korakom:

1. Nositi je treba rokavice.
2. Preden nadaljujete z najbolj natančnim razkuževanjem, odstranite vidno umazanijo.
3. Za čiščenje uporabite vodo ali neagresivno čistilno sredstvo.
4. Obrišite s suho in čisto krpo.

Izdelek lahko čistite tudi v gospodinjskih pomivalnih strojih pri najvišji temperaturi. Mehko blazino je treba čistiti izključno ročno.

ZAHTEVE ZA PONOVRNO UPORABO:
Izdelek je primeren, da ga ponovno uporabijo drugi uporabniki. Preden izdelek ponovno uporabijo drugi, ga je treba pravilno očistiti in poskrbeti za njegovo higiensko ustreznost. Pred prenosom izdelka na druge osebe morajo izdelek preveriti usposobljeni prodajalci.

PRAVILEN POSTOPEK ODSTRANJEVANJA:
Izdelka ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Za pravilen in okolju prijazen način odstranjevanja se predhodno pozanimajte pri organih lokalne oblasti.

POROČANJE O INCIDENTIH:
Če pride do resnega incidenta v zvezi s to napravo, pišite proizvajalcu tega izdelka na info@kingbathrooms.com in stopite v stik s pristojnim organom v vaši državi.

KING SJEDALA ZA TUŠ

S/BEZ NASLONJAČEM ZA LEĐA I NASLONJAČIMA ZA RUKE

HR

PREDVIDENA NAMENA
Proizvodi linije *Sjedala za tuš KING* omogočajo korisniku povećanje neovisnosti tijekom tuširanja smanjujući umor mišića uslijed stajanja kao i rizike od klizanja i ozljeda. Gumeni dijelovi za fiksiranje na dnu nogu osiguravaju prijanjanje uz pod, a podesive noge omogućuju korisnicima prilagođavanje visine sukladno potrebama. Dodatno, sjedalo za tuš s podesivim nogama može se koristiti i u različitim postavkama duljine između prednjih i stražnjih nogu. Konkretno, prednje noge mogu biti niže od stražnjih što korisniku omogućuje održavanje ispravnog držanja tijekom tuširanja te olakšava ustajanje i sjedanje. Zbog svoje fleksibilnosti, sjedalo za tuš može se postaviti čak i na neravni pod, poput onih koji su tipični za mnoge tuš kabine. Verzije proizvoda opremljene naslonjačem i/ili naslonima za ruke pružaju dodatnu sigurnost i udobnost. Sjedalo za tuš se lako premješta zbog svoje lagane težine. Sjedalo se može nadopuniti mekanim jastukom kako bi se uporaba učinila udobnijom. Meki jastuci, nasloni za ruke i naslonjači dostupni su zasebno kao dodaci.

INDIKACIJE I KONTRAINDIKACIJE
Proizvodi linije Sjedala za tuš KING namijenjeni su starijim osobama, korisnicima invalidskih kolica, osobama s ograničenom pokretljivošću kralježnice, koljena ili kukova, te svima koji imaju poteškoće u održavanju uspravnog položaja tijekom tuširanja. Korisnik mora imati autonomiju ravnoteže tijekom ustajanja i sjedanja na sjedalo, kao i adekvatnu sposobnost održavanja sjedenja. Sjedalo za tuš se ne smije koristiti ako korisnik ima probleme povezane s ravnotežom ili poremećajima percepcije.

UPOZORENJA I UPUTE ZA SIGURNOST:

- Maksimalna nosivost korisnika navedena u uputama za montažu ne smije se prekoračiti.
- Prije svake uporabe provjerite je li sjedalo za tuš pravilno sastavljeno i u stabilnom položaju.
- Sjedalo za tuš može se koristiti samo na površinama bez prepreka.
- Tijekom montaže strogo se pridržavajte uputa iz Korisničkog priručnika.
- Provjerite jesu li noge čvrsto pričvršćene nakon podešavanja visine.
- Provjerite jesu li gumeni čepovi pravilno postavljeni na sve četiri noge u ispravnom smjeru.
- Ako su ugrađeni nasloni za ruke i/ili naslon za leđa, provjerite jesu li čvrsto pričvršćeni prije korištenja sjedala.
- Provjerite jesu li dodaci (ako su kupljeni) pričvršćeni u željenom smjeru prema uputama za montažu.
- Tijekom montaže postoji rizik od ozljeda prstiju.
- Ne njišite se na sjedalu za tuš jer to može dovesti do klizanja, prevrtanja ili popuštanja nogu.
- Uvijek držite sjedalo za tuš na četiri noge.
- Nemojte stajati na sjedalu za tuširanje ili stolicama za tuširanje.
- Nemojte na bilo koji način mijenjati sjedalo za tuš i njegove komponente.
- Nemojte koristiti sjedalo za tuš ako je oštećeno ili promijenjeno na bilo koji način.
- Nakon uporabe sjedalo za tuš treba ukloniti s podloge kako bi se izbjegle prepreke.
- Nikada ne prilagođavajte stražnje noge na niži položaj od prednjih nogu.
- Prilikom spuštanja prednjih nogu, osigurajte da ih spustite za najviše jedan položaj.
- Nemojte koristiti sjedalo za tuš u svrhe različite od namijenjenih.
- Sjedalo za tuš ne smije se čuvati na otvorenom.
- Izbjegavajte izravan kontakt s otvorenim ranama ili oštećenom kožom kako biste spriječili infekciju.

INFORMACIJE O ODRŽAVANJU
Održavanje proizvoda sastoji se od postupaka čišćenja i dezinfekcije. Kako bi se zajamčila sigurna uporaba i adekvatna higijena, korisnik bi trebao obaviti ove postupke prije svake uporabe. Korisnik mora provjeriti sigurnost proizvoda i njegovih komponenti, te zategnutost vijaka. Za postupke čišćenja i dezinfekcije slijedite korake u nastavku:

1. Treba nositi rukavice.
2. Uklonite vidljivu prljavštinu prije dezinficiranja.
3. Za čišćenje koristite vodu ili neagresivni deterdžent.

4. Obrište suhom i čistom krpom.
Alternativno, proizvod se može prati u kućanskim perilicama posuđa na maksimalnoj temperaturi.
Meke jastuke obavezno čistite ručno.

PONOVNA UPORABA

Proizvod je pogodan za ponovnu uporabu od strane drugih korisnika. Prije ponovne uporabe od strane drugih, proizvod se mora ispravno očistiti i dezinficirati te biti pregledan od strane ovlaštenih prodavatelja.

ISPRAVNI POSTUPAK ODLAGANJA

Proizvod nije pogodan za odlaganje u redovni kućni otpad. Prije odlaganja provjerite ispravan i ekološki prihvatljiv način odlaganja s nadležnom lokalnom vlasti.

PRIJAVA INCIDENTA

Ako se dogodi ozbiljan incident u vezi s ovim proizvodom, obratite se proizvođaču na info@kingbathrooms.com ili ovlaštenom distributertu.

KING ZUHANYZÓÜLÉS

MŰANYAG/NÉLKÜL HÁTTÁMLÁVAL ÉS KARTÁMASSZAL



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

A *KING Shower Seats* termékcsalád termékei nagyobb önállóságot és függetlenséget biztosítanak zuhanyzásokor, csökkentve az álló helyzetből adódó izomfáradtságot, valamint a csúszás- és sérülésveszélyt. A csúszásmentes gumilábak biztosítják a padlóhoz való tapadást, az állítható magasságú lábak pedig lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a teljes magasságot igényeiknek megfelelően könnyen változtassák. Ezenkívül a testreszabott magasságú zuhanyülés első és hátsó lábai különböző magasságúra is állítható. Különösen az első lábak lehetnek alacsonyabbak, mint a hátsók: ez lehetővé teszi, hogy a felhasználó helyes testtartást vegyen fel zuhanyzás közben, valamint megkönnyíti az állást és az ülést. Rugalmasságának köszönhetően a zuhanyülés még olyan egyenetlen padlón is elhelyezhető, mint amilyenek sok zuhanytálcára jellemzőek. A háttámlával és/vagy kartámasszal ellátott változatok további biztonságot és kényelmet nyújtanak. A zuhanyülés könnyű súlyának köszönhetően könnyen mozgatható. Az ülés kiegészíthető egy puha ülőpárnával, és egy puha háttámla-párnával, hogy kényelmesebbé tegye a használatot. A puha párnák, a karfák és a háttámla tartozékként külön rendelhetők.

JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK:

A *KING Shower Seats* termékcsalád termékei az idősök, a kerekesszékesek, mozgáskorlátozottak, valamint mindazok számára készült, akiknek nehézséget okoz az álló helyzet megtartása a mindennapi zuhanyzás során. A felhasználónak önállóan meg kell tudnia tartani egyensúlyát ülve és állva, valamint megfelelő képességgel kell rendelkeznie az ülő helyzet megtartására. A zuhanyülést nem szabad használni, ha a felhasználónak egyensúly- vagy érzékelési problémái vannak.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- Az összeszerelési útmutatóban megadott maximális felhasználói terhelést nem szabad túllépni.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a zuhanyzások megfelelően össze van-e szerelve és stabil helyzetben áll. A zuhanyzéseket csak akadálymentes felületeken szabad használni.
- Az összeszerelés során szigorúan kövesse a Felhasználói kézikönyv utasításait.
- Győződjön meg arról, hogy a lábak a magasság beállítás után szilárdan rögzítve vannak.
- Ellenőrizze, hogy a gumitappancsok megfelelően vannak-e felszerelve mind a négy lábra, és a helyes irányban állnak.
- Ha karfák és/vagy háttámla van felszerelve, győződjön meg róla, hogy azok szilárdan rögzítve vannak a szék használatá előtt.
- Győződjön meg arról, hogy a tartozékok (ha vásárolt) a kívánt irányban vannak felszerelve az összeszerelési útmutató szerint.
- Az összeszerelés során fennáll az ujjak sérülésének veszélye.
- Ne hintázzon a zuhanyzéseket, mert az csúszást, borulást vagy a lábak meghibásodását okozhatja. A zuhanyzéseket mindig négy lábon kell tartani.
- Ne álljon rá a zuhanyzókra vagy a zuhanyzésekre.
- Ne módosítsa a zuhanyzéseket és annak alkatrészeit semmilyen módon.
- Ne használja a zuhanyzéseket, ha az sérült vagy bármilyen módon módosították.
- Használat után a zuhanyzéseket el kell távolítani a talajról, hogy elkerüljük az akadályokat.
- Soha ne állítsa a hátsó lábakat alacsonyabb helyzetbe, mint az első lábak.
- Ha az első lábakat lejjebb állítja, csak egy pozícióval tegye ezt.
- A zuhanyzéseket ne használja más célra, mint amire tervezték.
- A zuhanyzéseket nem szabad szabadban tárolni.
- Kerülje az érintkezést nyílt sebekkel vagy sérült bőrrel a fertőzés elkerülése érdekében.

KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK:

A termék karbantartása tisztítási és fertőtlenítési eljárásokból áll. A biztonságos használat és a megfelelő higiéniai színvonal garantálása érdekében a felhasználónak minden használat előtt el kell végeznie ezeket az eljárásokat. A felhasználónak meg kell győződnie a készülék és alkatrészeinek szerkezeti épségéről, és ellenőrizni kell a csavarok szorosságát. A tisztítási és fertőtlenítési eljárásokhoz kövesse az alábbi lépéseket:

- Vegyen fel kesztyűt
- A legpontosabb fertőtlenítés megkezdése előtt távolítsa el a nyilvánvaló szennyeződéseket.
- A tisztításhoz használjon vizet vagy nem agresszív tisztítószert.
- Száras és tiszta ruhával törölje le.

Alternatív megoldásként a termék háztartási mosogatógépben is tisztítható a maximális hőmérsékleten. A puha párnát szigorúan kézzel kell tisztítani.

ÚJRAFELHASZNÁLÁSI KÖVETELMÉNYEK:

A termék alkalmas más felhasználók általi újrafelhasználásra. Mielőtt mások újra felhasználnák, a terméket megfelelően meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. A termék másnak történő átadása előtt a terméket szakképzett kereskedőknek ellenőrizniük kell.

HELYES ÁRTALMATLANÍTÁSI ELJÁRÁS:

Ne dobja a terméket a szokásos háztartási hulladékba. Előzetesen érdeklődjön a helyi hatóságnál a helyes és környezetbarát ártalmatlanítási módrol.

INCIDENSENC JELENTÉS:

Ha a készülékkel kapcsolatban súlyos incidens történik, forduljon a termék gyártójához a következő címen info@kingbathrooms.com és az országában illetékes hatósághoz.

KING SCAUNE PENTRU DUȘ

CU/FĂRĂ SPĂȚAR ȘI COTIERE DIN PLASTIC



UTILIZAREA INTENTIONATĂ:

Produsele din linia *Scaune pentru Duș KING* permit utilizatorului o creștere a independenței în timpul etapei de duș a igienei personale zilnice, reducând oboseala musculară datorată poziției în picioare, precum și riscurile de alunecare și rănire. Picioarele din cauciuc antiderapante asigură aderență cu podeaua, iar picioarele reglabile pe înălțime permit utilizatorilor să modifice cu ușurință înălțimea totală în funcție de nevoile lor. În plus, scaunul pentru duș cu înălțime personalizată poate fi utilizat cu diferite setări de lungime între picioarele din față și cele din spate. În special, picioarele din față pot fi mai joase decât cele din spate: acest lucru permite utilizatorului să păstreze o postură mai corectă în timp ce face duș și facilitează procedurile de ridicare și de sedere. Datorită flexibilității sale, scaunul de duș poate fi poziționat chiar și pe o podea accidentată și neregulată, cum sunt cele tipice pentru multe podele de duș. Versiunile prevăzute cu spătar și/sau cotiere oferă un plus de siguranță și confort. Scaunul pentru duș poate fi mutat cu ușurință datorită greutatei sale. Scaunul poate fi completat cu o pernă moale și o pernă moale pentru spătar pentru a face utilizarea mai confortabilă. Penele moi, cotierele și spătarul sunt disponibile separat, ca accesorii.

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

Produsele din linia *Scaune pentru Duș KING* se adresează persoanelor în vârstă, utilizatorilor de scaune cu rotile, persoanelor cu mobilitate redusă a zonei lombare, a genunchilor sau a soldurilor și tuturor celor care au dificultăți în menținerea poziției în picioare în timpul etapelor de duș din cadrul igienei personale zilnice. Utilizatorul trebuie să aibă autonomie de echilibru în timpul procedurilor de sedere și de ridicare în picioare, precum și o capacitate adecvată de a se menține în poziție așezată. Scaunul pentru duș nu trebuie folosit dacă utilizatorul are probleme legate de tulburări de echilibru sau de percepție.

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

- Nu depășiți sarcina maximă a utilizatorului indicată în instrucțiunile de asamblare.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă scaunul de duș este asamblat corect și stabil. Utilizați scaunul de duș doar pe suprafețe fără obstacole.
- În timpul asamblării, urmați cu strictețe instrucțiunile din Manualul Utilizatorului.
- Asigurați-vă că picioarele sunt fixate ferm după ajustarea înălțimii.
- Verificați dacă capacele din cauciuc sunt instalate corect pe toate cele patru picioare și în direcția corectă.
- Dacă sunt montate cotiere și/sau spătar, asigurați-vă că sunt bine fixate înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că accesoriile (dacă au fost achiziționate) sunt montate în direcția dorită, conform instrucțiunilor de asamblare.
- Există risc de rănire a degetelor în timpul asamblării.
- Nu balansați scaunul de duș, deoarece acest lucru poate cauza alunecare, răsturnare sau defectarea picioarelor. Mențineți întotdeauna scaunul pe cele patru picioare.
- Nu urcați pe scaunul de duș sau pe alte piese de mobilier pentru baie.
- Nu modificați scaunul de duș sau componentele acestuia în niciun fel.
- Nu utilizați scaunul de duș dacă este deteriorat sau modificat în orice fel.
- După utilizare, scaunul de duș trebuie îndepărtat pentru a evita obstrucțiile.
- Nu reglați niciodată picioarele din spate la o poziție mai joasă decât picioarele din față.
- Dacă reglați picioarele din față, coborâți-le doar cu o poziție.
- Nu utilizați scaunul de duș în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- Scaunul de duș nu trebuie depozitat în aer liber.
- Evitați contactul direct cu rani deschise sau piele deteriorată pentru a preveni infecțiile.

INFORMAȚII PRIVIND ÎNTRETINEREA:

Întreținerea produsului constă în proceduri de curățare și igienizare. Pentru a garanta o utilizare sigură și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare. Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor sale și trebuie verificată etanșeitatea șuruburilor. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați următorii pași:

- Trebuie să se poarte mănuși.
- Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a trece la dezinfectia riguroasă.
- Utilizați apă sau detergent neagresiv pentru procedura de curățare.
- Stergeți cu o cârpă uscată și curată.

Alternativ, produsul poate fi spălat în mașinile de spălat vase de uz casnic la temperatura maximă. Perna moale trebuie curățată strict manual.

CERINTELE PENTRU REFOLOSIRE:

Produsul poate fi refolosit de alți utilizatori. Înainte de a fi refolosit de alte persoane, produsul trebuie spălat și dezinfectat corect. Înainte de transferul produsului către alte persoane, produsul trebuie verificat de către distribuitorii calificați.

PROCEDURA CORECTĂ DE ELIMINARE:

Nu aruncați produsul în deșeurile menajere obișnuite. Adresați-vă în prealabil autorităților locale pentru a afla care este modalitatea corectă și ecologică de a le elimina.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

În cazul unui incident grav în care este implicat acest dispozitiv, contactați producătorul produsului la adresa de e-mail info@kingbathrooms.com și autoritatea responsabilă din țara dumneavoastră.

KING СИДІННЯ ДЛЯ ДУШУ ПЛЮС

3/БЕЗ СПИНКОЮ ТА ПІДЛОКІТНИКАМИ



ПРИЗНАЧЕННЯ.

Вироби серії *Shower Seats KING* підвищують незалежність користувача під час щоденних процедур особистої гігієни в душі, зменшуючи втому м'язів, пов'язану з перебуванням у положенні стоячи, а також ризики ковзання і травмування. Нековзні гумові ніжки забезпечують зчеплення з підлогою, а спеціальний регулятор дозволяє користувачеві легко змінювати загальну висоту ніжок відповідно до своїх потреб. Крім того, сидіння для душу з регульованою висотою можна використовувати з різними налаштуваннями довжини між передніми і задніми ніжками. Зокрема, передні ніжки можна зробити нижчими, ніж задні: це дозволяє користувачу тримати більш правильну поставу під час прийняття душу і полегшує процедури стоячи і сидючи. Завдяки його гнучкості, сидіння для душу можна встановити навіть на нерівній поверхні, яка буває у багатьох моделях душових піддонів. Моделі зі спинкою та/або підлокітниками забезпечують додаткову безпеку та комфорт. Сидіння для душу можна легко переміщати завдяки його невеликій вазі. Сидіння може бути укомплектоване м'якою подушкою та м'якою подушкою для спинки, що підвищує його комфорт. М'які подушки, підлокітники та спинка доступні окремо як аксесуари.

ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ.

Вироби серії *Shower Seats KING* призначені для людей похилого віку, користувачів інвалідних візків, людей з обмеженою рухливістю поперекового, колінного або тазостегнового суглобів, а також тих, кому важко утримувати положення стоячи під час прийняття душу під час щоденних процедур особистої гігієни. Користувач повинен мати можливість самостійно утримувати рівновагу під час сидіння і стоячих процедур, а також мати достатню здатність утримуватися в положенні сидючи. Сидіння для душу не можна використовувати, якщо користувач має проблеми з рівновагою або порушеннями сприйняття.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ:

- Не перевисуйте максимальне навантаження користувача, зазначене в інструкції зі збирання.
- Перед кожним використанням переконайтеся, що стілець для душу правильно зібраний і стійкий. Використовуйте стілець тільки на рівній поверхні без перешкод.
- Під час складання суворо дотримуйтеся інструкцій з Посібника користувача.
- Переконайтеся, що ніжки міцно зафіксовані після регулювання висоти.
- Перевірте, чи гумові наконечники правильно встановлені на всіх чотирьох ніжках і спрямовані у правильному напрямку.
- Якщо встановлено підлокітники та/або спинку, переконайтеся, що вони міцно закріплені перед використанням.
- Переконайтеся, що аксесуари (якщо придбані) змонтовані у бажаному напрямку згідно з інструкцією зі складання.
- Під час складання є ризик травмування пальців.
- Не гойдайте стілець для душу, це може призвести до його ковзання, перекидання чи пошкодження ніжок.
- Не ставайте на стілець для душу чи інші меблі для ванної кімнати.
- Не модифікуйте стілець для душу або його компоненти.
- Не використовуйте стілець для душу, якщо він пошкоджений або змінений.
- Після використання стілець слід прибрати, щоб уникнути перешкод.
- Ніколи не встановлюйте задні ніжки нижче, ніж передні.
- Якщо ви опускаєте передні ніжки, робіть це лише на одну позицію.
- Не використовуйте стілець для душу для інших цілей, окрім тих, для яких він призначений.
- Стілець для душу не повинен зберігатися на відкритому повітрі.
- Уникайте контакту з відкритими ранами або пошкодженою шкірою, щоб запобігти інфекціям.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Технічне обслуговування виробу складається з процедур очищення й санітарної обробки. Для забезпечення безпечного використання й належного рівня гігієни, користувач повинен виконувати ці процедури перед кожним використанням. Користувач повинен переконатися в структурній цілісності виробу і його компонентів, а також перевірити затягування гвинтів. Для очищення й санітарної обробки виконайте наведені нижче дії.

1. Вдягніть рукавички.
2. Перш ніж приступати до повної дезінфекції, видаліть видимі забруднення.
3. Для очищення використовуйте воду або неагресивний миючий засіб.
4. Протріть сухою і чистою ганчіркою.

Крім того, виріб можна мити в побутових посудомийних машинах при максимальній температурі. М'яку подушку потрібно чистити виключно вручну.

ВИМОГИ ДО ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Виріб придатний для повторного використання іншими користувачами. Перед повторним використанням виріб необхідно належним чином очистити й продезінфікувати. Перед передачею виробу іншим особам, виріб повинен бути перевірений кваліфікованими дилерами.

ПРАВИЛЬНА ПРОЦЕДУРА УТИЛІЗАЦІЇ.

Забороняється викидати виріб разом зі звичайними побутовими відходами. Заздалегідь поцікавтеся у місцевому органі влади про правильний та екологічно безпечний спосіб утилізації.

ЗВІТУВАННЯ ПРО ІНЦІДЕНТИ.

У разі серйозного інциденту, пов'язаного з цим виробом, зверніться до виробника за адресою info@kingbathrooms.com та до відповідального органу у вашій країні.

KING SPRCHOVÝCH SEDADIEL

S/BEZ OPIERKAMI CHRBTU A RŮK



URČENÉ POUŽITÍ:

Výrobky radu *Sprchových Sedadiel KING* umožňují uživateli zvýšit nezávislost počas sprchovania v

rámci každodennej osobnej hygieny, znižujú svalovú únavu spôsobenú stáťím, ako aj riziko pošmyknutia a zranenia. Protišmykové gumové nožičky zaisťujú priľnavosť k podlahe a výškovo nastaviteľné nohy umožňujú používateľom jednoducho meniť celkovú výšku podľa ich potrieb. Okrem toho možno sprchové sedadlo s prispôbenou výškou používať s rôznymi nastaveniami dĺžky medzi prednými a zadnými nohami. Predovšetkým predné nohy môžu byť nižšie ako zadné: to umožňuje používateľovi zachovať správnejšie držanie tela pri sprchovaní, ako aj uľahčuje státie a sedenie. Vďaka svojej flexibilitě sa sprchové sedadlo dá umiestniť aj na nerovnú a nepravidelnú podlahu, aká je typická pre mnohé sprchové vaničky. Verzie s opierkou chrbta a/alebo opierkami na ruky poskytujú dodatočnú bezpečnosť a pohodlie. Sprchové sedadlo sa dá vďaka svojej nízkej hmotnosti ľahko premiestňovať. Sedadlo možno doplniť mäkkým vankúšom a mäkkým vankúšom na opierku chrbta, aby bolo používanie pohodlnejšie. Mäkké vankúše, opierky na ruky a chrbta sú k dispozícii samostatne ako príslušenstvo.

INDIKÁCIE A KONTRAINDIKÁCIE:

Výrobky radu *Sprchových Sedadiel KING* sú určené starším ľuďom, osobám na invalidnom vozíku, ľuďom so zníženou pohyblivosťou bedrovej, kolennej alebo bedrovej oblasti a všetkým, ktorí majú problém udržať stojacu polohu počas sprchovania v rámci každodennej osobnej hygieny. Od používateľa sa vyžaduje samostatnosť pri udržiavaní rovnováhy počas sedenia a státi, ako aj primeraná schopnosť udržať sa v sede. Sprchové sedadlo sa nesmie používať, ak má používateľ problémy s rovnováhou alebo poruchy vnímania.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Neprekráčajte maximálnu nosnosť uvedenú v montážnom manuáli.
- Pred každým použitím sa uistite, že je sprchová stolička správne zmontovaná a stabilná. Používajte stoličku len na rovnom povrchu bez prekážok.
- Pri montáži dôsledne postupujte podľa pokynov v Uživatelskej príručke.
- Uistite sa, že nohy sú pevne zaфіxované po nastavení výšky.
- Skontrolujte, či sú gumové koncovky správne nasadené na všetkých štyroch nohách a v správnom smere.
- Ak sú namontované opierky na ruky a/alebo operadlo, skontrolujte ich správne upevnenie pred použitím stoličky.
- Presvedčte sa, že príslušenstvo (ak bolo zakúpené) je namontované správne podľa montážneho manuálu.
- Pri montáži hrozí riziko poranenia prstov.
- Nepohupujte sa na sprchové stoličke, môže to spôsobiť jej prevrátenie, pošmyknutie alebo poškodenie nôh.
- Nikdy nevykliezajte na stoličku ani iný kúpeľňový nábytok.
- Nemodifikujte stoličku ani jej časti.
- Nepoužívajte stoličku, ak je poškodená alebo upravená.
- Po použití stoličku odstráňte, aby neprekážala.
- Zadné nohy nikdy nenastavujte do nižšej polohy ako predné nohy.
- Predné nohy nastavte nadol maximálne o jednu polohu.
- Stoličku nepoužívajte na iné účely, než na aké bola navrhnutá.
- Stolička nesmie byť skladovaná vo vonkajšom prostredí.
- Zabráňte kontaktu s otvorenými ranami alebo poškodenou pokožkou, aby ste predišli infekciám.

INFORMÁCIE O ÚDRŽBE:

Údržba výrobku pozostáva z čistiacich a hygienických postupov. Aby sa zaručilo bezpečné používanie a primeraný hygienický štandard, používateľ by mal tieto postupy vykonať pred každým použitím. Používateľ sa musí presvedčiť o konštrukčnej celistvosti zariadenia a jeho komponentov a musí skontrolovať tesnosť skrutiek. Pri čistení a sanitácii postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Mali by ste mať na rukách rukavice.
2. Odstráňte zjavné nečistoty skôr, ako pristúpite k čo najpresnejšej dezinfekcii.
3. Na čistenie používajte vodu alebo neagresívny čistiaci prostriedok.
4. Uterat suchou a čistou handričkou.

Prípadne je možné výrobok umývať v domácich umývačkách riadu pri maximálnej teplote. Mäkký vankúš sa musí čistiť výhradne ručne.

POŽIADAVKY NA OPÁTOVNÉ POUŽITIE:

Výrobok je vhodný na o päťové použitie inými používateľmi. Pred opätovným použitím inými osobami musí byť výrobok správne vyčistený a dezinfikovaný. Pred odovzdaním výrobku iným osobám musí byť výrobok skontrolovaný kvalifikovanými predajcami.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDÁCIE:

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Vopred sa informujte na miestnom úrade o správnom a ekologickom spôsobe likvidácie.

NAHLASOVANIE INCIDENTOV:

Ak dôjde k závažnej udalosti týkajúcej sa tohto zariadenia, kontaktujte výrobcu tohto výrobku na adrese info@kingbathrooms.com a príslušný orgán vo vašej krajine.

KING SEDÁTEK DO SPRCHY

S/BEZ OPĚRADLY A PODRUČKAMI



ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Výrobky řady *sedátek do sprchy KING* umožňují uživateli dosáhnout větší nezávislosti při sprchování v rámci každodenní osobní hygieny, snižují svalovou únavu způsobenou stáním a snižují riziko uklouznutí a zranění. Protiskluzové gumové nožičky zajišťují přiľnavosť k podlaze a výškově nastaviteľné nohy umožňují uživateli snadno měnit celkovou výšku podle svých potřeb. Kromě toho lze sedátko do sprchy s přizpůsobenou výškou používat s různými nastaveními délky mezi předními a zadními nohami. zejména přední nohy mohou být nižší než zadní: to umožňuje uživateli udržet správnější držení těla při sprchování a usnadňuje to i stání a sezení. Díky své flexibilitě lze sedátko do sprchy umístit i na hrbatou a nepravidelnou podlahu, která je typická pro mnoho sprchových vaniček. Verze s opěradlem a/nebo područkami poskytují další bezpečnost a pohodlí. Sedátko do sprchy lze díky jeho nízké hmotnosti snadno přemísťovat. Sedátko lze doplnit měkkým sedákem a měkkým sedákem pro opěradlo, aby bylo používání pohodlnější. Měkké polštáře, područky a opěradlo jsou k dostání samostatně jako příslušenství.

INDIKACE A KONTRAINDIKACE:

Výrobky řady sedátka do sprchy KING jsou určeny starším lidem, vozíčkářům, lidem se sníženou pohyblivostí, bederní, kolenní nebo kyčelní oblasti a všem, kteří mají potíže s udržení polohy ve stoje během sprchování v rámci každodenní osobní hygieny. Od uživatele se vyžaduje samostatnost při udržování rovnováhy během sezení a stání a také přiměřená schopnost udržet se vsedě. Sedátka do sprchy se nesmí používat, pokud má uživatel problémy s rovnováhou nebo poruchy vnímání.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Maximální nosnost uživatele uvedená v montážním návodu nesmí být překročena.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je sprchové sedátko správně sestavené a ve stabilní poloze.
- Sprchové sedátko lze používat pouze na površích bez překážek.
- Při montáži se přísne řiďte pokyny v uživatelské příručce.
- Ujistěte se, že nohy jsou po nastavení výšky pevně zajištěny.
- Zkontrolujte, zda jsou gumové krytky správně nasazené na všech čtyřech nohách a ve správném směru.
- Pokud byly namontovány podrůčky a/nebo opěrka zad, ujistěte se, že jsou pevně připevněny před použitím sedátka.
- Zkontrolujte, zda jsou příslušenství (pokud byla zakoupena) připevněna v požadovaném směru podle montážních pokynů.
- Během montáže hrozí riziko poranění prstů.
- Nekyvejte se na sprchovém sedátku, protože by mohlo dojít k jeho sklouznutí, převrácení nebo uvolnění nohou. Vždy mějte sprchové sedátko na čtyřech nohách.
- Nestoupejte si na sprchové sedátko nebo židle do sprchy.
- Sprchové sedátko a jeho součásti nijak neupravujte.
- Nepoužívejte sprchové sedátko, pokud je poškozené nebo upravené.
- Po použití je třeba sprchové sedátko odstranit z povrchu, aby nedošlo k překážkám.
- Nikdy nenastavujte zadní nohy do nižší polohy než přední nohy.
- Při snižování předních nohou je snižujete maximálně o jednu polohu.
- Sprchové sedátko nepoužívejte k jiným účelům, než k jakým je určeno.
- Sprchové sedátko by nemělo být skladováno venku.
- Zabraňte přímému kontaktu s otevřenými ranami nebo poškozenou kůží, abyste předešli infekci.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ:

Údržba výrobku spočívá v čištění a sanitaci. Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by uživatel před každým použitím provést tyto kroky. Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti zařízení a jeho součástí a musí zkontrolovat těsnost šroubů. Při čištění a sanitaci postupujte podle následujících pokynů:

1. Používejte rukavice.
2. Před zahájením co nejdůkladnější dezinfekce odstraňte viditelné nečistoty.
3. K čištění používejte vodu nebo neagresivní čisticí prostředky.
4. Otvře je suchým a čistým hadříkem.

Případně lze výrobek čistit v domácích myčkách nádobí při maximální teplotě. Měkký sedák se musí čistit výhradně ručně.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:

Výrobek je vhodný pro opakované použití jinými uživateli. Před dalším použitím musí být výrobek řádně vyčištěn a vydezinfikován. Před předáním výrobku jiným osobám musí být výrobek zkontrolován kvalifikovanými prodejci.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:

Výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Informujte se předem na místním úřadě o správném a ekologickém způsobu likvidace.

HLÁŠENÍ INCIDENTŮ:

Dojde-li u tohoto zařízení k závažnému incidentu, kontaktujte výrobce tohoto výrobku na adrese info@kingbathrooms.com a příslušný úřad ve vaší zemi.

KING TABORETY PRYSZNICOWE

Z/BEZ OPARCIEM I UCHWYTAMI BOCZNYMI

PRZEZNACZENIE:

Produkty z linii *taborety prysznicowe KING* pozwalają użytkownikowi na zwiększenie niezależności podczas codziennej higieny osobistej pod prysznicem, zmniejszając zmęczenie mięśni spowodowane pozycją stojącą, a także ryzyko poślizgnięcia się i obrażeń. Antypoślizgowe gumowe nożki zapewniają przyczepność do podłogi, a regulowana wysokość nóżek umożliwia użytkownikowi łatwą zmianę całkowitej wysokości w zależności od potrzeb. Ponadto, taboret prysznicowy o niestandardowej wysokości może być używany z różnymi ustawieniami długości przednich i tylnych nóg. W szczególności przednie nogi mogą być niższe niż tylne: pozwala to użytkownikowi zachować bardziej prawidłową postawę podczas brania prysznica, a także ułatwia procedury stania i siedzenia. Ze względu na swoją elastyczność, taboret prysznicowy może być ustawione nawet na nierównym podłożu (typowe dla wielu brodzików). Wersje wyposażone w oparcie i/lub uchwyty boczne zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i komfort. Taboret prysznicowy można łatwo przenieść dzięki jego niewielkiej wadze. Taboret można uzupełnić o miękką poduszkę, aby korzystanie z niego było bardziej komfortowe. Miękkie poduszki, podłokietniki i oparcie są dostępne oddzielnie jako akcesoria.

WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA:

Produkty z linii taborety prysznicowe KING są przeznaczone dla osób starszych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z ograniczoną ruchomością odcinka lędźwiowego, kolan lub bioder oraz wszystkich tych, którzy mają trudności z utrzymaniem pozycji stojącej podczas codziennej higieny osobistej. Od użytkownika wymaga się samodzielnego utrzymywania równowagi podczas siedzenia i stania, a także odpowiedniej zdolności do utrzymania pozycji siedzącej. Taboret prysznicowy nie może być używany, jeśli użytkownik ma problemy związane z równowagą lub zaburzeniami percepcji.

OSTRZEŻENIA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Maksymalna waga użytkownika podana w instrukcji montażu nie może zostać przekroczona.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że siedzisko prysznicowe jest prawidłowo złożone i znajduje się w stabilnej pozycji. Siedzisko prysznicowe można używać wyłącznie na powierzchniach wolnych od przeszkód.
- Podczas montażu ściśle przestrzegaj instrukcji zawartych w Podręczniku Użytkownika.
- Upewnij się, że nogi są mocno zabezpieczone po regulacji wysokości.
- Upewnij się, że gumowe nakładki są prawidłowo zamontowane na wszystkich czterech nogach i we właściwym kierunku.
- Jeśli zamontowano podłokietniki i/lub oparcie, upewnij się, że są one mocno zamocowane przed użyciem siedziska.
- Upewnij się, że akcesoria (jeśli zakupione) są zamocowane w pożądanym kierunku zgodnie z instrukcją montażu.
- Ryzyko urazów palców może wzrosnąć podczas montażu.
- Nie bujaj się na siedzisku prysznicowym, ponieważ może to prowadzić do poślizgu, przewrócenia lub osunięcia się nóg. Zawsze utrzymuj siedzisko prysznicowe na czterech nogach.
- Nie stawaj na siedziskach lub krzesłach prysznicowych.
- Nie modyfikuj w żaden sposób siedziska prysznicowego ani jego komponentów.
- Nie używaj siedziska prysznicowego, jeśli jest uszkodzone lub zmodyfikowane w jakikolwiek sposób.
- Po użyciu siedziska prysznicowego należy usunąć z tacy, aby uniknąć zatorów.
- Nigdy nie ustawiaj tylnych nóg niżej niż przednie nogi.
- Podczas opuszczania przednich nóg upewnij się, że opuszczasz je maksymalnie o jedną pozycję.
- Nie używaj siedziska prysznicowego do celów innych niż zamierzone.
- Siedzisko prysznicowe nie może być przechowywane na zewnątrz.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z otwartymi ranami lub uszkodzoną skórą, aby zapobiec infekcjom.

INFORMACJE O KONSERWACJI:

Konserwacja produktu obejmuje procedury czyszczenia i odkażania. Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie i odpowiedni standard higieny, użytkownik powinien wykonać te procedury przed każdym użyciem. Użytkownik musi upewnić się co do integralności strukturalnej urządzenia i jego komponentów, a także sprawdzić dokręcenie śrub. W przypadku procedur czyszczenia i odkażania należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Należy złożyć rękawice ochronne.
2. Przed przystąpieniem do dokładniejszej dezynfekcji, najpierw należy usunąć widoczne zabrudzenia.
3. Do czyszczenia należy używać wody lub nieagresywnego detergentu.
4. Przetrzeć suchą i czystą szmatką.

Alternatywnie, produkt może być czyszczony w domowych zmywarkach w maksymalnej temperaturze. Miękką poduszkę należy czyścić wyłącznie ręcznie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PONOWNEGO UŻYCIA:

Produkt nadaje się do ponownego użycia przez innych użytkowników. Przed ponownym użyciem przez inne osoby produkt musi zostać prawidłowo wyczyszczony i zdezynfekowany. Przed przekazaniem produktu innym osobom produkt musi zostać sprawdzony przez wykwalifikowanych sprzedawców.

PRAWIDŁOWA PROCEDURA UTYLIZACJI:

Nie wyrzucać produktu do zwykłych odpadów domowych. Należy wcześniej zapytać lokalne władze o prawidłowy i przyjazny dla środowiska sposób utylizacji.

ZGŁASZANIE INCYDENTÓW:

W przypadku poważnego incydentu związanego z użyciem tego produktu należy skontaktować się z producentem tego produktu pod adresem info@kingbathrooms.com oraz odpowiedzialnym organem w danym kraju.

KING DUŠAS SĒDEKLU

AR/BEZ ATZVELTNĒM UN ROKU BALSTIEM

PAREDŽĒTAIS LIETOJUMS:

Produkti no *KING Dušas sēdekļu* līnijas ļauj lietotājam būt neatkarīgākam piekopjot ikdienas personīgās higiēnas procedūras dušā, samazinot muskulu nogurumu, ko rada stāvus pozīcija, kā arī risku paslīdēt un savainoties Neslidošās gumijas kājas nodrošina saķeri ar grīdu, un regulējamā augstuma kājas ļauj lietotājiem viegli mainīt kopējo augstumu atbilstoši savam vajadzībam. Piedevām, dušas sēdekļi ar pielāgojamu augstumu var tikt izmantoti ar dažādiem garuma iestatījumiem priekšējam un aizmugurējam kājam. Konkrētāk, priekšējās kājas var būt zemākas nekā aizmugurējās: tas ļauj lietotājam saglabāt pareizāku stāju dušā, kā arī atvieglo procedūras stāvus un sēdus pozīcijas. Pateicoties tā pielāgojamībai, dušas sēdekļi var novietot pat uz nelīdzena un neregulāras virsmas, kas raksturīga daudzām dušas pamatnēm. Vērsjas ar atzveltni un/vai roku balstiem nodrošina papildu drošību un komfortu. Dušas sēdekļa nelielai svārs ļauj to viegli pārvietot. Sēdekļi var papildināt ar mikstu spilvenu. Dušas sēdekļa nelielai atzveltni tā ērtāki lietošanai. Mikstie spilveni, roku balsti un atzveltni ir pieejami atsevišķi kā akcesuāri.

INDIKĀCIJAS UN KONTRINDIKĀCIJAS:

Produkti no KING Dušas sēdekļu līnijas ir paredzēti vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ratinkrēsls, cilvēkiem ar kustību traucējumiem iostas, cēlgalu vai gūžu rajonā, kā arī visiem tiem, kam ir grūtības noturēt stāvus pozīcijā, piekopjot ikdienas personīgās higiēnu dušā. Lietotājam jāspēj noturēt līdzsvaru sēdus un stāvus pozīcijās, kā arī jābūt pietiekamai spējai sēdus pozīciju saglabāt. Dušas sēdekli nedrīkst lietot, ja lietotājam ir problēmas, kas saistītas ar līdzsvaru vai ar uztveres traucējumi.

BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:

- Nedrīkst pārsniegt lietotāja maksimālo slodzi, kas norādīta montāžas instrukcijā.
- Pirms katras lietošanas pārliecinieties, ka dušas krēsls ir pareizi salikts un stabili stāvoklī. Dušas krēslu drīkst izmantot tikai uz virsmām bez šķēršļiem.

- Montāžas laikā stingri ievērojiet Lietotāja rokasgrāmatas norādījumus.
- Pārļiecinieties, ka kājas pēc augstuma regulēšanas ir stingri nostiprinātas.
- Pārbaudiet, vai gumijas uzgali ir pareizi uzstādīti uz visām četrām kājām un pareizā virzienā.
- Ja ir uzstādīti roku balsti un/vai atzveltnē, pārļiecinieties, ka tie ir stingri nostiprināti pirms krēsla lietošanas.
- Pārļiecinieties, ka piederumi (ja iegādāti) ir uzstādīti vēlamajā virzienā saskaņā ar montāžas instrukcijām.
- Montāžas laikā pastāv pirkstu savainošanas risks.
- Neschobiet un nesvarstiet dušas krēslu, jo tas var izraisīt paslīdēšanu, apgāšanos vai kāju bojājumus.
- Vienmēr turiet dušas krēslu uz četrām kājām.
- Nestāviet uz dušas krēsla vai uz jebkura cita dušas mēbeļu.
- Nemaiņiet dušas krēslu un tā sastāvdaļas nekādā veidā.
- Nelietojiet dušas krēslu, ja tas ir bojāts vai jebkāda veidā mainīts.
- Pēc lietošanas dušas krēsls jānāņem, lai novērstu šķēršļus.
- Nekad nenoregulējiet aizmugurei kājas zemākā pozīcijā nekā priekšējās kājas.
- Samazinot priekšējo kāju augstumu, samaziniet to tikai par vienu pozīciju.
- Nelietojiet dušas krēslu citiem mērķiem, kā vien tam, kam tas ir paredzēts.
- Dušas krēslu nedrīkst uzglabāt ārpus telpām.
- Izvairieties no tieša kontakta ar atvērtām brūcēm vai bojātu ādu, lai izvairītos no infekcijām.

INFORMĀCIJA PAR APKOPI:

Izstrādājuma apkoje sastāv no tīrīšanas un sanitārajām procedūrām. Lai garantētu drošu lietošanu un atbilstošus higiēnas standartus, lietotājam šīs procedūras jāveic pirms katras lietošanas reizes. Lietotājam jāpārļiecinās par ierīces un tās sastāvdaļu konstrukcijas integritāti, kā arī jāpārbauda skrūvju pievilkuma ciešums. Lai veiktu tīrīšanas un sanitārās procedūras, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Lietojiet cimds.
2. Notīriet redzamos netīrumus pirms sīkākas dezinfekcijas veikšanas.
3. Tīrīšanas procedūrai izmantojiet ūdeni vai saudzējošu mazgāšanas līdzekli.
4. Noslaukiet ar sausu un tīru drānu.

Izstrādājumu var mazgāt arī sadzīves trauku mazgājamajās mašīnās pie maksimālās temperatūras. Mikstais spilvens jātīra tikai ar rokām.

PRASĪBAS ATKĀRTOTAI IZMANTOŠANAI:

Izstrādājums ir piemērots tam, lai to atkārtoti izmantotu citi lietotāji. Pirms izstrādājumu atkārtoti izmantot citi, tas ir pareizi jānotīra un jādezinficē. Pirms produkta nodošanas citiem, produkts jāpārbauda kvalificētiem izplatītājiem.

PAREIZA NODOŠANAS ATKRITUMOS PROCEDŪRA:

Neizmetiet produktu parastajos sadzīves atkritumos. Pirms izmešanas, noskaidrojiet vietējās pašvaldības iestādēs, kā atbrīvoties no tā pareizā un videi draudzīgā veidā.

ZINOŠANA PAR NEGADĪJUMIEM:

Ja noticis nopietns, ar šo ierīci saistīts negadījums, sazinieties ar šī produkta ražotāju pa tālruni info@kingbathrooms.com un atbildīgo iestādi savā valstī.

KING DUŠIISTMED

KOOS/ILMA SELJA- JA KĀETUGEDEGA

ETTENĀHTUD KASUTUSVIIS:

KING sarja dušiistmed võimaldavad kasutajatel suurendada iseseisvust igapäevase isikliku hügieeni, ning näiteks duši all käimise etapis, vähendades seismisest tingitud lihaskasvämist, samuti libastumis- ja vigastusohu. Libisemiskindlad kummist jalad tagavad haardumise põrandaga ja reguleeritava kõrgusega jalad võimaldavad kasutajatel hõlpsasti muuta kogukõrgust vastavalt oma vajadustele. Lisaks sellele saab kohandatud kõrgusega dušiistme eesmisil ja tagumisi jalgu reguleerida vastavalt vajadusele erineva pikkusega. Eelkõige võivad esijalad olla madalamad kui tagumised: see võimaldab kasutajal säilitada duši all käimise ajal õiget kehahoidu ning hõlbustab seismist ja istumist. Tänu oma paindlikkusele saab dušiistme paigutada isegi konarlikule ja ebakorrapärasele põrandale, nagu see on tüüpiline paljudes dušialustel puhul. Selja- ja/või käetoega varustatud mudelid pakuvad täiendavat turvalisust ja mugavust. Tänu oma kergusel on dušši iste kergesti teistsaldatav. Istet ja seljatuge saab täiendada pehmendustega, et muuta kasutamise veelgi mugavamaks. Pehmendused, käetoed ja seljatugi on saadaval eraldi lisatarvikutena.

NÄIDUSTUSED JA VASTUNÄIDUSTUSED:

KING sarja dušiistmed on suunatud eakatele inimestele, ratastoolil kasutajatele, inimestele, kellel on piiratud liikumisvõime nimmepiirkonnas, põlvedel või puusadel, ning kõigile neile, kellel on raskusi seisa asendi säilitamises ja igapäevaste isiklike hügieeniprotseduuride ajal nagu duši all käimine. Kasutaja peab suutma iseseisvalt istumise ja seismise ajal tasakaalu hoida ning omama piisavat võimet hoida istumisasendis. Duššiistet ei tohi kasutada, kui kasutajal on tasakaalu- või tajuhäired.

HOIATUSED JA OHUTUSJUHISED:

- Kasutaja maksimaalselt kaalu, mis on märgitud kokkupaneku juhendis, ei tohi ületada.
- Enne iga kasutamist veenduge, et dušitool on õigesti kokku pandud ja stabiilses asendis. Dušitooli võib kasutada ainult takistusteta pindadel.
- Järgige kokkupaneku ajal rangelt Kasutusjuhendi juhiseid.
- Veenduge, et jalad on kõrguse reguleerimise järel kindlalt kinnitatud.
- Kontrollige, et kummist otsikud oleksid kõigil neljal jalal õigesti paigaldatud ja õiges suunas.
- Kui paigaldati käetoed ja/või seljatugi, veenduge, et need on enne tooli kasutamist kindlalt kinnitatud.
- Veenduge, et tarvikud (kui osetud) on paigaldatud soovitud suunas vastavalt kokkupaneku juhistele.
- Kokkupaneku ajal on sõrmede vigastamise oht.
- Ärge kõigutage dušitooli, sest see võib põhjustada libisemist, ümberkukkumist või jalgade kokkuvarisemist. Hoidke dušitool alati neljal jalal.

- Ärge ronige dušitoolile ega -toolidele.
- Ärge muutke dušitooli ega selle komponente mingil viisil.
- Ärge kasutage dušitooli, kui see on kahjustatud või mingil viisil muudetud.
- Pärast kasutamist tuleb dušitool eemaldada, et vältida takistusi.
- Ärge seadistage tagumisi jalgu kunagi madalamale kui esi-jalad.
- Esi-jalgu alandades vähendage neid maksimaalselt ühe asendi võrra.
- Ärge kasutage dušitooli muul eesmärgil kui ette nähtud.
- Dušitooli ei tohiks hoiustada välitingimustes.
- Vältige otsest kokkupuudet avatud haavade või kahjustatud nahaga, et vältida infektsioone.

HOOLDUSINFO:

Toote hooldus koosneb puhastus- ja sanitaarprotseduuridest. Ohutu kasutamise ja piisava hügieenistandardi tagamiseks peaks kasutaja neid protseduure läbi viima enne iga kasutuskorda. Kasutaja peab veenduma seadme ja selle komponentide konstruktsiooni terviklikkuses ning kontrollima, et kruvid oleks tihedasti kinni. Puhastus- ja sanitaarprotseduuride puhul järgige alljärgnevat samme:

1. Kandke kindaid.
2. Enne desinfitseerimise jätkamist eemaldage kõigepealt ilmne mustus.
3. Kasutage puhastamiseks vett või mitteagressiivset puhastusvahendit.
4. Pühkige kuiva ja puhta lapiga.

Alternatiivina võib toodet puhastada kodumajapidamises kasutatavas nõudepesumasinas maksimaalsel temperatuuril. Pehmenduste tuleb rangelt puhastada käsitsi.

KORDUVKASUTUSE NÕUDED:

Toode sobib korduvkasutamiseks teistele kasutajatele. Enne taaskasutamist tuleb toode nõuetekohaselt puhastada ja desinfitseerida. Enne toote üleandmist teistele peab toode olema kontrollitud kvalifitseeritud edasimüüjate poolt.

ÕIGE JÄÄTMEKÄITLUS:

Ärge višake toodet tavaliste olmejäätmete hulka. Küsige oma kohalikult omavalitsuselt, kuidas see õigesti ja keskkonnasõbralikult kõrvaldada.

VAHEJUHTUMISTEST TEATAMINE:

Kui selle seadmega on toimunud tõsine vahejuhtum, võtke ühendust toote tootjaga aadressil info@kingbathrooms.com ja oma riigi vastutava asutusega.

KING DUŠO KĖDĖS PLIUS

SU/BE ATLOŠAIS IR PORANKIAIS

NAUDOJIMO PASKIRTIS:

„KING“ linijos „Dušo kėdės plus“ gaminiai suteikia naudotojui daugiau savarankiškumo kasdienės asmeninės higienos duše, sumažina raumenų nuovargį dėl stovimos padėties, taip pat mažina paslydimo ir susižalojimo riziką. Neslystančios gumines kojėles užtikrina sukibimą su grindimis, o reguliuojamo aukščio kojėles leidžia naudotojams lengvai keisti bendrą aukštį pagal savo poreikius. Be to, dušo sėdynę su pritaikomu aukščiu galima naudoti su skirtingais priekinės ir galinės kojų ilgio nustatymais. Priekinės kojos gali būti žemesnės už galines; taip naudotojas gali išlaikyti taisyklingesnę laikyseną prausdamasis duše, taip pat palengvinti stovėjimo ir sėdėjimo procedūras. Dėl savo funkcionalumo dušo kėdę galima pastatyti net ant nelygaus paviršiaus, kuris būdingas daugeliui dušo padėklių. Versijos su atlošu ir (arba) porankiais suteikia papildomo saugumo ir patogumo. Dušo kėdę galima lengvai perkelti, nes ji yra lengva. Kėdę gali būti papildyta minkšta pagalvėle ir minkšta atlošo pagalvėle, kad būtų patogiau naudotis. Minkštas pagalvėles, porankius ir atlošą galima įsigyti atskirai kaip priedus.

INDIKACIJOS IR KONTRAINDIKACIJOS:

„KING“ linijos produktai „Dušo kėdės plus“ skirti pagyvenusiems žmonėms, judantiems neįgalųjų vežimėliuose, žmonėms, kurių juosmens, kelių ar klubų sąnarių judrumas yra ribotas, ir visiems, kuriems sunku išlaikyti stovimą padėtį duše kasdienės asmeninės higienos metu. Naudotojas privalo savarankiškai išlaikyti pusiausvyrą sėdint ir stovint, taip pat turėti pakankama gebėjimą išsilaikyti sėdint. Dušo kėdės negalima naudoti, jei naudotojas turi pusiausvyros ar suvokimo sutrikimų.

ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS NURODYMAI:

- Negalima viršyti didžiausios naudotojo apkrovos, nurodytos montavimo instrukcijoje.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar dušo kėdė yra tinkamai surinkta ir stabiliai pastatyta. Dušo kėdę galima naudoti tik ant kliūčių neturincijų paviršių.
- Montavimo metu griežtai laikykitės Naudotojo vadovo nurodymų.
- Įsitikinkite, kad kojos yra tvirtai pritvirtintos po aukščio nustatymo.
- Patikrinkite, ar gumos antgaliai yra teisingai pritvirtinti prie visų keturių kojų ir tinkama kryptimi.
- Jei sumontuoti porankiai ir/ar atlošas, įsitikinkite, kad jie tvirtai pritvirtinti prieš naudojant kėdę.
- Užtikrinkite, kad priedai (jei įsigyti) būtų sumontuoti reikiama kryptimi pagal montavimo instrukcijas.
- Montavimo metu kyla rizika sužaloti pirštus.
- Nesūbuokite dušo kėdės, nes tai gali sukelti slydimą, apvirtimą arba kojų gedimą. Visada laikykite kėdę ant keturių kojų.
- Nestovėkite ant dušo kėdės ar kitų vonios baldų.
- Nepakeiskite dušo kėdės ar jos komponentų jokiu būdu.
- Nenaudokite dušo kėdės, jei ji pažeista ar pakeista.
- Po naudojimo dušo kėdė turi būti pašalinta iš paviršiaus, kad nekliudytų.
- Niekada nesureguliuokite galinių kojų žemiau nei priekinės kojos.
- Priekinėms kojoms nuleisti naudokite tik vieną poziciją.
- Nenaudokite dušo kėdės kitiems tikslams nei numatyta.
- Dušo kėdės negalima laikyti lauke.
- Venkite tiesioginio kontakto su atviromis žaizdomis ar pažeista oda, kad išvengtumėte infekcijų.

PRIEŽIŪROS INFORMACIJA:

Produkto priežiūrą sudaro valymo ir sanitarijos procedūros. Kad būtų užtikrintas saugus naudojimas ir tinkamas higienos standartas, naudotojas turėtų atlikti šias procedūras prieš kiekvieną naudojimą. Naudotojas turi įsitikinti prietaiso ir jo sudedamųjų dalių konstrukcijos vientisumu ir patikrinti varžtų priveržimą. Valymo ir sanitarinio valymo procedūros atliekamos taip, kaip nurodyta toliau:

1. Reikėtų mūvėti pirštines.
2. Prieš atlikdami tiksliausią dezinfekciją, pašalinkite akivaizdžius nešvarumus.
3. Valymui naudokite vandenį arba neagresyvių ploviklių.
4. Nuvalykite sausa ir švari šluoste.

Produktą galima plauti ir buitinėse indaplovėse, naudojant maksimalią temperatūrą. Minkštą pagalvėlę reikia valyti tik rankomis.

PAKARTOTINIO NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:

Produktą galima pakartotinai naudoti kitiems naudotojams. Prieš pakartotinai panaudojant kitiems asmenims, gaminį reikia tinkamai išvalyti ir dezinfekuoti. Prieš perduodant gaminį kitiems asmenims, gaminį turi patikrinti kvalifikuoti pardavėjai.


TEISINGA ŠALINIMO PROCEDŪRA:

Neišmeskite gaminio į įprastas buitines atliekas. Iš anksto pasiteiraukite vietos valdžios institucijos, kaip teisingai ir ekologiškai jį išmesti.


PRANEŠIMAI APIE NELAIMINGUS ATSTIKIMUS:

Jei įvyko rimtas incidentas, susijęs su šiuo prietaisu, kreipkitės į šio gaminio gamintoją adresu info@kingbathrooms.com ir su savo šalies atsakinga atstovą.


KING-SSI-KN
KING-BSSI-KN




KING-SSIA-KN
KING-BSSIA-KN




KING-SSIB-KN
KING-BSSIB-KN




KING-SSIBA-KN
KING-BSSIBA-KN



KING-A-KN
KING-BA-KN




KING-BRI-KN
KING-BBRI-KN




1


KING-SSI-KN
KING-BSSI-KN




KING-SSIA-KN
KING-BSSIA-KN



KING-SSIB-KN
KING-BSSIB-KN




KING-SSIA-KN
KING-BSSIA-KN




KING-A-KN
KING-BA-KN




KING-BRI-KN
KING-BBRI-KN




2




3




4



5




A



A




B



A



B



MAX
150 kg
330 lbs



MAX
150 kg
330 lbs



MAX
150 kg
330 lbs




MAX
150 kg
330 lbs



MADE IN ITALY

CE MD

KING-CSS2-KN
KING-CSS4-KN




1



2



3



4



KING-CBR2-KN
KING-CBR4-KN



1



2



3



4



5



CE MD
MADE IN P.R.C.



CE MD
MADE IN P.R.C.





MANUFACTURED BY:



LM Global Design Ltd.
Suite 123, The Capel Building
Mary's Abbey,
Dublin 7, D07 VY68, Ireland

KING DISTRIBUTORS:



www.kingbathrooms.com