



MOPEDIA®

CHODÍTKA

SOLE, GALA, FEBE, FEBE HD

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1. KÓDY	STR. 3
2. ÚVOD	STR. 3
3. OBLAST POUŽITÍ	STR. 3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STR. 3
5. VAROVÁNÍ	STR. 4
5.1 Všeobecná varování.....	str. 4
5.2 Varování	str. 4
5.3 Nosnost	str. 4
5.4 Rozložení a složení chodítka – varování	str. 4
6. SYMBOLY	STR. 5
7. PŘED POUŽITÍM	STR. 5
8. MONTÁŽ	STR. 5
8.1 Před montáží	str. 5
8.2 Chodítko RP505	str. 5
8.2.1 Nastavavení rukojetí.....	str. 5
8.3 Chodítko RP523	str. 6
8.3.1 Nastavení sedátka	str. 6
8.3.2 Nastavení rukojetí	str. 6
8.3.3 Složení chodítka	str. 6
8.3.4 Sedátko	str. 6
8.4 Chodítko RP547 a RH547	str. 7
8.4.1 Nastavení sedátka	str. 7
8.4.2 Nastavení rukojetí	str. 7
8.4.3 Sedátko.....	str. 7
9. POUŽITÍ.....	STR. 7
10. BRZDY	STR. 7
10.1 Brzdy	str. 7
10.2 Aktivace ruční brzdy	str. 8
11. PÉČE A ÚDRŽBA	STR. 8
12. ČIŠTĚNÍ	STR. 8
13. PÉČE O KOLA	STR. 8
14. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	STR. 8
15. PODMÍNKY LIKVIDACE	STR. 9
16. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	STR. 9
17. ZÁRUKA	STR. 9
17.1 Oprava	str. 9
17.2 Náhradní díly	str. 9
17.3 Zproštění odpovědnosti	str. 9



Zdravotnický prostředek Třída I

1. KÓDY

- RP505** indoorové hliníkové chodítko - SOLE
RP523 ultralehké hliníkové chodítko - GALATEA
RP547 hliníkové chodítko s výškově nastavitelným sedadadlem - FEBE
RH547 hliníkové chodítko - Febe HD

2. ÚVOD

Děkujeme Vám za zakoupení chodítka z řady MOPEDIA společnosti MORETTI. Chodítka z řady MOPEDIA jsou navržena tak, aby vyhovovala všem Vaším požadavkům na praktické, správné a bezpečné použití. Tento návod k použití obsahuje několik užitečných informací pro správné použití vybraného výrobku a nabízí cenné rady pro Vaši bezpečnost. Před prvním použitím doporučujeme si návod přečíst celý a pečlivě. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se, prosím, na svého prodejce, který Vám poskytne náležitou radu a pomoc.

3. OBLAST POUŽITÍ

Tato chodítka jsou vhodná pro lidi s pohybovými problémy. Mohou být použita jako pomůcka pro usnadnění chůze. Nicméně lidé s evidentním problémem paží či s poruchou rovnáhy by tato chodítka neměli používat. Chodítka mohou být použita jak uvnitř budov, tak i mimo ně. Doporučujeme používat na rovném povrchu, aby se všechna kola dotýkala země. Chodítka nesmí být používána na kamenitém povrchu a na šikmé ploše kvůli možné nestabilitě. Výrobek není určen k přepravě lidí nebo věcí.



VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte výrobek jinak, než je uvedeno v návodu
- Výrobce odmítá odpovědnost za jakékoliv následky vyplývající z nesprávného používání tohoto výrobku a neoprávněného zásahu do konstrukce výrobku
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto návodu bez předchozího upozornění

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek vyráběný a obchodovaný společností Moretti S.p.A. a patřící do řady chodítka MOPEDIA je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Uvedené výrobky splňují základní požadavky uvedené ve Směrnici 2017/745.
2. Uvedené výrobky NEJSOU MĚŘÍCÍ PŘÍSTOJI.
3. Uvedené výrobky NEJSOU URČENÉ PRO KLINICKÉ ZKOUŠKY.
4. Uvedené výrobky jsou na trh dodávány v NESTERILNÍCH OBALECH.
5. Uvedené výrobky patří do Třídy I zdravotnických prostředků.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže.

Pozn.: Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje svými kanály.

5. VAROVÁNÍ

5.1 Všeobecná varování

- Nesestavujte a nepoužívejte výrobek, aniž byste si pečlivě přečetli tento návod k použití. Pokud nejste schopni pochopit varování, upozornění a instrukce, kontaktujte prodejce nebo technický personál, abyste předešli poškození nebo zranění;
- Chodítko by měli používat pouze pacienti s odpovídající motorikou, která zaručuje použití chodítka bez rizika;
- Poradte se s lékařem či terapeutem o vhodnosti tohoto výrobku vzhledem ke svému zdraví;
- Lékař či terapeut by se měli vyjádřit, jaká je pro daného uživatele vhodná výška opory,
- Chodítka nejsou ureny k použití jako samohybná zařízení.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit každou vážnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s tímto zařízením, výrobcí a příslušnému státnímu úřadu, pod jehož působnost uživatel a/nebo pacient spadá.

5.2 Varování

1. Ujistěte se, že je brzdové lanko správně nastaveno;
2. Ověřte správnou funkci brzd po každém nastavení výšky, abyste zabránili ohnutí lanka;
3. Porušení těchto jednoduchých pravidel může způsobit osobní škody;
4. Chodítko lze používat pouze na tvrdém, zpevněném a rovnoměrném povrchu.
5. Udržujte rovnováhu vždy na obou madlech.
6. Pay particular attention to wet, icy or snowy;
7. Výrobek nepřetěžujte.
8. Nepoužívejte sedátko (pokud je k dispozici) pro přepravu osob nebo majetku, sedátko je určeno pouze pro uživatele a s aktivovanou parkovací brzdou.
9. Všechna kola musí být během používání stále v kontaktu s povrchem, aby se zajistilo správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost.
10. Před použitím sedátka musí mít chodítko aktivované brzdy.

POZN. Pokud je chodítko v nehybné poloze používáno jako opora, musí být ruční brzda aktivována

5.3 Nosnost

- Chodítko může poskytovat pomoc osobě o hmotnosti až 136 kg. Uvedená maximální hmotnost je VČETNĚ tašky.
- Taška, která je součástí chodítka, má maximální nosnost 5 kg.

5.4 Rozložení a složení chodítka - varování

- Při montáži ověřte, že obě nosné trubky rukojetí jsou správně zasunuty do rámu, zajištěny pojistkami bez volného pohybu a ve správné poloze.
- Obě nosné trubky rukojetí jsou pevně zajištěné v hlavní nosné části konstrukce ve správné poloze a bez možnosti pohybu.
- Na rám chodítka nic nevěste, mohlo by dojít k deformaci konstrukce a tím by se porušila stabilita chodítka. Deformace konstrukce může způsobit i zranění.

POZN. Dávejte pozor při rozložení a složení chodítka – hrozí zachycení a/nebo skřípnutí prstů a/nebo oblečení

6. SYMBOLY



Kód výrobku



Jedinečný identifikátor



CE označení



Výrobce



Šarže



Návod k použití



Zdravotnický prostředek



Podmínky likvidace



Maximální nosnost

7. PŘED POUŽITÍM

Před použitím vždy zkontrolujte:


- Že všechny části chodítka jsou zajištěné bezpečným způsobem a ve správné poloze;
- Zda jsou všechny šrouby dotaženy;
- Ujistěte se, že sedátko je řádně zajištěno; (sedátko musí zapadnout do spodního rámu)
- Zda je taška správně nasazena;
- Správnou funkci brzd.

8. MONTÁŽ

8.1 Před montáží

Po vybalení výrobek zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k jeho poškození. V případě že je chodítko poškozeno, obraťte se, prosím, na nejbližšího prodejce.

8.2 Chodítko RP505



- Rozevřete chodítko a košík, dokud plastová pojistka nevyskočí ven
- Vložte přední kolečka A a zadní kolečka B na svá místa
- Umístěte pruhový táč na horní část košíku

Pro vyjmutí a složení chodítka postupujte v opačném pořadí.




VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že jsou bezpečnostní pojistky umístěny v otvorech. Před použitím se vždy ujistěte, že chodítko nemá tendenci se zavírat i při použití malé síly.

8.2.1 Nastavení rukojetí

Pro nastavení rukojetí je nutné odšroubovat knoflíky a odstranit plastové bloky na obou stranách. Poté zvedněte nebo spusťte rukojeť do požadované výšky tím, že stejnou silou na obou stranách znovu nasadíte plastový blok a našroubujete knoflík, přičemž se ujistěte, že je otvor dobře průchodný.

**VAROVÁNÍ!**

Toto chodítko neumožňuje sedět na přední ploše tvořené košíkem a tácem, proto je přísně zakázáno zde sedět.

83 Chodítko RP523

- Vložte nožičky a rukojeti do příslušných otvorů a jejich správnost porovnejte s písmeny uvedenými na dílech výrobku.
- Vložte opěradlo do otvorů pro opěradlo zatlačením na boční kolíky.

83.1 Nastavení sedátka

- Pro nastavení sedátka je nutné nastavit přední kola A vyjmutím čepu z otvorů a po dosažení požadované výšky je znovu umístit;
- U zadních kol B stiskněte boční kolíky a jejich zacvaknutím je umístěte do požadované výšky

**VAROVÁNÍ!**

Kolečka nastavte tak, aby sedátko bylo vždy rovnoběžně se zemí.

83.2 Nastavení rukojetí

Odšroubujte úchyty a vyjměte je z otvoru, zvolte požadovanou výšku a znovu je zašroubujte do otvoru.



VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že jsou knoflíky umístěny v daných otvorech.

Před použitím se vždy ujistěte, že chodítko nemá tendenci se zavírat i při použití malé síly.

83.3 Složení chodítka

Zvedněte kovovou rukojeť pod sedátkem a vytáhněte ji nahoru.


83.4 Sedátko

Před usednutím, postavte chodítko na rovný a pevný povrch a poté aktivujte brzdu. Ujistěte se, že je brzda řádně zajištěna a že je chodítko ve stabilní poloze.



VAROVÁNÍ! Posad'te se tak, abyste rozložili váhu na celé sedátko. Nesedějte si pouze na jednu stranu sedátka.

8.4 Chodítko RP547 a RH547



- Vložte nohy a rukojeti do příslušných krytů a jejich správnost porovnejte s písmeny uvedenými na dílech výrobku.
- Vložte opěradlo do otvorů pro opěradlo zatlačením na boční kolíky.



VAROVÁNÍ! Před použitím se vždy ujistěte, že chodítko nemá tendenci se zavírat i při použití malé síly. Dbejte na to, abyste při spojování rukojetí a koleček nezaměnili brzdová lanka.

8.4.1 Nastavení sedátka

Pro nastavení sedátka je nutné stisknout zajišťovací kolíky na předních a zadních kolečkách a posunout je do požadované výšky.

8.4.2 Nastavení rukojetí

Stiskněte boční tlačítka a zacvaknutím umístěte rukojeť do požadované výšky.

8.4.3 Sedátko

Před usednutím, postavte chodítko na rovný a pevný povrch a poté aktivujte brzdu. Ujistěte se, že je brzda řádně zajištěna a že je chodítko ve stabilní poloze.



VAROVÁNÍ! Posadte se tak, abyste rozložili váhu na celé sedátko. Nesedejte si pouze na jednu stranu sedátka.

9. POUŽITÍ

- Začněte tlačít chodítko před sebou pouze když jste ve vzpřímené poloze s oběma rukama na rukojetích;
- Před použitím chodítka se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli riziku pádu;
- Při chůzi udržujte vzpřímenou polohu s očima směřujícíma dopředu, nikoli dolů;
- Netlačte chodítko příliš daleko od těla, může to způsobit pády a neadekvátní zatížení chodítka;
- Nepoužívejte chodítko k překonávání schodů vyšších než 20mm;
- Při používání venku dávejte přednost chodníkům řádně upravených v souladu s předpisy pro odstraňování architektonických bariér;
- K překonávání malých překážek využívejte páky zadních opěrek nohou ke zvednutí přední části vozíku.

10. BRZDY

Dobrá funkce brzd závisí na opotřebení a znečištění kol. Před použitím zkontrolujte stav brzd a kol.

10.1 Brzdy

Chcete-li chodítko zabrzdit, zatáhněte brzdovou páku směrem nahoru, dokud se chodítko nezpomalí nebo nezastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu, uvolněte rukojeť brzd.

102 Aktivace ruční brzdy

Stiskněte brzdovou páku dlaní, jakmile uslyšíte "cvaknutí", kola jsou zablokována. Zvedněte rukojeť brzdy, čímž ji uvolníte.



VAROVÁNÍ! Pokud uživatel stojí, musejí být brzdy aktivovány.

11. PÉČE A ÚDRŽBA

Výrobky řady MOPEDIA společnosti Moretti SpA dodávány na trh, jsou pečlivě kontrolovány a nesou označení CE. Z důvodu bezpečnosti pacienta a lékaře se doporučuje, aby výrobce nebo schválená laboratoř nejméně jednou za 2 roky zkontrolovala vhodnost používání vašeho rolovacího vozíku. V případě oprav používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Životnost výrobku závisí na způsobu používání, údržby, skladování a čištění.

12. ČIŠTĚNÍ

K čištění dílů používejte pouze vlhký hadřík s neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo abrazivní či ostré předměty, mohly by výrobek poškodit.

13. PÉČE O KOLA

1. Kola čistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Otřete do sucha čistým hadříkem.
2. Pravidelně kola promazávejte.

14. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

CHODÍTKO SOLE

Kód výrobku	RP505
Tác	25x39 cm
Rám	Hliník

CHODÍTKO GALATEA

Kód výrobku	RP523
Sedátko	37x24 cm
Rám	Hliník

CHODÍTKO

FEBE

FEBE HD

Kód výrobku	RP547	RH547
Sedátko	35x35 cm	60x40 cm
Rám	Hliník	

ROZMĚRY

										
RP505	75	86 97	69 tray	57	40	95x56x34cm	6,8			
RP523	70 80	85 102	54 61	64	47	95x58x33cm	7,4	20	20	136kg
RP547	70 80	80 99	50 57	63	47	90x62x39cm	8			
RH547	80	80 100	50 57	70	55	110x70x39cm	10	25	25	180 kg

Rozměry jsou uváděny v cm a mohou se měnit v rozmezí $\pm 0,5$ cm.

15. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci výrobku nikdy nepoužívejte běžné systémy zpětného odběru tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidace prostřednictvím společných obecních sběrných dvorů.

16. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství naleznete v hlavním katalogu společnosti Moretti S.p.A.

17. ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu na použití. Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto výrobku v rozporu s tímto návodem. Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození výrobku přírodními vlivy, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k použití, neoprávněné úpravy výrobku, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele). Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením.

Oprava

Záruční oprava: V případě, že výrobek Moretti bude mít v záruční době vady materiálu nebo výrobní závady, společnost Moretti potvrdí zákazníkovi, zda se na závadu vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení opravit nebo vyměnit předmět záruky v obchodním zastoupení Moretti nebo v místě výroby. Mzdové náklady na opravu mohou být společnosti Moretti účtovány v případě, že se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna záruky neobnovuje ani prodlužuje záruku.

Oprava, na níž se záruka nevztahuje: Výrobek, na který se nevztahuje záruka, může být vrácen k opravě pouze po předchozím souhlasu zákaznického servisu Moretti. Náklady na práci a dopravu za opravu, na kterou se nevztahuje záruka, nese zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, je poskytována záruka po dobu šesti (6) měsíců od data obdržení opraveného výrobku.

Nezjištění závady: Zákazník bude informován, pokud Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku prohlásí, že výrobek není vadný. V tomto případě bude zboží vráceno zákazníkovi, veškeré náklady na dopravu hradí zákazník.

Náhradní díly

Na originální náhradní díly Moretti je poskytována záruka 6 měsíců od data obdržení.

Zproštění odpovědnosti

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákonů společnost Moretti nenabízí žádné prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a rušení. Společnost Moretti neručí za to, že používání výrobku Moretti bude bez přerušení nebo bez chyb. Trvání jakýchkoli implikovaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezeno na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy neumožňují omezení délky předpokládané záruky nebo vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s produkty pro spotřebitele. V těchto státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určitá vyloučení odpovědnosti a omezení této záruky. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

ČEŠTINA

Výrobek _____

Datum pořízení _____

Dodavatel _____

Adresa _____ Město _____

Zákazník _____

Adresa _____ Město _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20139 Cavriago (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Caviglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com