

AXION

for Kids

OPĚRKY
ZAD

PXPL | PXAL | PXAL CL

NÁVOD K POUŽITÍ A ZÁRUKA
MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL
USUARIO Y GARANTÍA



ÚVODNÍ INFORMACE

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Ki Mobility!



VÝSTRAHA: Nepoužívejte bez předchozího přečtení celého návodu. Použití bez předchozího přečtení celého návodu k obsluze může vést k vážnému zranění uživatele a/nebo obsluhy.

Ki Mobility doporučuje před použitím tohoto vozíku proškolení odborníkem na asistenční technologie (ATP) nebo jiný kompetentní klinický či technický pracovník.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se jakéhokoli aspektu tohoto invalidního vozíku, této příručky nebo poskytovaného servisu, neváhejte se obrátit na svého autorizovaného dodavatele, autorizovaného zástupce nebo na společnost Ki Mobility. Adresa společnosti Ki Mobility:

(1)715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A.



www.kimobility.com (Obsahuje vyhledávač prodejců a přístup k tištěným informacím)

Nebo ji kontaktujte prostřednictvím našeho autorizovaného zástupce pro EU:



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Švédsko

Nebo prostřednictvím naší odpovědné společnosti ve Spojeném království:



Etac Ltd
Unit 60, Hartlebury Trading
Estate, Hartlebury
Kidderminster, DY10 4JD

OBSAH

Vlastnosti Axiom for Kids Back	3
A. Určený účel použití	4
B. Vaše bezpečnost	4
C. Výstražná slova	4
D. Slovník symbolů	5
E. Denně kontrolujte svou pokožku	6
F. Obecná varování	6
G. Ochrana vašeho Axiom Back	7
H. Orientace potahu	7
Nastavení, seřízení a péče	8
A. Odpojení a opětovné připevnění opěradla	8
B. Ovládání výkyvné boční podpěry	9
C. Tlačení nebo zvedání	9
D. Bezpečnost Axiom Back při přepravě	10
E. Údržba	11
F. Čištění	12
G. Dezinfekce	13
H. Opětovné sestavení Axiom Back po čištění	13
OMEZENÁ ZÁRUKA KI MOBILITY	14

Axiom for Kids Back

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

POZNÁMKA: Tato příručka obsahuje návod k použití výrobků Ki Mobility Back. Tyto informace musí být poskytnuty spotřebiteli tohoto výrobku. Tento návod nedávejte pryč před dodáním výrobku spotřebiteli.

Dodavatel: Tento návod musí být předán uživateli tohoto výrobku.

Spotřebitel: Před použitím tohoto výrobku si přečtěte celý návod k obsluze a mějte jej po ruce pro budoucí použití.

POZNÁMKA: Zkontrolujte všechny díly, zda se nepoškodily při přepravě. V případě poškození je **NEPOUŽÍVEJTE**. Další pokyny získáte od dodavatele nebo společnosti Ki Mobility.

Vlastnosti Axiom for Kids Back

POZNÁMKA: Některé skořepiny zádoových opěrek mohou mít dva otvory.

Obr. 1




Kryt (přední)




Kryt (zadní)




Pěnová základna




Skořepina



PXPL (pohled zepředu)



PXAL (pohled zepředu)



PXAL CL (pohled zepředu)



PXPL (pohled shora)



PXAL (pohled shora)



PXAL CL (pohled shora)



MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE: 75 kg

A. Určený účel použití

Opěradla invalidních vozíků Ki Mobility jsou určena k zajištění podpory polohy těla, rozložení tlaku a zlepšení tolerance sezení. Toto opěradlo invalidního vozíku je určeno pro vnitřní i venkovní použití.

B. Vaše bezpečnost

Jakékoli závažné nežádoucí události nebo zranění související s používáním vašeho výrobku nebo jeho příslušenství musí být neprodleně nahlášeny, pokud událost přímo nebo nepřímo vede k vážnému zhoršení zdravotního stavu či úmrtí uživatele nebo jiné osoby. Jakékoli závažné události a/nebo zranění nahláste společnosti Ki Mobility a, pokud to vyžadují místní předpisy, příslušnému zdravotnímu úřadu v místě trvalého pobytu uživatele a/nebo jiné osoby.

Nepoužívejte tento výrobek, aniž byste si nejprve přečetli celý tento návod. PŘED jízdou byste měli být proškoleni v bezpečném používání tohoto výrobku odborníkem na asistenční technologie (ATP) nebo jiným kompetentním klinickým či technickým odborníkem. Společnost Ki Mobility vyrábí mnoho různých produktů, které by mohly vyhovovat vašim potřebám. Uznávaným osvědčeným postupem při výběru výrobku je konzultace s odborníkem na ATP nebo jiným kompetentním technickým odborníkem a zkušeným klinickým odborníkem, jako je fyzioterapeut, ergoterapeut nebo lékař. Konečný výběr typu výrobku, možností a úprav je výhradně na vás a vašich technických a klinických odborných poradcích. Zvolené možnosti, nastavení a seřízení výrobku mají přímý vliv na jeho vlastnosti, stabilitu a schopnost vyhovět vašim potřebám.

C. Výstražná slova

V této příručce najdete takzvaná „výstražná“ slova. Tato slova se používají k identifikaci a vyjádření závažnosti různých nebezpečí. Před použitím tohoto vozíku byste si měli vy a každá osoba, která vám může pomáhat, přečíst celý tento návod. Výstražné slovo vezměte na vědomí a zvažte případné poznámky, varování nebo výstrahy. Dbejte na dodržování všech pokynů a bezpečné používání vozíku.

Výstražné slovo označuje nebezpečí nebo nebezpečný postup, který může způsobit vážné zranění či smrt vám nebo jiným osobám. „Výstrahy“ jsou rozděleny do tří hlavních kategorií:

POZNÁMKA – Poznámka označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést ke zhoršení vlastností výrobku nebo k jeho poškození, pokud se jí nevyhnete.



VAROVÁNÍ: Varování označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, nebude-li jí zabráněno.



VÝSTRAHA: Výstraha označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, nebude-li jí zabráněno.

Tato výstražná slova jsou uváděna v celé příručce, kde je to vhodné, a upozorňují na nebezpečné situace. Nebezpečné situace, které nastávají při běžném použití tohoto výrobku, jsou uvedeny v oddíle G.

D. Slovník symbolů

SYMBOL	DEFINICE
	Označuje výrobce zdravotnického prostředku.
	Datum výroby (ROK/MM/DD).
	Označuje, že uživatel musí z bezpečnostních důvodů nahlédnout do pokynů, jako jsou varování a výstrahy. Pokud je uvedeno na zdravotnickém prostředku nebo na obalu, znamená, že je nutné, aby uživatel z bezpečnostních důvodů nahlédl do návodu k použití, například varování a upozornění.
	Označuje, že je položka zdravotnickým prostředkem.
	Uvádí sériové číslo výrobce, aby bylo možné identifikovat konkrétní zdravotnický prostředek.
	Uvádí autorizovaného zástupce v Evropském společenství.
	Označuje prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic ES.
	Označuje, že je třeba, aby si uživatel prostudoval návod k použití.
	Uvádí, že uživatel musí vyhledat pokyny k použití v elektronické podobě na uvedených webových stránkách.
	Označuje webovou stránku, kde může uživatel získat další informace o zdravotnickém prostředku.
	Označuje stanovený maximální hmotnostní limit (lbs/kg).
	Označuje přepravní zajišťovací bod.
	Označuje potenciální místo sevření.
	Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek dováží do příslušné lokality.
	Uvádí kód šarže výrobce, aby bylo možné identifikovat šarži.
	Praní v pračce, teplá voda
	Nebělit
	Sušení pověšením nebo v sušičce, bez ohřevu
	Nežehlit
	Nečistit chemicky
	Označuje prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic UKCA.

E. Denně kontrolujte svou pokožku

Tyto výrobky Axiom pro sezení a polohování jsou navrženy tak, aby zlepšily rozložení tlaku a zvýšily toleranci sezení. Nelze předem zajistit, že bude dodaný polštář vyhovovat vašim individuálním potřebám. Celistvost vaší pokožky může být narušena mnoha aspekty vašeho každodenního života a zdravotního stavu, včetně používání tohoto výrobku. Nezapomeňte dodržovat všechny režimy péče o pleť stanovené lékařem.

1. Uživatelé tohoto přípravku by měli dbát na každodenní kontroly své pokožky, zda u ní nedošlo ke změnám. Pokud zaznamenáte změny, okamžitě přestaňte tento přípravek používat a poraďte se se svým lékařem. Klíčovým klinickým ukazatelem rozpadu tkáně je zarudnutí kůže. Pokud se na vaší pokožce objeví zarudnutí, okamžitě přestaňte tento přípravek používat a poraďte se se svým lékařem. Zvláště pečlivě si prohlédněte oblasti související s kostními výběžky pánve, jako jsou trochantery a výstupky na sedací kosti.



VÝSTRAHA: Pokud správně nezvolíte výrobek Axiom Back, který se hodí pro váš invalidní vozík, může to mít vliv na neporušenost vaší pokožky, což může mít za následek vážné zranění nebo smrt.



VÝSTRAHA: Neprovedení řádné kontroly pokožky nebo pokračování v používání Axiom Back po výskytu kožních změn může narušit integritu pokožky a způsobit vážné zranění nebo smrt.

F. Obecná varování



VÝSTRAHA: Nepoužívejte ani neinstalujte Axiom Back bez předchozího přečtení a pochopení tohoto návodu. Pokud nerozumíte výstrahám a pokynům, obraťte se na autorizovaného dodavatele Ki Mobility nebo na svého lékaře. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění nebo smrti.



VÝSTRAHA: Instalace opěradla Axiom Back na invalidní vozík může ovlivnit těžiště vozíku. Změny těžiště mohou ovlivnit vaši stabilitu na invalidním vozíku a vést k převrácení nebo pádu z vozíku, což může mít za následek vážné zranění. Vždy si prostudujte návod k použití svého invalidního vozíku, abyste zjistili, zda na něm není nutné po přidání opěradla Axiom provést změny, aby byla zajištěna dostatečná stabilita.



VÝSTRAHA: Celistvost vaší pokožky může být narušena mnoha aspekty vašeho každodenního života a zdravotního stavu, včetně používání tohoto výrobku. Nezapomeňte dodržovat všechny režimy péče o pleť stanovené lékařem. Uživatelé tohoto výrobku by se měli dbát na pravidelné kontroly své pokožky podle pokynů jejich lékaře, zda nedošlo k jejím změnám. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění nebo smrti.

G. Ochrana vašeho Axiom Back

Zabraňte dlouhodobému vystavení nepříznivým okolním podmínkám. Může se jednat o nadměrné vystavení slunečnímu záření a teplotám, ať už vysokým, nebo nízkým. Mohlo by to zhoršit vlastnosti vašeho opěradla Axiom Back.



VÝSTRAHA

VÝSTRAHA: Nedostatečná ochrana opěradla Axiom Back může vést ke změnám, jež mohou ovlivnit integritu pokožky a vést k vážnému zranění nebo smrti.

Přestože bylo opěradlo Axiom Back vyrobeno v souladu s normami hořlavosti na jeho štítku, neměli byste ho vystavovat otevřenému ohni nebo extrémním zdrojům tepla, jako je například hořící cigareta. Mohli byste způsobit vznícení polštáře nebo uvolnění škodlivých plynů.




VÝSTRAHA

VÝSTRAHA: Nechráníte-li opěradlo Axiom Back před extrémním teplem, může dojít k jeho vznícení nebo uvolnění škodlivých plynů, což může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

H. Orientace potahu

Vaše opěradlo Axiom Back bylo navrženo pro usazení ve specifické orientaci a musí být správně umístěno ve vašem invalidním vozíku se správnou orientací potahu s pěnovou základnou. Správná orientace je vyznačena. Viz obr. 2.



VÝSTRAHA


VÝSTRAHA: Nesprávná orientace polštáře Axiom Back a potahu může narušit integritu pokožky a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Nastavení, seřízení a péče


A. Odpojení a opětovné připevnění opěradla

Demontáž DEX for Kids

1. Otočte blokovací páčku do polohy pro uvolnění a nastavte západkový mechanismus do polohy pro uvolnění. Viz obr. 3.




2. Zvednutím pásu sejměte zadní část. Viz obr. 4.




Opětovná montáž DEX

1. Znovu nasadte zadní část. Otáčením blokovací páky zajistěte zámek. Viz obr. 5.




A. Odpojení a opětovné připevnění opěradla (pokračování)

2. Zkouška západky: Vizuálně zkontrolujte, zda je západka zajištěna (obr. 6). Zatáhněte za zadní část a ujistěte se, že je zajištěna. Viz obr. 6.



B. Ovládání výkyvné boční podpěry

1. Zatlačte na červenou západku na výkyvné boční podpěře. Boční stranu otočte na požadované místo. Viz obr. 7.



C. Tlačení nebo zvedání



VÝSTRAHA: Opěradlo Axiom Back nepoužívejte ke zvedání nebo tlačení invalidního vozíku.

1. Nepoužívejte rukojeť Axiom Back ke zvedání vozíku. Je určena pouze pro demontáž opěradla Axiom Back.
2. Tlačení nebo tahání se považuje za nesprávné používání opěradla Axiom Back a může způsobit neočekávané odpojení tohoto opěradla od vozíku. Nedodržení těchto upozornění může způsobit poškození vozíku nebo pád, převrácení či ztrátu kontroly nad vozíkem a způsobit vážné zranění uživatele nebo jiných osob.

D. Bezpečnost Axiom Back při přepravě

Opěradlo Axiom Back bylo přezkoušeno podle požadavků dynamických testů ANSI/RESNA WC-4, oddíl 20: Sedací systémy pro invalidní vozíky pro použití v motorových vozidlech nebo ISO 16840-4 Sedadla pro invalidní vozíky – Část 4: Sedací systémy pro použití v motorových vozidlech. Před použitím systému Axiom Back v invalidním vozíku, který se používá jako sedadlo v motorovém vozidle, by měl být k dispozici kompletní systém rámu invalidního vozíku, sedadla, systému pro upevnění invalidního vozíku a zádržného systému pro cestující a řádně vybavené motorové vozidlo, které splňuje normy uvedené v tomto oddíle.



VÝSTRAHA: Nedodržení všech pokynů pro instalaci, použití a údržbu v tomto návodu a také níže uvedených pokynů pro přepravu může mít při použití Axiom Back na invalidním vozíku, který se používá jako sedadlo v motorovém vozidle, za následek vážné zranění nebo smrt.

1. Bude-li to možné a proveditelné, měla by osoba z vozíku přesednout na sedadlo výrobce originálního vybavení a použít zádržné systémy vozidla.
2. Vzdálenost mezi horní částí ramene uživatele a horní částí opěradla Axiom Back by neměla přesáhnout 14 cm.
3. Invalidní vozík musí být označen jako vhodný pro použití jako sedadlo v motorovém vozidle, dynamicky testován podle požadavků normy ISO 7176-19 a instalován, používán a udržován podle pokynů výrobce.
4. Pokud bylo původní sedadlo invalidního vozíku vyměněno, musí být nové sedadlo schváleno pro přepravu invalidních vozíků, instalováno a používáno podle pokynů výrobce.
5. Při použití invalidního vozíku jako sedadla v motorovém vozidle musí být osoba na vozíku v poloze po směru jízdy.
6. Osoba na vozíku musí používat systém pro připoutání invalidního vozíku a zádržný systém pro cestující, který je v souladu s ANSI-RESNA WC-4, oddíl 18: Uvazovací a zádržné systémy pro invalidní vozíky pro použití v motorových vozidlech nebo ISO 10542-1 Technické systémy a pomůcky pro osoby se zdravotním postižením nebo tělesně postižené osoby - Uvazovací a zádržné systémy pro invalidní vozíky – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro všechny systémy a jejich instalaci, používání a údržbu podle pokynů výrobce.
7. Neměly by se používat břišní pásy, hrudní popruhy, ramenní popruhy, jakékoli jiné systémy polohovacích popruhů nebo polohovací příslušenství, nebo by se na ně nemělo spoléhat jako na zádržný systém pro cestující, pokud nejsou jako takové výrobcem označeny v souladu s normou ANSI-RESNA WC-4, oddíl 18 nebo ISO 10542-1, část 1.
8. Použití opěrek hlavy, bočních opěrek nebo jiného polohovacího příslušenství by nemělo být považováno za zádržný prostředek pro cestující, pokud není jako takový výrobcem označen v souladu s normou RESNA WC-4, oddíl 18 nebo ISO 10542-1, část 1 nebo ANSI/RESNA WC-4, oddíl 20: Sedací systémy pro invalidní vozíky pro použití v motorových vozidlech nebo ISO 16840-4 Sedadla pro invalidní vozíky – Část 4: Sedací systémy pro použití v motorových vozidlech.
9. Dodatečné příslušenství, jako jsou zásobníky, držáky kyslíkových lahví, kyslíkové láhve, infuzní tyče, batohy, pouzdra a další předměty, by mělo být odstraněno a zajištěno v motorovém vozidle odděleně. V případě nehody se tyto předměty mohou stát nebezpečnými projektily, které mohou způsobit vážné zranění nebo smrt vám nebo ostatním cestujícím v motorovém vozidle.
10. Tento výrobek je určen pro osoby s hmotností do 75 kg.
11. Pokud se stalo opěradlo Axiom Back stalo součástí nehody, neměli byste jej dále používat, protože mohlo dojít k jeho vnitřnímu poškození, které nemusí být viditelné.

E. Údržba

Pravidelné čištění a údržba mohou pomoci prodloužit životnost Axiom Back. Axiom Back byste měli kontrolovat každý měsíc. Během čištění se doporučuje kontrola součástí.

1. Zkontrolujte potah, zda není roztržený a nadměrně opotřebovaný
 - a. Sejměte potah a zkontrolujte, zda nejsou zjištěny abnormality (uvnitř i zvenku).
 - b. Zkontrolujte, zda není pěna poškozená nebo opotřebovaná.
2. Zkontrolujte, zda není uvolněné kování, zda nejeví známky odlepení, opotřebení nebo deformace.



VÝSTRAHA: Pokud zjistíte jakékoliv abnormality, například rozpad pěny nebo poškození dílů či spojovacích prvků, okamžitě přestaňte tento výrobek používat a obraťte se na autorizovaného dodavatele Ki Mobility. V opačném případě může dojít k narušení integrity kůže a následnému vážnému zranění nebo smrti.



VÝSTRAHA: Majitel tohoto prostředku je zodpovědný za to, že bude nastaven a seřízen autorizovaným dodavatelem Ki Mobility pod vedením zdravotnického pracovníka. Může vyžadovat pravidelné kontroly bezpečnosti a funkčnosti nebo určité úpravy během používání, které může provádět uživatel, pečovatel nebo autorizovaný dodavatel Ki Mobility.

1. Spojovací prvky: Společnost Ki Mobility doporučuje každých šest měsíců zkontrolovat správnou funkci všech spojovacích prvků, například uvolněných šroubů nebo poškozených součástí. Uvolněné spojovací prvky je třeba dotáhnout podle montážního návodu.
2. Výměna součástí: U jakýchkoliv součástí se okamžitě obraťte na autorizovaného dodavatele Ki Mobility a nechte je vyměnit. Po zjištění uvolněných nebo poškozených součástí přestaňte systém používat.

F. Čištění

1. Potah Axiom Back


POZNÁMKA: Sušení teplem může způsobit smrštění, které ovlivní přiléhavost a funkčnost potahů.

- Odepnutím suchého zipu Velcro® sejměte potah z Axiom Back. Rozepněte zip na spodní straně potahu.
- Mírně srolujte a vytáhněte pěnu, abyste mohli obrátit potah naruby.
- Zatáhněte zip potahu, aby se nezasekával.
- Perte v pračce v teplé vodě (60 °C).
- Sušte pověšený nebo v sušičce, bez ohřevu.

POZNÁMKA: Potahy nečistěte chemicky ani k jejich praní nepoužívejte průmyslové pračky nebo sušičky. Nedezinfikujte párou v autoklávu. Nebělit. Definice symbolů péče o prádlo jsou uvedeny na obr. 9.

2. Sestava Axiom Back

- Pro snadnější čištění vyjměte celou zadní část. Viz obr. 8.



- Skořepina Axiom Back by se měla pravidelně otírat vodou a mýdlem, aby se na ní neusazovaly nečistoty a špína.

3. Polohovací součásti

- Polohovací součásti lze otírat vodou a mýdlem.
- Polohovací součásti **NEPONOŘUJTE** do vody.

Obr. 9	Pokyny pro péči a používání
	Praní v pračce, teplá voda
	Nebělit
	Sušení pověšením nebo v sušičce, bez ohřevu
	Nežehlit
	Nečistit chemicky


G. Dezinfekce

Kromě pravidelného čištění je třeba provést i dezinfekci:

- a. Sejměte a vyperte potah podle výše uvedených kroků 1a, 1b a 1c.
- b. Perte v pračce pouze v teplé vodě (60 °C).
- c. Nechte odkapat a sušte v sušičce bez ohřevu.
- d. Všechny povrch (potah, pěna a sestava opěradla) dezinfikujte běžně dostupnou dezinfekcí s minimálně 70 % alkoholu nebo ubrousky. Nenamáčejte ani nenechávejte hromadit čisticí roztoky.
- e. Nechte dezinfekční prostředek působit na povrchu alespoň 15 minut a v případě potřeby jej odstraňte aseptickým hadříkem.

H. Opětovné sestavení Axiom Back po čištění

1. Po čištění
 - a. Znovu nasadte pěnu a potah. Při nasazování potahu mírně srolujte pěnu.
1. Opětovná montáž sestavy opěradla
 - a. Chcete-li znovu připevnit Axiom Back a upínací prvky, zarovnejte kolíky s upínacími prvky.
 - b. Zatlačte Axiom Back na upínací prvky.
 - c. Pokud jsou kolíky správně zasunuty, „zacvaknou“ do uzamčené polohy.
 - d. Otáčením blokovací páky zajistíte zámek.



VÝSTRAHA

VÝSTRAHA: Pokud si nejste jisti, že jste slyšeli „cvaknutí“ zámku, zatáhněte za Axiom Back pomocí rukojeti, abyste se ujistili, že je opěradlo bezpečně zajištěno. Nedodržení této výstrahy může způsobit poškození zařízení, pád či ztrátu kontroly a způsobit vážné zranění uživatele či jiných osob.

OMEZENÁ ZÁRUKA KI MOBILITY

Předpokládaná životnost výrobku je 5 let.

A. Po dobu 24 měsíců

Společnost Ki Mobility poskytuje na Axiom Back záruku na bezvadnost materiálu a zpracování v délce 24 měsíců. Tato omezená záruka se vztahuje na:

1. skořepinu a pěnu Axiom Back

Po dobu 24 měsíců (2 let) od data zakoupení, za předpokladu běžného používání, pokud se vyskytne vada materiálu nebo zpracování, společnost Ki Mobility jej podle svého uvážení bezplatně opraví, nebo vymění. Tato záruka se nevztahuje na propíchnutí, roztržení nebo popálení.

B. Po dobu 6 měsíců

Společnost Ki Mobility zaručuje, že polštář nemá vady materiálu a zpracování po dobu 6 měsíců. Tato omezená záruka se vztahuje na:

1. snímatelné potahy

Po dobu 6 měsíců od data zakoupení, za předpokladu běžného používání, pokud se vyskytne vada materiálu nebo zpracování, společnost Ki Mobility jej podle svého uvážení bezplatně opraví, nebo vymění. Tato záruka se nevztahuje na propíchnutí roztržení nebo popálení.

C. Omezení

1. Neposkytujeme záruku na:
 - a. Poškození způsobená nedbalostí, nehodou, nesprávným použitím či nesprávnou montáží nebo opravou.
 - b. Výrobky upravené bez výslovného písemného souhlasu společnosti Ki Mobility.
 - c. Poškození v důsledku překročení hmotnostního limitu.
2. Tato záruka je neplatná, bude-li původní štítek Axiom Back odstraněn nebo pozměněn.
3. Tato záruka platí pouze v USA. Zjistěte si u svého dodavatele, zda platí mezinárodní záruky.
4. Tato záruka je nepřenosná a vztahuje se pouze na první spotřebitelský nákup tohoto výrobku prostřednictvím autorizovaného dodavatele Ki Mobility.

D. Co budeme dělat

Naší jedinou odpovědností je oprava nebo výměna dílů krytých zárukou. Jedná se o jediný způsob nápravy následných škod.

E. Co musíte udělat vy

1. Po dobu platnosti této záruky si od nás vyžádejte předchozí souhlas s vrácením nebo opravou krytých dílů.
2. Reklamace a opravy by měly být vyřizovány prostřednictvím nejbližšího autorizovaného dodavatele. S výjimkou výslovných záruk uvedených v tomto dokumentu jsou všechny ostatní záruky, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a záruk vhodnosti pro určitý účel, vyloučeny.

F. Upozornění pro spotřebitele

1. Pokud to zákon umožňuje, nahrazuje tato záruka všechny ostatní záruky (písemné nebo ústní, výslovné nebo předpokládané, včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel).
2. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se v jednotlivých státech liší.

Zde si poznamenejte vaše sériové číslo (najdete na štítcích potahu) pro budoucí použití:

AXIOM

by Etac



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481
715-254-0991



Autorizovaný zástupce pro EU:
Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33233 Anderstorp
Švédsko



www.kimobility.com



DCN1143.0