

# AXIOM

for Kids

---

PODUŠKY

PXP | PXS

NÁVOD K POUŽITÍ A ZÁRUKA



# ÚVODNÍ INFORMACE

**Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Ki Mobility!**



**VÝSTRAHA: Nepoužívejte bez předchozího přečtení celého tohoto návodu. Použití bez předchozího přečtení celého návodu k obsluze může vést k vážnému zranění uživatele a/nebo obsluhy.**

Společnost Ki Mobility doporučuje, aby ji před použitím tohoto invalidního vozíku proškolil odborník na asistenční technologie (ATP) nebo jiný kompetentní klinický či technický pracovník.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se jakéhokoli aspektu tohoto invalidního vozíku, této příručky nebo poskytovaného servisu, neváhejte se obrátit na svého autorizovaného dodavatele, autorizovaného zástupce nebo na společnost Ki Mobility. Společnosti Ki Mobility kontaktujte na adrese:

(1)715-254-0991



Ki Mobility  
5201 Woodward Drive  
Stevens Point, WI 54481  
USA



[www.kimobility.com](http://www.kimobility.com) (obsahuje vyhledávač prodejců a přístup k tištěným informacím)

Nebo prostřednictvím našeho autorizovaného zástupce pro EU:



Etac Supply Center AB  
Långgatan 12  
33233 Anderstorp  
Švédsko

Nebo prostřednictvím našeho zástupce ve Spojeném království:



Etac Ltd  
Unit 60, Hartlebury Trading  
Estate, Hartlebury  
Kidderminster, DY10 4JD

# Obsah

## **DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE**

|    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
| A. | Určený účel použití .....           | 3 |
| B. | Vaše bezpečnost .....               | 4 |
| C. | Signální slova .....                | 4 |
| D. | Slovníček symbolů .....             | 5 |
| E. | Denní kontrola pokožky .....        | 6 |
| F. | Obecné výstrahy .....               | 6 |
| G. | Polohovací pásy nebo postroje ..... | 7 |
| H. | Ochrana polštáře .....              | 7 |
| I. | Překážky .....                      | 8 |
| J. | Orientace potahu .....              | 8 |

## **NASTAVENÍ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBA**

|    |                                                   |    |
|----|---------------------------------------------------|----|
| A. | Montáž polštáře a invalidního vozíku .....        | 9  |
| B. | Údržba .....                                      | 10 |
| C. | Čištění .....                                     | 11 |
| D. | Opětovné nasazení polštáře Axiom po čištění ..... | 12 |

## **OMEZENÁ ZÁRUKA KI MOBILITY.....13**

# Axiom for Kids P a Axiom for Kids SP

## DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE


**POZNÁMKA:** Tato příručka obsahuje návod k použití polštářů Ki Mobility Axiom for Kids P a Axiom for Kids SP. Tyto informace musí být předány uživateli tohoto výrobku. Neodstraňujte tento návod před dodáním výrobku uživateli.

**Dodavatel:** Tento návod musí být předán uživateli tohoto výrobku.

**Uživatel:** Před použitím tohoto výrobku si přečtete celý návod k obsluze a mějte jej po ruce pro budoucí použití.

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte všechny díly, zda nejsou poškozené při přepravě. V případě poškození výrobek **NEPOUŽÍVEJTE**. Další pokyny získáte od dodavatele nebo společnosti Ki Mobility.

## Díly podušek



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. 4cestný strečový potah | 2. Přední rukojeť |
| 3. Pěnový polštář         | 4. Voděodolný zip |



MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE: 75 kg

## A. Určený účel použití

Polštáře pro invalidní vozíky Ki Mobility jsou určeny k zajištění podpory sezení, rozložení tlaku a zlepšení tolerance sezení. Tento polštář na invalidní vozík je určen pro vnitřní i venkovní použití.

## B. Vaše bezpečnost

Jakékoli závažné nežádoucí události nebo zranění související s používáním vašeho výrobku nebo jeho příslušenství musí být neprodleně nahlášeny, pokud událost přímo nebo nepřímo povede k vážnému zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí uživatele či jiné osoby. Jakékoli závažné události a/nebo zranění nahlaste společnosti Ki Mobility a, pokud to vyžadují místní předpisy, příslušnému zdravotnímu úřadu v místě legálního pobytu uživatele a/nebo jiné osoby.

Nepoužívejte tento výrobek, aniž byste si nejprve přečetli celý tento návod. PŘED jízdou byste měli být proškoleni v bezpečném používání tohoto výrobku odborníkem na asistenční technologie (ATP) nebo jiným kompetentním klinickým či technickým odborníkem. Společnost Ki Mobility vyrábí mnoho různých produktů, jež by mohly vyhovovat vašim potřebám.

Uznávaným osvědčeným postupem při výběru výrobku je konzultace s odborníkem na ATP nebo jiným kompetentním technickým odborníkem a zkušeným klinickým odborníkem, jako je fyzioterapeut, ergoterapeut nebo lékař. Konečný výběr typu výrobku, jeho možností a úprav je výhradně na vás a s vámi spolupracujícími technickými a klinickými odborníky. Zvolené možnosti, nastavení a seřízení výrobku mají přímý vliv na jeho výkon, stabilitu a schopnost vyhovět vašim potřebám.

## C. Signální slova

V této příručce najdete takzvaná „signální“ slova. Tato slova se používají k identifikaci a vyjádření závažnosti různých nebezpečí. Před použitím tohoto invalidního vozíku byste si měli vy a každá osoba, která vám může pomáhat, přečíst celý tento návod. Signální slovo vezměte na vědomí a přečtěte si případné poznámky, výstrahy nebo varování. Dbejte na dodržování všech pokynů a bezpečné používání invalidního vozíku. Signální slovo označuje nebezpečí nebo nebezpečný postup, který může způsobit vážné zranění nebo smrt vám nebo jiným osobám. „Varování“ jsou rozdělena do tří hlavních kategorií:

**POZNÁMKA – Poznámka označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést ke snížení výkonu výrobku nebo k jeho poškození, pokud se jí nevyhnete.**

### **VAROVÁNÍ**

**VAROVÁNÍ:** Varování označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poškození vašeho výrobku nebo vašemu zranění, nebude-li jí zabráněno.

### **VÝSTRAHA**

**VÝSTRAHA:** Výstraha označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému zranění nebo usmrcení, nebude-li jí zabráněno.

Tato signální slova jsou uváděna v celém návodu, kde je to vhodné, aby upozornila na nebezpečné situace. Nebezpečné situace, které se vztahují na obecné použití tohoto výrobku, jsou uvedeny v oddílu G.

## D. Slovníček symbolů

| SYMBOL                                                                              | DEFINICE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Označuje výrobce zdravotnického prostředku.                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Datum výroby (ROK/MM/DD).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Označuje, že uživatel musí z bezpečnostních důvodů nahlédnout do návodu, například varování a výstrahy. Pokud je uveden na zdravotnickém prostředku nebo na obalu, znamená, že je třeba, aby uživatel z bezpečnostních důvodů nahlédl do návodu k použití, například varování a výstrahy. |
|    | Označuje, že položka je zdravotnický prostředek.                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Uvádí sériové číslo výrobce, aby bylo možné identifikovat konkrétní zdravotnický prostředek.                                                                                                                                                                                              |
|    | Označuje autorizovaného zástupce v Evropském společenství.                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Označuje prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic ES.                                                                                                                                                                                                         |
|    | Označuje, že je třeba, aby si uživatel prostudoval návod k použití.                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Označuje, že uživatel musí vyhledat pokyny k použití v elektronické podobě na uvedených webových stránkách.                                                                                                                                                                               |
|    | Označuje webovou stránku, kde může uživatel získat další informace o zdravotnickém prostředku.                                                                                                                                                                                            |
|    | Označuje stanovený maximální hmotnostní limit (lbs/kg).                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Označuje zajišťovací bod pro přepravu.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Označuje potenciální místo sevržení.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Označuje subjekt, který dováží zdravotnický prostředek do dané lokality.                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Uvádí kód šarže výrobce, aby bylo možné identifikovat šarži.                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Praní v pračce, teplá voda                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Nebělit                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Sušení pověšením nebo v bubnové sušičce, bez ohřevu                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Nežehlit                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Nečistit chemicky                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Označuje prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic UKCA.                                                                                                                                                                                                       |

## E. Denní kontrola pokožky

Tyto výrobky Axiom pro sezení a polohování jsou navrženy tak, aby zlepšily rozložení tlaku a zvýšily toleranci sezení. Zda bude dodaný polštář vyhovovat vašim individuálním potřebám, nelze předem zaručit. Celistvost vaší pokožky může být ovlivněna mnoha aspekty vašeho každodenního života a zdravotního stavu, včetně používání tohoto výrobku. Nezapomeňte dodržovat všechny režimy péče o pokožku stanovené lékařem.

Uživatelé tohoto výrobku by měli dbát na to, aby jejich pokožka byla denně kontrolována, zda na ní nedošlo ke změnám. Pokud zaznamenáte změny, okamžitě přestaňte tento výrobek používat a poraďte se se svým lékařem. Klíčovým klinickým ukazatelem rozpadu tkáně je zarudnutí kůže. Pokud se na vaší pokožce objeví zarudnutí, okamžitě přestaňte tento výrobek používat a poraďte se se svým lékařem. Zvláště pečlivě si prohlédněte oblasti související s kostními výběžky pánve, jako jsou trochantery a sedací kosti.

### **VÝSTRAHA**

**VÝSTRAHA:** Neprovedení řádné kontroly kůže nebo pokračování v používání polštáře po výskytu kožních změn může narušit integritu kůže a způsobit vážné zranění nebo smrt.

## F. Obecné výstrahy

### **VÝSTRAHA**

**VÝSTRAHA:** Nepoužívejte ani neinstalujte tento polštář bez předchozího přečtení a pochopení tohoto návodu. Pokud nerozumíte upozorněním a pokynům, obraťte se na autorizovaného dodavatele Ki Mobility nebo na svého lékaře. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění nebo smrti.

### **VÝSTRAHA**

**VÝSTRAHA:** Lepidlo na suchých zipech může časem degradovat a snížit svou schopnost zajistit polštář na místě. To by mohlo způsobit pád z vozíku a vážné zranění.

### **VÝSTRAHA**

**VÝSTRAHA:** Instalace polštáře na invalidní vozík může ovlivnit těžiště vozíku. Změny těžiště mohou zhoršit vaši stabilitu na invalidním vozíku a vést k převrácení nebo pádu z vozíku, což může mít za následek vážné zranění. Vždy si prostudujte návod k použití invalidního vozíku, abyste zjistili, zda po přidání polštáře není nutné provést změny na vozíku zajišťující dostatečnou stabilitu.

### **VÝSTRAHA**

**VÝSTRAHA:** Celistvost vaší pokožky může být ovlivněna mnoha aspekty vašeho každodenního života a zdravotního stavu, včetně používání tohoto výrobku. Nezapomeňte dodržovat všechny režimy péče o pokožku stanovené lékařem. Uživatelé tohoto přípravku by měli podle pokynů svého lékaře zajistit pravidelné kontroly své pokožky, zda na ní nedošlo ke změnám. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění nebo smrti.

## G. Polohovací pásy nebo postroje



### **VÝSTRAHA**

**VÝSTRAHA:** Nesprávné používání polohovacích pásů může způsobit, že uživatel na invalidním vozíku sklouzne pod polohovací pás. V takovém případě může tlakem pásu dojít ke stlačení hrudníku nebo udušení. Pokud taková situace nastane, může dojít k omezení dýchání uživatele, což může způsobit vážné zranění nebo smrt.



### **VÝSTRAHA**

**VÝSTRAHA:** Pokud polštář nechráníte před extrémním teplem, může dojít k jeho vznícení nebo uvolnění škodlivých plynů, což může způsobit vážné zranění nebo smrt.

Společnost Ki Mobility doporučuje používat pánevní polohovací pásy. Pánevní polohovací pásy mohou snížit riziko pádu z vozíku.

Polohovací pásy, jako jsou pánevní polohovací pásy a přední trupové postroje, jsou navrženy tak, aby pomáhaly, udržovaly a podporovaly správné polohování a držení těla na invalidním vozíku.

- Zajistěte, aby se uživatel na sedadle invalidního vozíku nedostal pod polohovací pás.
- Polohovací pás by měl být dostatečně přiléhavý, aby udržel polohu, ale ne tak těsný, aby omezoval dýchání. Mezi pás a uživatele by se měla vejít otevřená ruka.
- Správné používání polštářů může přispět ke stabilitě pánve a omezit podkluzování.
- NIKDY nepoužívejte polohovací pásy:
  - a. Jako zádržný prostředek. Zádržný prostředek podléhá rozhodnutí lékaře.
  - i. Ledaže byste mohli pásy v případě nouze snadno odejmout. Pokud tak nemůžete učinit, poraďte se se svým zdravotním poradcem o dalších možnostech, jež vám pomohou zlepšit držení těla.
  - b. U uživatele, který je v bezvědomí nebo rozrušený.
  - c. Jako zádržný systém nebo bezpečnostní pás v motorovém vozidle. Polohovací pás není určen k tomu, aby nahradil bezpečnostní pás, který je připevněn k rámu vozidla, jak je od účinného bezpečnostního pásu vyžadováno. Při náhlém zastavení by byl uživatel silou zastavení vymrštěn dopředu. Bezpečnostní pásy invalidního vozíku tomu nezabrání a může dojít k dalšímu zranění způsobenému pásy nebo popruhy. Další informace naleznete v části Přeprava tohoto návodu.

## H. Ochrana polštáře

Vyhnete se dlouhodobému vystavení nepříznivým okolním podmínkám. Může se jednat o nadměrné vystavení slunečnímu záření a teplotám, ať už vysokým, nebo nízkým. Mohlo by to zhoršit vlastnosti vašich polštářů.



### **VÝSTRAHA**

**VÝSTRAHA:** Nedodržení ochrany polštáře může vést ke změnám, které mohou ovlivnit celistvost kůže, což může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

Přestože byl polštář vyroben v souladu s normami hořlavosti uvedenými na štítku, neměli byste ho vystavovat otevřenému ohni nebo extrémním zdrojům tepla, jako je například hořící cigareta. To může způsobit vznícení polštáře nebo uvolnění škodlivých plynů.



### **VÝSTRAHA**

**Pokud polštář nechráníte před extrémním teplem, může dojít k jeho vznícení nebo uvolnění škodlivých plynů, což může způsobit vážné zranění nebo smrt.**

## I. Překážky

Chcete-li zajistit, aby polštář fungoval efektivně, neumísťujte mezi své tělo a polštář překážky. Mezi překážky mohou mimo jiné patřit:

- Klíče nebo jiné předměty v kapsách
- Zvedací závěsy
- Podložky nebo pouzdra


Překážky snižují účinnost výrobku a mohou vyvolat místní tlak nebo vysoký tlak.



**VÝSTRAHA:** Místa s tlakem mohou narušit integritu kůže a způsobit vážné zranění nebo smrt.

## J. Orientace potahu

Váš polštář byl navržen tak, aby se něm sedělo v určité poloze, a musí být správně umístěn ve vašem invalidním vozíku se správnou orientací potahu vůči pěnové základně. Je označen pro správnou orientaci.




**VÝSTRAHA:** Nesprávná orientace polštáře a potahu může narušit celistvost pokožky a způsobit vážné zranění nebo smrt.

# Nastavení, seřízení a údržba

## A. Montáž polštáře a invalidního vozíku

### 1. Počáteční nastavení polštáře bez uživatele vsedě

- Při výběru vhodného polštáře se ujistěte, že jeho rozměry odpovídají šířce a délce závěsu invalidního vozíku nebo sedáku. Pokud si nejste jisti, obraťte se na autorizovaného dodavatele Ki Mobility nebo na svého lékaře.
- Umístěte polštář na vozík tak, aby identifikační štítky na materiálu směřovaly k zadní části vozíku a rukojeť polštáře byla orientována směrem k přední části vozíku. Protiskluzový povrch by měl směřovat k závěsu sedadla nebo k sedáku invalidního vozíku.
- Je důležité, aby při běžném používání držel polštář pevně ve vozíku. Je také důležité, aby se polštář při přenášení neposunul, což by mohlo způsobit podklouznutí nebo pád. Polštář má zapínání na suchý zip a protiskluzovou spodní část, která usnadňuje jeho přichycení na invalidním vozíku. Ujistěte se, že je suchý zip na polštáři v jedné rovině se suchým zipem na invalidním vozíku. Pokud závěs vašeho invalidního vozíku nebo sedací podložka nemají suchý zip, nebo nejsou zarovnány s polštářem, měli byste se poradit s autorizovaným dodavatelem Ki Mobility nebo se svým lékařem, abyste se ujistili, že je polštář vhodný.



## ⚠ VÝSTRAHA ⚠

**VÝSTRAHA:** Nesprávný výběr vhodného polštáře pro váš invalidní vozík, může narušit integritu vaší pokožky, což může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

## ⚠ VÝSTRAHA ⚠

**VÝSTRAHA:** Nesprávná orientace polštáře a potahu může narušit integritu pokožky, což může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

## ⚠ VÝSTRAHA ⚠

**VÝSTRAHA:** Nesprávný výběr polštáře a potahu, které lze upevnit na invalidní vozík, může způsobit pád z vozíku s následkem vážného zranění.

## ⚠ VÝSTRAHA ⚠

**VÝSTRAHA:** Nepoužívejte polštář na příliš nataženém čalounění sedáku. Napnuté čalounění neposkytuje polštáři dostatečnou oporu a může dojít k nesprávnému polohování. To může narušit integritu kůže a způsobit vážné zranění nebo smrt.



## A. Montáž polštáře a invalidního vozíku (pokračování)

### 2. Nastavení a seřízení invalidního vozíku pro váš polštář

- a. Ujistěte se, že se boky správně nachází v zadní části vozíku a polštáři podle pokynů autorizovaného dodavatele Ki Mobility nebo vašeho lékaře.
- b. Ujistěte se, že jsou opěrky nohou nastaveny do správné výšky podle pokynů autorizovaného dodavatele Ki Mobility nebo vašeho lékaře.
- c. Ujistěte se, že je vaše opěrka zad správně umístěna a nastavena pro vaši polohu vsedě podle pokynů autorizovaného dodavatele Ki Mobility nebo vašeho lékaře.

### d. **VÝSTRAHA**

**VÝSTRAHA: Nesprávné nastavení invalidního vozíku pro použití s polštářem může ovlivnit celistvost vaší kůže, což může mít za následek vážné zranění nebo smrt.**

## B. Údržba

Pravidelné čištění a údržba mohou prodloužit životnost polštáře. Polštář byste měli kontrolovat každý týden. Během čištění se doporučuje kontrola součástí.

1. Zkontrolujte potah, zda není roztržený nebo nadměrně opotřebovaný
  - a. Sejměte potah a zkontrolujte, zda nejsou zjištěny abnormality (uvnitř i zvenku).
  - b. Zkontrolujte, zda není pěnová základna poškozená nebo opotřebovaná.
    - a. Trhliny hlubší než 6,35 mm
    - b. Uvolněné kousky pěny
    - c. Trvalé změny tvaru nezátížené pěny, například zploštění.
  - c. Zkontrolujte, zda není sáček na tekutiny protřený nebo propíchnutý. Zkontrolujte oblast kolem sáčku a potahu, zda se zde nenachází hustá bílá tekutina, která indikuje přítomnost netěsnosti.

### **VÝSTRAHA**

**VÝSTRAHA: Pokud zjistíte jakékoli abnormality, například rozpad pěny, okamžitě přestaňte tento výrobek používat a poradte se se svým autorizovaným dodavatelem Ki Mobility nebo lékařem. V opačném případě může dojít k narušení celistvosti kůže a následnému vážnému zranění nebo smrti.**

## C. Čištění

# **VÝSTRAHA**

**VÝSTRAHA:** Čištění, deodorace a dezinfekce, a to i za použití zde popsaných postupů, může urychlit přirozené opotřebování pěny. Účinek se liší v závislosti na použitých chemikáliích. Ověřte, zda opotřebování nepokročilo do té míry, že by polštář neměl být používán, podle návodu k použití dodaného s výrobkem, v opačném případě může dojít k vážnému zranění.

| Pokyny pro údržbu a používání                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Praní v pračce, teplá voda                          |
|  | Nebělit                                             |
|  | Sušení pověšením nebo v bubnové sušičce, bez ohřevu |
|  | Nežehlit                                            |
|  | Nečistit chemicky                                   |

### 1. Čištění potahu

**POZNÁMKA:** Sušení teplem může způsobit smrštění, které ovlivní přiléhavost a funkčnost potahů.

- Sejměte potah z pěnové základny a uzavřete jej zipem.
- Perte v pračce v teplé vodě a sušte v sušičce – bez ohřevu. Nežehlete. Poznámka – Potahy nečistěte chemicky ani k jejich čištění nepoužívejte průmyslové pračky a sušičky. Nečistěte v parním autoklávu. Nebělit.
- Chcete-li potah po vyprání znovu nasadit, navlékněte jej zpět na pěnovou základnu. Ujistěte se, že je zadní strana potahu zarovnaná se zadní stranou pěnové základny. Poznámka – Při použití v ústavním zařízení napište jméno obyvatele permanentním fixem na štítek potahu. Tím zajistíte, že se po vyprání vrátí na příslušný polštář správný potah.

### 2. Čištění nebo deodorace pěnové základny

**POZNÁMKA:** Pěnovou základnu neponořujte do žádného roztoku.

- Naplňte lahvičku s rozprašovačem čisticím prostředkem nebo deodorantem. Zkontrolujte, zda je na etiketě výrobce čisticího prostředku nebo deodorantu uvedeno, že je pro toto použití vhodný. Správnou koncentraci a použití roztoku zjistíte v pokynech výrobce.
- Položte pěnovou základnu do vany nebo na povrch, který se může namočit.
- Nastříkejte celý povrch pěnové základny včetně stran. Obraťte ji a zopakujte to i na spodní straně. Po dokončení postřiku nechte roztok 20 až 30 minut působit.
- Roztok setřete vlhkou žínkou. Nestříkejte vodu.
- Nechte materiál vyschnout na vzduchu, ale vyhněte se přímému slunečnímu záření. V závislosti na tom, jak moc je pěnová základna mokrá, může trvat 24 hodin až několik dní, než zcela vyschne. Před použitím zkontrolujte, zda v pěnové základně nezůstal žádný roztok.



## C. Čištění (pokračování)

### 3. Dezinfekce pěnové základny


**POZNÁMKA: Pěnovou základnu neponořujte do žádného roztoku.**

- Naplňte lahvičku s rozprašovačem nejméně 70% roztokem alkoholu.
- Vyjměte sáčky na kapaliny a zátky nádržky.
- Položte pěnovou základnu do vany nebo na povrch, který se může namočit.
- Nastříkejte celý povrch pěnové základny včetně stran. Obráťte ji a zopakujte to i na spodní straně. Po dokončení postřiku nechte roztok 20 až 30 minut působit.
- Roztok setřete vlhkou utěrkou. Nestříkejte vodu.
- Nechte materiál vyschnout na vzduchu, ale vyhněte se přímému slunečnímu záření. V závislosti na tom, jak moc je pěnová základna mokrá, může trvat 24 hodin až několik dní, než zcela vyschne. Před použitím zkontrolujte, zda v pěnové základně nezůstal žádný roztok.

## D. Opětovné nasazení polštáře Axiom po čištění

### 1. Po správném čištění a údržbě

- Vložte pěnovou základnu do potahu štítkem dolů a zipem směrem k zadní části polštáře.
- Zavřete zip na polštáři tak, aby byl jezdec zipu uzavřen a zastrčen do kapsy na zip v potahu. Zkontrolujte, zda se štítky s výrobním číslem a pokyny nachází na zadní straně pěnové základny.



# OMEZENÁ ZÁRUKA KI MOBILITY

Předpokládaná životnost výrobku je 5 let.

## A. Po dobu 24 měsíců

Společnost Ki Mobility po dobu 24 měsíců zaručuje, že polštář nebude mít vady materiálu a zpracování. Tato omezená záruka se vztahuje na:

1. Polštářové základny Axiom P a Axiom SP

Po dobu 24 měsíců (2 let) od data zakoupení, za předpokladu běžného používání, pokud se vyskytne vada materiálu nebo zpracování, společnost Ki Mobility jej podle svého uvážení bezplatně opraví nebo vymění. Tato záruka se nevztahuje na propíchnutí, roztržení nebo popálení.

## B. Po dobu 6 měsíců

Společnost Ki Mobility po dobu 6 měsíců zaručuje, že polštář nebude mít vady materiálu a zpracování. Tato omezená záruka se vztahuje na:

1. Odnímatelný potah Axiom P a Axiom SP

Po dobu 6 měsíců od data zakoupení, za předpokladu běžného používání, pokud se vyskytne vada materiálu nebo zpracování, společnost Ki Mobility jej podle svého uvážení bezplatně opraví nebo vymění. Tato záruka se nevztahuje na propíchnutí roztržení nebo popálení.

## C. Omezení

1. Neposkytujeme záruku na:

- a. Poškození v důsledku zanedbání péče, nehody, nesprávného použití nebo nesprávné instalace či opravy.
- b. Výrobky upravované bez výslovného písemného souhlasu společnosti Ki Mobility.
- c. Poškození v důsledku překročení hmotnostního limitu.

2. Tato záruka je neplatná, bude-li odstraněn nebo pozměněn původní štítek na polštáři.

3. Tato záruka platí pouze v USA. Zjistěte si u svého dodavatele, zda se pro váš výrobek platí mezinárodní záruky.

4. Tato záruka je nepřenosná a vztahuje se pouze na první spotřebitelský nákup tohoto výrobku prostřednictvím autorizovaného dodavatele Ki Mobility.

## D. Co budeme dělat

Naší jedinou povinností je oprava nebo výměna krytých dílů. Jedná se o jediný prostředek nápravy následných škod.

## E. Co musíte udělat

1. Po dobu platnosti této záruky si od nás vyžádejte předchozí souhlas s vrácením nebo opravou krytých dílů.

2. Reklamáce a opravy by měly být vyřizovány prostřednictvím nejbližšího autorizovaného dodavatele. S výjimkou výslovných záruk uvedených v tomto dokumentu jsou všechny ostatní záruky, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a záruk vhodnosti pro určitý účel, vyloučeny.

## F. Upozornění pro uživatele

1. Pokud to zákon umožňuje, nahrazuje tato záruka jakoukoli jinou záruku (písemnou nebo ústní, výslovnou nebo předpokládanou, včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel).

2. Tato záruka vám dává určitá zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se v jednotlivých státech liší.

Zde si запиšte číslo šarže (uvedené na štítcích polštáře) pro budoucí použití: