

Printing Information

REF: WIN5195710; WIN5197510, WIN5191010, WIN5181210, WIN5192305

Dimensions: W x H = 300 x 500 mm, folded 100 x 100 mm

Printing Colors: ■ Black

Additional Non-Printing Colors: ■ Folding

Minimum Font Size: 6 pt



secundario. Contemporaneamente, il prodotto può aderire alla pelle asciutta attorno alla ferita senza aderire alla ferita bagnata, formando un ambiente umido, riducendo così il dolore causato dalla sostituzione del bendaggio e il rischio di macerazione della pelle.

Popolazione di pazienti prevista: Pazienti con ferite con esudato o ferite senza esudato o aree con pelle fragile.

Beneficio clinico

- Riduce il trauma secondario (ad es. sanguinamento) causato dalla sostituzione del bendaggio.
- Riduce il dolore quando si sostituisce il bendaggio.
- Usata in combinazione per favorire la guarigione della ferita.

Controindicazioni

- Non utilizzare su ustioni di terzo grado.
- Non utilizzare su pazienti con ipersensibilità nota al prodotto stesso o ai suoi componenti.
- Non per impianti chirurgici.
- Non utilizzare su neonati o bambini prematuri.

Reazioni avverse: Raramente esistono potenziali rischi associati all'uso della medicazione in silicone per ferite tra cui:

- Reazioni avverse (reazioni principalmente allergiche, come eritema, irritazione, prurito, eruzione cutanea, vesciche, ecc.).
- Infezione della ferita.
- Rischio di macerazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione del bendaggio

- Preparare la ferita secondo le normali procedure e asciugare accuratamente la pelle circostante.
- Scegliere Askin® SiilNet Plus della dimensione adeguata in grado di coprire la ferita e la pelle circostante per più di 2 cm. Se necessario, Askin® SiilNet Plus può essere tagliata.
- Rimuovere la pellicola di applicazione e applicare delicatamente Askin® SiilNet Plus sulla ferita.

- Indien klinisch noodzakelijk kan Askin® SiilNet Plus gebruikt worden in combinatie met topische steroïden, topische antimicrobiële middelen of een hydrogel.
- Askin® SiilNet Plus kan gebruikt worden onder compressieverbanden.

Voorzorgsmaatregelen/ waarschuwingen

- Wanneer Askin® SiilNet Plus wordt gebruikt in combinatie met NPWT-systemen, registreer dan altijd de gebruikte hoeveelheid Askin® SiilNet Plus om er zeker van te zijn dat er geen Askin® SiilNet Plus in de wond achterblijft bij het verwisselen.
- Als Askin® SiilNet Plus wordt toegepast bij patiënten met epidermolys bullosa, is extra optische controle nodig bij verbandwisselingen.
- Als Askin® SiilNet Plus wordt gebruikt op brandwonden die zijn behandeld met een huidtransplantaat moet onnodige druk op het verband voorkomen worden.
- Als Askin® SiilNet Plus wordt gebruikt na een behandeling van het gezicht moet druk op het verband vermeden worden. Kijk minimaal om de dag onder het verband in leg het daarna weer terug.
- Als Askin® SiilNet Plus wordt gebruikt op bloedende wonden met exsudaat met een hoge viscositeit, moet het verband worden afgedekt met een vochtabsorberend kompres.
- Wanneer Askin® SiilNet Plus wordt gebruikt voor de fixatie van huidtransplantaten, moet het verband niet worden vervangen de eerste vijf dagen na het aanbrengen.
- Als Askin® SiilNet Plus wordt gebruikt op brandwonden die zijn behandeld met huidtransplantaten of na een behandeling van het gezicht, kunnen er afstakken ontstaan als het product niet correct wordt gebruikt.
- Niet hergebruiken. Hergebruik kan kruisbesmetting en ernstige infectie veroorzaken.
- Askin® SiilNet Plus is steriel. Niet gebruiken als de antimengeringking niet goed is geopend is voor gebruik. Niet opnieuw steriliseren.

Dopo-dicki, rimuovere la pellicola di applicazione rimanente e lasciare i bordi al fine di sigillare correttamente. Se occorrono più pezzi di Askin® SiilNet Plus, sovrapporre le medicazioni, verificando che i pori non siano bloccati.

- Applicare il bendaggio assorbente secondario sulla parte superiore di Askin® SiilNet Plus, come un bendaggio super-assorbente, una garza, ecc.
- Fixare Askin® SiilNet Plus e il bendaggio secondario con il dispositivo di fissaggio.

Rimozione/Sostituzione del bendaggio

- Heikin SiilNet Plus può essere utilizzata fino a 14 giorni, ma ciò dipende dalle condizioni della ferita e dalla pelle circostante o secondo quanto indicato dall'esperienza clinica. Se i ferri sull'Askin® SiilNet Plus sono ostruiti, è necessario cambiarla per evitare la macerazione.
- Il bendaggio assorbente secondario deve essere sostituito quando saturo.
- Se vi sono segni di allergia, infezione, eruzione cutanea, ecc., smettere immediatamente di utilizzarla e consultare il professionista sanitario.

Combinazione del dispositivo con il prodotto

- Askin® SiilNet Plus può essere usato insieme a un bendaggio assorbente secondario e deve essere fissato con un bendaggio di conservazione.
- Askin® SiilNet Plus può essere utilizzata nei sistemi NPWT come strato di protezione.
- Se clinicamente necessario, Askin® SiilNet Plus può essere utilizzato in associazione con steroidi topici, antimicrobici topici o idrogel.
- Askin® SiilNet Plus può essere utilizzata sotto bendaggi compressivi.

Precauzioni/Avvertenze

- Quando Askin® SiilNet Plus viene utilizzata in associazione con i sistemi NPWT, registrare sempre le quantità di Askin® SiilNet Plus utilizzate per garantire che non sia rimasta dell'Askin® SiilNet Plus nella ferita durante la sostituzione.
- Se Askin® SiilNet Plus viene utilizzata su pazienti

con epidermolisi bollosa, prestare particolare attenzione durante la sostituzione del bendaggio.

- Se Askin® SiilNet Plus viene utilizzata sulle ustioni trattate con innesti in rete, evitare di applicare pressioni non necessarie sul bendaggio.
- Se Askin® SiilNet Plus viene utilizzata dopo un intervento di skin resurfacing sul viso, evitare di applicare pressione sul bendaggio. Sollevare e riposizionare il bendaggio almeno ogni due giorni.
- Se Askin® SiilNet Plus viene utilizzata su ferite sanamentate su ferite con esudato ad alta viscosità, è possibile coprire il bendaggio con una benda imbottita assorbente umida.
- Quando Askin® SiilNet Plus viene utilizzata per il fissaggio di innesti cutanei, non sostituire il bendaggio prima del quinto giorno dopo l'applicazione.
- Se Askin® SiilNet Plus viene utilizzata su ustioni trattate con innesti in rete o dopo interventi di skin resurfacing sul viso, se il prodotto non viene utilizzato correttamente possono rimanere dei segni.
- Non riutilizzare. Il riutilizzo può causare contaminazione crociata e gravi infezioni.
- Askin® SiilNet Plus è sterile. Non utilizzare se la confezione interna è danneggiata o aperta prima dell'uso. Non sterilizzare.

Condizioni di conservazione e trasporto: Conservazione: da conservare in un ambiente asciutto, ventilato, senza gas corrosivi, lontano da fonti di ignizione e materiali infiammabili. Evitare la luce diretta del sole. Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto. Durante il trasporto il prodotto deve essere tenuto al riparo dalla luce solare diretta e in un ambiente asciutto.

Smaltimento: Gestire lo smaltimento in conformità con le procedure ambientali locali.

Altre informazioni

- L'utente previsto non necessita di formazione per questo prodotto.

Qualora si siano verificati eventuali incidenti gravi in relazione al dispositivo, segnalari al produttore

e all'ortico competente.

- La concentrazione di CMR o sostanze che alterano il sistema endocrino in questo dispositivo non supera lo 0,1%. Il dispositivo non contiene sostanze biologiche.

■ GEBRUIKERSINFORMATIE

Productbeschrijving: Askin® SiilNet Plus is een dubbelzijdige siliconen wondcontactlaag die bestaat uit een verband met aan beide zijden een laagje siliconen. Het contactoppervlak van de dubbelzijdige siliconenontwerp vergemakkelijkt de toepassing met secundaire absorberende verbanden. Het verband is geïndiceerd voor exsuderende of niet-exsuderende wonden of kwetsbare huid van open gaasstructuur van Askin® SiilNet Plus laat exsudaat door naar een secundair absorberend verband. Het gebruik van Askin® SiilNet Plus kan ervoor zorgen dat het absorberende verband minder aan de wond kleeft, waardoor pijn door de wond kan worden verminderd en het risico op maceratie vermindert.

Beoogd gebruik: Askin® SiilNet Plus kan worden gebruikt als een interface tussen de wond en secundaire absorberende verbanden en kan worden toegepast op exsuderende wonden, niet-exsuderende wonden, kwetsbare huid of onder Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)-systemen. Het kan verkleven van het secundaire verband aan de wond verminderen en secundair trauma verminderen.

Indicaties: Askin® SiilNet Plus is geïndiceerd voor een breed scala aan exsuderende wonden of niet-exsuderende wonden of gebieden met kwetsbare huid, zoals skin tears, schaalwonden, blaarvorming, voetulcera's, bluisleten, etc.

- Niet gebruiken bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor het product zelf of voor de bestanddelen ervan.
- Niet voor chirurgische implantatie.
- Niet gebruiken bij pasgeborene of premature baby's.

Ongewenste reactie: In zeldzame gevallen zijn er enkele potentiële risico's bij het gebruik van de siliconen contactlaag, zoals bijvoorbeeld beschreven:

- Bijwerkingen (voornamelijk allergische reacties, zoals erythem, irritatie, jeuk, uitslag, blaren, enz.)
- Wondinfectie.
- Risico op maceratie.

- Não deve ser usado para implante cirúrgico.
- Não use em recém-nascidos nem em bebês prematuros.

Reação adversa: Em casos raros, há alguns possíveis riscos no uso da camada de silicone de contato com a ferida, como se segue:

- Reações adversas (principalmente reações alérgicas, como eritema, irritação, coceira, erupção cutânea, vesículas, etc.).
- Infecção da ferida.
- Risco de maceração.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Limpe a ferida de acordo com procedimentos normais e seque completamente a pele em volta.
- Escolha um tamanho adequado de Askin® SiilNet Plus que possa cobrir a ferida e a pele em volta em mais de 2 cm. Se necessário, o Askin® SiilNet Plus deve ser cortado.
- Remova uma película de liberação e aplique o Askin® SiilNet Plus, com cuidado, sobre a ferida. Em seguida, remova a película de liberação remanescente e alise as bordas para vedar bem. Se for necessário mais do que uma peça de Askin® SiilNet Plus, sobreponha os curativos, garantindo que os poros não fiquem bloqueados.

- Aplique o curativo absorvente secundário em cima do Askin® SiilNet Plus, como curativo super absorvente, gaze, etc.
- Fixe o Askin® SiilNet Plus e o curativo secundário no lugar com um dispositivo de fixação.

Aplicação de curativos

- Quando o Askin® SiilNet Plus for usado em feridas com exsudato, o curativo deverá ser coberto com um curativo absorvente úmido.
- Quando o Askin® SiilNet Plus for usado para fixação de enxertos de pele, o curativo não deverá ser trocado antes do quinto dia depois da aplicação.
- Se o Askin® SiilNet Plus for usado em queimaduras tratadas com enxertos de malha: evite colocar pressão desnecessária no curativo.
- Se o Askin® SiilNet Plus for usado depois de um rejuvenescimento facial: evite colocar pressão no curativo. Levante e reposicione o curativo, pelo menos, a cada dois dias.
- Se o Askin® SiilNet Plus for usado em feridas com sangramento ou em feridas com exsudato de alta viscosidade, o curativo deverá ser coberto com um curativo absorvente úmido.
- Quando o Askin® SiilNet Plus for usado para fixação de enxertos de pele, o curativo não deverá ser trocado antes do quinto dia depois da aplicação.
- Se o Askin® SiilNet Plus for usado em queimaduras tratadas com enxertos de malha ou depois de um rejuvenescimento facial, podem ficar marcas se o produto não for usado adequadamente.

Remoção/Trocas de curativos

- O Askin® SiilNet Plus pode ser usado por até 14 dias, mas depende da condição da ferida e da pele em volta, ou conforme indicado pela experiência clínica.
- Se o curativo não estiver mais adequado, ele deverá ser trocado, para evitar a maceração.
- O curativo absorvente secundário deve ser trocado quando estiver saturado.

Condições de armazenamento e de transporte: Armazenamento: Deve ser armazenado num ambiente seco, ventilado, sem gás corrosivo, distante de fontes de calor e de materiais inflamáveis. Evitar a exposição solar direta. O produto deve ser armazenado em condições secas. O transporte deve estar afastado da luz solar direta e mantido seco.

Eliminação: A eliminação deverá ser realizada de acordo com os procedimentos ambientais locais.

Mais informações

- O utilizador a que se destina este produto não necessita de formação.
- Caso tenha ocorrido qualquer incidente grave em relação ao dispositivo, informe o fabricante e autoridade competente.
- A concentração de CMR ou de substâncias desreguladoras do sistema endócrino neste dispositivo não é superior a 0,1%. O dispositivo não contém quaisquer substâncias biológicas.

■ NÁVOD NA POUŽITIE

Opis produktu: Askin® SiilNet Plus je obojstranná silikónová kontaktná vrstva na rany pozostávajúca z gélnej vrstvy a vrstvy silykónového silikónového adhézívom. Obojstranný silikónový dizajn uľahčuje používanie so sekundárnym absorpčným krytím. Je

Beoogde gebruiker: Het product moet worden aangebracht door of onder toezicht van een medische professional.

Werkingsmechanisme: Askin® SiilNet Plus is een dunne, flexibele, geperforeerde wondcontactlaag. Als interface tussen de wond en het secundaire absorberende verband, waardoor het secundaire absorberende verband niet aan de wond kleeft en trauma veroorzaakt. Door de open gaasstructuur wordt het exsudaat uit de wond doorgevoerd aan het secundaire absorberende verband. Tegelijkertijd kan het product zich voorzichtig hechten aan de intacte huid van de wond zonder zich aan de natte wond te hechten, waardoor een vochtig wondmilieu wordt gevormd en de pijn van verbandwisseling en het risico van huidmaceratie worden verminderd.

Beoogde patiëntpopulatie: Patiënten met exsuderende of niet-exsuderende wonden of gebieden met kwetsbare huid.

Klinische voordelen

- Vermindert secundair trauma (bijv. bloedingen) als gevolg van verbandwissel.
- Vermindert pijn bij het verwisselen van verband.
- In combinatie gebruikt om wondgenezing te bevorderen.

Contra-indicaties

- Niet gebruiken op derdegraads brandwonden.
- Niet gebruiken bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor het product zelf of voor de bestanddelen ervan.
- Niet voor chirurgische implantatie.
- Niet gebruiken bij pasgeborene of premature baby's.

Ongewenste reactie

- Wanneer Askin® SiilNet Plus wordt gebruikt in combinatie met een secundair absorberend verband en indien nodig gefixeerd worden met een fixatieverband.
- Als er tekenen van allergie, infectie, huiduitslag, enz. zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts.

GEBRUIKERSINFORMATIE

Verband aanbrengen

- Reinig de wond volgens de normale procedures en droeg de huid omliggende huid goed af.
- Kies een geschikte maat Askin® SiilNet Plus die de wond en de omliggende huid meer dan 2 cm kan overlappen. Indien nodig kan Askin® SiilNet Plus op maat worden geknipt.

- Verwijder de beschermende en breng Askin® SiilNet Plus voorzichtig aan op de wond. Verwijder vervolgens de resterende beschermfolie en strijk de randen glad om de wond goed af te sluiten. Als meer dan één stuk Askin® SiilNet Plus nodig is, leg de verbanden dan over elkaar en zorg ervoor dat de openingen niet verstopt raken.

- Breng een secundair absorberend verband aan bovenop Askin® SiilNet Plus, zoals superabsorbent verband, gaas, enz.
- Fixeer Askin® SiilNet Plus en het secundair verband op de huid met een fixatiepleister of windsel.

Verband verwijderen/verwisselen

- Askin® SiilNet Plus mag tot 14 dagen op de wond blijven, maar dit hangt af van de conditie van de wond en de omliggende huid of wordt bepaald door klinische ervaring. Als de gaasjes van de Askin® SiilNet Plus vervroegd zijn, moet deze vervangen worden om maceratie te voorkomen.

Het secundaire absorberende verband moet worden verwisseld als het verzadigd is.

- Als er tekenen van allergie, infectie, huiduitslag, enz. zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts.

De combinatie van het hulpmiddel met andere producten

- Askin® SiilNet Plus kan gebruikt worden in combinatie met een secundair absorberend verband en indien nodig gefixeerd worden met een fixatieverband.
- Askin® SiilNet Plus kan worden gebruikt in NPWT-systeem als beschermende tussenlaag.

na colocação e mudanças do penso secundário na lesão, bem como o risco de maceração.

Finalidade prevista: Askin® SiilNet Plus pode ser usado como uma interface entre os pensos absorventes e secundários da ferida a pode ser aplicado em feridas exsudativas, feridas não exsudativas, pele frágil ou sistemas de Pressão Negativa para Feridas (NPWT), pode reduzir a aderência do penso secundário à ferida e pode reduzir o trauma secundário.

Indicações: Askin® SiilNet Plus é indicado para o leque alargado de feridas exsudativas ou não exsudativas ou zonas com pele frágil, como lesões de pele, abrasões na pele, bolhas, úlceras no pé, úlceras de pressão, úlceras na zona, queimaduras de primeiro e segundo grau, enxertos parciais ou completos, epidermolise bulhosa, cicatrizes por cirurgia e lesões traumáticas.

Utilizador previsto: O produto deverá ser utilizado ou supervisionado por um profissional de saúde.

Princípio funcional: Askin® SiilNet Plus é composto por uma camada de contacto de ferida flexível, fina e permeável. Como interface entre a ferida e o penso absorvente secundário, pode reduzir a aderência do penso absorvente secundário à ferida e previne o trauma. Devido à sua estrutura em malha aberta, o exsudado da ferida é absorvido pelo penso absorvente secundário. No mesmo tempo, o produto pode aderir suavemente à pele seca em torno da ferida sem que adira à ferida húmida, formando um ambiente húmido da ferida, reduzindo assim a dor na mudança de penso e o risco de maceração da pele.

População de doentes a que se destina: Pessoas que têm feridas exsudativas ou não exsudativas ou áreas com pele frágil.

Benefício clínico

- Reduz o trauma secundário (ex: hemorragia) devido a mudança de penso.
- Reduz a dor na mudança do penso.

- Usado em combinação para promover a cicatrização da ferida.

Contra-indicações

- Não usar em queimaduras de terceiro grau.
- Não usar em doentes com hipersensibilidade conhecida ao próprio produto ou a algum dos seus componentes.
- Não se destina a implantação cirúrgica.
- Não usar em recém-nascidos ou bebês prematuros.

Reações adversas: Em ocasiões raras, há alguns riscos possíveis na utilização do penso de Camada de contacto em Silicone, conforme se descreve:

- Reações adversas (principalmente reações alérgicas, como eritema, irritação, coichão, erupção cutânea, bolhas, etc.).
- Infecção de ferida.
- Risco de maceração.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilizador previsto:

- Limpar a ferida de acordo com os procedimentos normais e secar totalmente a pele em redor.

- Escolher um tamanho adequado de Askin® SiilNet Plus que possa tapar a ferida e a pele em redor da ferida em mais de 2 cm. Se necessário, o Askin® SiilNet Plus pode ser cortado.

- Retirar a película de proteção e aplicar suavemente Askin® SiilNet Plus na pele. Em seguida, retire a película de proteção restante e alise os bordos para que o penso fique bem aplicado. Nos casos em que é necessária a aplicação de mais do que uma Askin® SiilNet Plus, sobrepor os pensos, garantindo que os poros não são bloqueados.
- Aplicar um penso absorvente secundário por cima do Askin® SiilNet Plus, como penso super absorvente, gaze, etc.
- Colocar o Askin® SiilNet Plus e o penso secundário no leito de ferida com um dispositivo de fixação.

Remoção/troca de penso

- Askin® SiilNet Plus pode ser usado até 14 dias, mas

depende da condição da ferida e pele em redor, ou conforme indicado por experiência clínica. Caso os orifícios no Askin® SiilNet Plus estejam bloqueados, o penso deverá ser mudado de forma a prevenir a maceração.

O penso absorvente secundário deve ser substituído quando está saturado.

Caso existam sinais de alergia, infeção, erupção cutânea, etc., descontinue imediatamente a utilização e consulte o profissional de saúde.

A combinação do dispositivo com outros produtos

Askin® SiilNet Plus pode ser usado em conjunto com um penso absorvente secundário e fixado com um penso de retenção, se necessário.

Askin® SiilNet Plus pode ser usado com sistemas NPWT como camada de proteção.

Se clinicamente necessário, Askin® SiilNet Plus pode ser usado em combinação com esteróides, antimicrobianos tópicos ou hidrogel.

Askin® SiilNet Plus pode ser usado sob ligaduras de compressão.

Precauções/Avisos

- Quando o Askin® SiilNet Plus é usado em conjunto com sistemas NPWT registre sempre as quantidades de Askin® SiilNet Plus usadas de forma a garantir que não é deixado Askin® SiilNet Plus na ferida aquando da mudança.
- Se o Askin® SiilNet Plus for usado em doentes com epidermolise bolhosa, ter especial atenção nas mudanças de penso.
- Se Askin® SiilNet Plus for usado em queimaduras tratadas com enxerto em malha: evitar colocar pressão desnecessária sobre o penso.
- Se o Askin® SiilNet Plus for usado após rejuvenescimento facial: evitar colocar pressão sobre o penso. Levante e reposicione o penso pelo menos a cada dois dias.
- Se o Askin® SiilNet Plus for usado em feridas com sangramento ou em feridas com exsudato de alta viscosidade, o penso deverá ser trocado quando estiver saturado.

Eliminação: A eliminação deverá ser tapado com um penso de absorção de humidade.

- Quando o Askin® SiilNet Plus é usado para a fixação de enxertos de pele, o penso não deverá ser mudado antes do quinto dia após a aplicação.
- Se o Askin® SiilNet Plus for usado em queimaduras tratadas com enxertos em malha ou após rejuvenescimento facial, poderão ocorrer marcas se o produto não for adequadamente utilizado.
- Não reutilizar. A reutilização pode causar contaminação cruzada e infeção grave.
- Askin® SiilNet Plus não deve ser usado em um embalgem interior estivoer danificada ou for aberta antes da utilização. Não reesterilizar.

Condições de armazenamento e de transporte: Armazenamento: Deve ser armazenado num ambiente seco, ventilado, sem gás corrosivo, distante de fontes de calor e de materiais inflamáveis. Evitar a exposição solar direta. O produto deve ser armazenado em condições secas. O transporte deve estar afastado da luz solar direta e mantido seco.

Eliminação: A eliminação deverá ser realizada de acordo com os procedimentos ambientais locais.

Mais informações

- O utilizador a que se destina este produto não necessita de formação.
- Caso tenha ocorrido qualquer incidente grave em relação ao dispositivo, informe o fabricante e autoridade competente.
- A concentração de CMR ou de substâncias desreguladoras do sistema endócrino neste dispositivo não é superior a 0,1%. O dispositivo não contém quaisquer substâncias biológicas.

Osträndering/växmeny krytja

- Vrstva Askin® SiilNet Plus sa može používať až 14 dní, závisí to však od stavu rany a okolitej pokožky alebo indikácie podľa klinických skúseností. Ak sú otvory vrstvy Askin® SiilNet Plus zablokované, má sa vymeniť, aby sa zabránilo macerácii.
- Sekundárne absorpčné krytje sa majú vymeniť, ak je nasaknuté.
- Ak sa vyskytnú prejavy alergie, infekcie, vyrážky atď., okamžite prerušte používanie a poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom.

Kombinácia pomôcky s produktom

- Vrstva Askin® SiilNet Plus sa môže používať spolu so sekundárnym absorpčným krytím a v prípade potreby zafixovať retencným krytím.
- Askin® SiilNet Plus sa môže používať so systémami NPWT ako ochranná vrstva.
- V prípade klinickej potreby sa môže vrstva Askin® SiilNet Plus použiť v kombinácii s lokálnymi steroidmi, lokálnymi antimikrobiálnymi prípravkami alebo hydrogélom.
- Askin® SiilNet Plus sa môže používať pod kompresijnými obvazmi.

Preventívne opatrenia/varovania

- Keď sa vrstva Askin® SiilNet Plus používa spolu so systémami NPWT, zaznamenať si množstvo použitých vrstiev Askin® SiilNet Plus na zaistenie toho, aby sa vrstva Askin® SiilNet Plus pri výmene neponechala v rane.
- Ak sa vrstva Askin® SiilNet Plus používa u pacientov s Epidermolysou bullosa, je nutné krytie byť potrebné mimoriadne opozornejšie.
- Ak sa vrstva Askin® SiilNet Plus používa na opráreniach liečebných sieťovými štepmi: nevysújať na krytie nepotrebný tlak.
- Ak sa vrstva Askin® SiilNet Plus používa po resurfacingu tváre: nevysújať na krytie tlak. Navlhčite a premiestnite krytie aspoň každý druhý deň.
- Ak sa vrstva Askin® SiilNet Plus používa na krvácajúciach ranách alebo ranách s exsudátom s vysokou viskozitou, krytie sa má zakryť obväzom.

vankúšikom absorbojúcim vlhkosť.

Keď sa vrstva Askin® SiilNet Plus používa na fixáciu kožných štvrtí, krytie sa nemá vymeniť pred plným dňom po aplikácii.

Ak sa vrstva Askin® SiilNet Plus používa na popálených liečebných sieťovými štepmi alebo po resurfacingu tváre, môže sa pri nesprávnom použití vlhkosť vyskytnúť odtlaká.

Nepoužívajte opakovane. Opakované použitie môžu spôsobiť kríživú kontamináciu a ťažkú infekciu.

Vrstva Askin® SiilNet Plus je sterilná. Nepoužívajte, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo ak bol pred použitím už otvorený. Nesterilizujte opakovane.

Podmienky skladovania a prepravy: Skladovanie: Má sa skladovať na suchom, dobre vetranom nekoróznom vzdušnom mieste bez prítomnosti ohňa a horľavých materiálov. Chránite pred priamym slnečným svetlom. Produkt sa má skladovať v suchom prostredí. Pri preprave ho treba chrániť pred priamym slnečným svetlom a uchovávať v suchu.

Likvidácia: Likvidácia sa má vykonávať v súlade s miestnymi postupmi na ochranu životného prostredia.

Ďalšie informácie

- Pre používanie tohto produktu nepotrebuje zmysluplné použitie školenia.
- Ak sa vyskytne závažná udalosť súvisiaca s pomôckou, nahláste ju výrobci a zodpovedajúcej autorite.
- Koncentrácia CMR alebo látok narušajúcich endokrinný systém v tejto pomôcke nie je vyššia ako 0,1%. Pomôcka neobsahuje žiadne biologické látky.

■ BRUKSANVISNING

Produktbeskrivning: Askin® SiilNet Plus är ett tvåsidigt silikonkontaktlager av silikon som består av en stickad väv med mjuk silikon på båda sidor. Den dubbelsidiga silikondeckningen underlättar använd