

3M™ Adaptic™ Non-Adhering Dressing
Product Description
3M™ Adaptic™ Non-Adhering Dressing is a primary dressing made of knitted cellulose acetate fabric and impregnated with a specially formulated petroleum emulsion. It is designed to help protect the wound while preventing the dressing from adhering to the wound.

- Helps prevent dressing adherence
- Helps protect regenerating tissue and minimizes patient pain and trauma during dressing changes
- Helps prevent the pooling of fluid at the wound site
- Can be cut to wound size without unraveling and shredding

Indications
Adaptic non-adhering dressing is indicated for dry to highly exuding wounds where adherence of dressing and exudate to be prevented including:

- 1st and 2nd degree burns
- lacerations and abrasions
- grafts
- nail extractions
- ulcerous pressure ulcers
- eczema
- staples and suture line
- surgical incisions
- reconstructive procedures

Intended User

For medical professionals or under the guidance of a medical professional.

DIRECTIONS FOR USE

Skin Preparation

1. Prepare the wound according to wound management protocol
2. Ensure skin surrounding the wound is dry.

Dressing Application

1. Carefully clean the wound following facility protocol.
2. Cut Adaptic non-adhering dressing to size if required and place directly on the wound.
3. Cover with sterile secondary dressing of your choice depending on the amount of wound exudate.

4. Adaptic non-adhering dressing may be left in place for several days depending upon amount of exudate.

Note: Please report a serious incident occurring in relation to the device to 3M and the local competent authority (EU) or relevant regulatory authority.

Do not re-use. Reuse may lead to infection or other illness/injury.

Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a properly licensed healthcare practitioner. This caution is not applicable outside the USA.

Pansement non adhérent 3M™ Adaptic™

Description du produit

Le pansement non adhérent 3M™ Adaptic™ est un pansement primaire fabriqué en acetate de cellulose tissé et imprégné d'une émulsion de pétroleum formule spécialement. Il est conçu pour protéger la plaie tout en empêchant le pansement d'adhérer à la plaie.

- Évite toute adhésion du pansement
- Protège les tissus qui se régénèrent et réduit la douleur et les lésions pendant les changements de pansements
- Évite l'accumulation de liquide sur le site de la plaie
- L'essuyat passe facilement à travers le pansement absorbant secondaire
- Peut être coupé à la taille de la plaie sans effillement ni dépullage

Indications

Le pansement non adhérent Adaptic est indiqué pour les plaies sèches à très exudatives lorsqu'il faut éviter toute adhésion du pansement et de l'essuyat, y compris :

- brûlures au 1er et 2ème degré
- lacerations et abrasions
- greffes
- ulcères veineux, escarres
- ulcères d'ongles
- eczéma
- agrafes et points de sutur
- incisions chirurgicales
- procédures reconstructives

Utilisation prévue

Destinée à une utilisation par des professionnels de santé ou sous les recommandations d'un professionnel de santé.

MODE D'EMPLOI

Préparation du site

1. Préparer la plaie conformément au protocole de gestion des plaies.
2. Vérifier ce que la peau autour de la plaie soit sèche.

Application du pansement

1. Nettoyer soigneusement la plaie conformément au protocole de l'établissement.
2. Couper le pansement non adhérent Adaptic à la taille requise si besoin et le placer directement sur la plaie.

3. Recouvrir d'un pansement secondaire stérile de votre choix en fonction de la quantité d'exsudat.

4. Le pansement non adhérent Adaptic peut être laissé en place pendant plusieurs jours selon la quantité d'exsudat.

Remarque : Veillez signaler tout incident grave survenant en lien avec ce dispositif à 3M et à l'autorité compétente locale (UE) ou à l'autorité réglementaire locale

Ne pas réutiliser. Une réutilisation pourrait entraîner une infection ou une autre maladie/ blessure.

3M™ Adaptic™ Nichthäftende Wundauflage

Produktbeschreibung

Die 3M™ Adaptic™ Nichthäftende Wundauflage ist eine primäre Wundauflage aus gestricktem Celluloseacetat und ist imprägniert mit einer speziellen Vaselineneulsion. Sie soll die Wunde schützen und gleichzeitig verhindern, dass die Wundauflage an der Wunde klebt.

- Verhindert ein Ankleben der Wundauflage

• Schützt das sich regenerierende Gewebe und minimiert Schmerzen und Trauma beim Wechseln der Wundauflage für den Patienten

- Verhindert die Poolbildung von Flüssigkeit im Wundbereich

- Eksudat gelangt leicht durch die zweite absorbierte Wundauflage

• Kann auf Wundgröße zugeschnitten werden, ohne auszurutschen oder zu zerfallen

Indikation

Die Adaptic nichthäftende Wundauflage ist für trockene bis stark nässe Wunden indiziert, bei denen das Ankleben der Wundauflage und Exsudaten verhindert werden muss. Dies schließt Folgendes ein:

- Verbrennungen ersten und zweiten Grades
- Hautabschürfungen und Platzwunden
- Venöse Ulzera, Dekubitus
- Entfernen von Nägeln
- Ekzeme
- Entzündungen oder -reizte
- Chirurgische Incisionen
- Rekonstruktive Verfahren

Vergessene Benutzer

Nur zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal oder unter Anleitung von medizinischem Fachpersonal vorgesehen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Wundverarbeitung:

1. Bereinigen Sie die Wunde gemäß dem Wundbehandlungsprotokoll vor.

2. Säubern und trocknen die Wundumgebung.

Anlegen der Wundauflage:

1. Reinigen Sie die Wunde so gründlich ihrer Einrichtung.

2. Decksie Sie sie direkt auf der Wunde.

3. Decken Sie sie mit einer weiteren sterilen Wundauflage ihrer Wahl, abhängig von der Menge des Exsudats.

4. Die Adaptic nichthäftende Wundauflage kann, abhängig von der Menge des Exsudats, für mehrere Tage an Ort und Stelle verbleiben.

Hinweis: Bitte meiden Sie schwere Vorfälle in Zusammenhang mit dem Gerät bei 3M und der zuständigen Aufsichtsbehörde (EU) oder lokalen Regelungsbüroren.

Nicht wiederverwenden. Eine Wiederverwendung kann zu Infektionen oder anderen Erkrankungen/Verletzungen führen.

Medicazione non aderente 3M™ Adaptic™

Descrizione del prodotto

La medicazione non aderente 3M™ Adaptic™ è una medicazione primaria realizzata in tessuto di acetato di cellulosa a maglia e impragnata di un'emulsione di petrolio appositamente formulata.

È indicata per aiutare a proteggere la ferita, evitando al contempo che la medicazione aderisca alla ferita.

- Aiuta a prevenire l'aderenza della medicazione
- Aiuta a proteggere il tessuto in via di rigenerazione e riduce al minimo il dolore e il trauma del paziente durante i cambi di fasciatura

• Aiuta a prevenire l'accumulo di liquidi nel sito della ferita

- L'essudato passa facilmente alla medicazione secondaria assorbente
- Non può tagliarsi a misura della ferita senza sfasciarla o sfibrarla

Indicazioni

La medicazione non aderente Adaptic è indicata per ferite di acute a molto esudanti nelle quali è necessario prevenire l'aderenza della medicazione e dell'essudato, tra cui:

- ustioni di 1° e 2° grado
- lacerazioni e abrasioni
- ulcere venose, ulcere da pressione
- ulcere delle unghie
- eczema
- agraffi e linee di sutura
- incisioni chirurgiche
- procedure ricostruttive

Uteneste previsto

Per l'uso da parte di medici professionisti o sotto la guida di un medico professionista.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione della ferita

1. Preparare la ferita secondo il relativo protocollo per la gestione delle ferite.
2. Assicurarsi che la pelle intorno alla ferita sia asciutta.

Applicazione delle medicazioni

1. Pulire la ferita e lasciare asciutta secondo il protocollo della struttura.
2. Tagliare la medicazione non aderente Adaptic a misura, se necessario, e posizionarla direttamente sulla ferita.

3. Coprire con una medicazione secondaria di propria scelta, a seconda della quantità di essudato.

4. Adaptic non aderente Adaptic può essere lasciata in sede per diversi giorni a seconda della quantità di essudato.

Nota: Si prega di riferire a 3M e all'autorità locale competente (UE) o all'autorità locale di regolamentazione eventuali episodi gravi relativi al dispositivo.

Non riutilizzare. Il riutilizzo può causare infezioni o altre malattie o lesioni.

Apósito no adhesivo Adaptic™ de 3M™

Descripción del producto

El apósito no adhesivo Adaptic™ de 3M™ es un apósito primario fabricado con tejido de celulosa e impregnado con una emulsión de vaselina especialmente formulada. Está diseñado para proteger la herida y evitar que el apósito se quede adherido a ella.

- Permite evitar la adherencia de la herida
- Permite proteger el tejido que se está regenerando y minimiza el dolor y las molestias de los cambios de vendaje
- El exudado pasa con facilidad a través del apósito secundario absorbente
- Puede adaptarse al tamaño de la herida sin que se desgarre ni se rasgue

Indicaciones

Adaptic non-adhering dressing es indicado para usarse en heridas secas o con exudación alta en las que debe evitarse la adherencia y el exudado, además de:

- lesiones y abrasiones
- injertos
- úlceras venosas, úlceras por presión
- extracciones de uñas
- eczema
- agujas y líneas de sutura
- incisiones quirúrgicas
- procedimientos de reconstrucción

Usero previsto

Destinado a profesionales médicos o para su uso bajo la supervisión de un profesional médico.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación del lugar

1. Prepare la ferida de acuerdo con el protocolo de tratamiento de heridas del hospital.

2. Ascienda de la piel que rodea la herida esté seca.

Aplicación del apósito

1. Limpie la herida con cuidado de acuerdo con el protocolo del centro.

2. Recorte el apósito no adhesivo Adaptic para adaptarlo al tamaño necesario y colóquelo directamente sobre la herida.

3. Cubra el apósito secundario estéril de su elección dependiendo de la cantidad de exudado en la herida.

4. El apósito no adhesivo Adaptic puede dejarse durante varios días dependiendo de la cantidad de exudado.

Nota: Informe a 3M y a la autoridad competente local (UE) o a la entidad reguladora de salud acerca de cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo.

No utilizar. La reutilización puede causar infecciones u otras enfermedades o lesiones.

3M™ Adaptic™ Non-Adhering Dressing

Description du produit

Le pansement non adhérent 3M™ Adaptic™ est un pansement primaire fabriqué en acetate de cellulose tissé et imprégné d'une émulsion de pétroleum formulée spécialement. Il est conçu pour protéger la plaie tout en empêchant le pansement d'adhérer à la plaie.

- Évite toute adhésion du pansement
- Protège les tissus qui se régénèrent et réduit la douleur et les lésions pendant les changements de pansements
- Évite l'accumulation de liquide sur le site de la plaie
- L'essuyat passe facilement à travers le pansement absorbant secondaire

Indications

Le pansement non adhérent Adaptic est indiqué pour les plaies sèches à très exudatives lorsqu'il faut éviter toute adhésion du pansement et le exudat, y compris :

- brûlures au 1er et 2ème degré
- lacerations et abrasions
- greffes
- ulcères veineux, escarres
- ulcères d'ongles
- eczéma
- agrafes et points de sutur
- incisions chirurgicales
- procédures reconstructives

Utilisation prévue

Destinée à une utilisation par des professionnels de santé ou sous les recommandations d'un professionnel de santé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la plaie

1. Béreld le wound voor volledig de hulpverleningsprotocol.

2. Zorg dat de huid rondom de wond droog is.

Verband aanbrengen

1. Maak de wond voorbereid volgens het protocol van de installatie.

2. Snij de wond met een niet-klevende wondverband indien nodig op maat in plaats het rechtstreeks op de wond.

3. Bedek met een steriel secundair verband zonder keuvel aan beide kanten van de wond.

4. Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat mag de niet-klevende wondverband verschillend lang

Ljubljana, 20. junij 2012.

Izraziti želite preizkus, ker vsebujejo obvezno:

• Ljubo se zavzeta na vseh, kar vsebujejo obvezno.

Instrukcije:

Nekaj izvoda Adaptic je potreben za sute do 1000 zaporednih dnevnih.

Sprejemajoči vede v 2. izdaji, vključno z naslednjimi:

- opredelitev v 2. izdaji;

- spremenjene postopek;

- predstavništvo;

Za uporabo je potreben:

Na spremembi delovov ali pod vložkom značilnosti delova.

Ne uporabljajo pomenu: Ponovna uprava lahko pride do oblike ali drugih boljših posledic.

NAPOMENA UPORABO

Priprava metla

1. Pravilno namesto sklepa s pravilom.

2. Zadovoljivo, da je sklep dobro izražen.

- eksterzija, rotacija,

- kornji, da je sklep,

- nepravilno, da je sklep,

...

UDI

CE 0297

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...