

Mölnlycke®

Mepi™ Debripad

Mepi™ Debripad

Podložka z mikrovláčna na prípravu lôžka rany

NÁVOD NA POUŽITIE

Určený účel
Podložka Mepi™ Debripad je určená na odstránenie cudzích telies z povrchových, chronických a akútnych rán a okolitej pokožky. Používa sa na odstránenie odumretého tkaniva z lôžka rany a na absorbovanie exsudátu a nečistôt počas procesu odstraňovania cudzích telies. Je vhodná na suchú, pergamennú, hyperkeratóznu, seboroidnú alebo masťnú zdravú alebo poškodenú pokožku.

Popis výrobku
Mepi™ Debripad je polyesterová/polyamidová podložka z mikrovláčna určená na rýchle, bezpečné a bezbolestné odstránenie cudzích telies z rán. Každá podložka sa dodáva sterilná a je určená len na jedno použitie.

Neobsahuje prírodný latex

Indikácie
Podložka Mepi™ Debripad je určená na použitie pri diabetických vredoch, arteriálnych a venózných vredoch, dekubitoch, sekundárne sa hnojících pooperačných ranách, traumatických alebo chirurgických ranách (napr. odreniny, rezy, lacerácie) a popáleninách a ožareniach (3. stupeň po chirurgickom odstránení cudzích telies).

Kontraindikácie

- Nepoužívajte u pacientov so známou precitlivosťou na niektorý z obsahujúcich materiálov.
- Chirurgická implantácia.
- Nepoužívajte na tvrdom nekrotickom tkanive ani na žľazách/černom/granulujúcom tkanive.

Bezpečnostné opatrenia a varovania

- Používajte pod dohľadom profesionálneho zdravotníka.
- Len na jednorazové použitie. Nepoužívajte opakovane, či už v celku alebo po častiach, inak by to mohlo narušiť sterilitu a/alebo funkčnosť podložky.
- Nesterilizujte opakovane.
- Nepoužívajte, ak je balenie poškodené poškodené alebo ak sú na podložke známky kontaminácie.
- Podložku Mepi™ Debripad nestrihajte.
- Podložku Mepi™ Debripad nenechávajte na rane.
- Podložka Mepi™ Debripad sa nesmie prehĺtnuť a musí sa uchovávať mimo dosahu detí a zvierat.
- Nepoužívajte, ak je hlavný obal pred použitím poškodený alebo neúmyselne otvorený.
- Informácie o likvidácii pomôcky nájdete v miestnych pokynoch týkajúcich sa likvidácie klinického odpadu.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

Pri používaní podložky na odstránenie cudzích telies je potrebné dodržiavať štandardnú prax vrátane použitia aseptickej techniky a sterilných chirurgických rukavíc.

- Odstráňte všetky krycia rany.
- Postup odstraňovania cudzích telies:
 - Podložku Mepi™ Debripad namočte do 20 ml sterilného fyziologického roztoku alebo iného vhodného roztoku na čistenie rán.
 - Vložte ruku do rukavice podložky.
 - Povrch rany bez vyvíjania tlaku jemne utrite mäkkou stranou podložky, ktorá smeruje preč od dlane ruky.
 - V prípade potreby vyčistite pokožku okolo rany pomocou ďalšej dôkladne navlhčenej podložky Mepi™ Debripad.
- Po použití by sa malo pokračovať v štandardnej liečbe podľa aktuálneho stavu.
- Použitú podložku Mepi™ Debripad zlikvidujte v súlade s miestnymi postupmi pre likvidáciu klinického odpadu.

sk	Podložka z mikrovláčna na prípravu lôžka rany	VÝROBCA	DÁTUM SPOTREBY	KÓD ŠARŽE	KATALÓG ČÍSLO	STERILIZOVANÉ POMOCOU ETYLENOXIDU	NESTERILIZUJTE OPAKOVANE	NEPOUŽÍVAJTE, AK JE OBAL POŠKODENÝ A PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA POUŽITIE	UCHOVÁVAJTE V SUCHU	HORNÝ LIMIT TEPLÔTY (-25 °C/77 °F)	NEPOUŽÍVAJTE OPAKOVANE	POZRITE SI NÁVOD NA POUŽITIE	POZOR	ZNAČKA CE 1434

Date	14/11/2024	rev. C vj
Customer details		
Customer	Mölnlycke	
Product description	Mepi Debripad	
Customer REF	300111, 300113	
Finished Good	10017283	
	N/A	
Nr. of colours	1 BLACK Dieline	

AMS Studio, Advanced Medical Solutions Ltd., Road One, 33 Premier Park, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire CW7 3RT UK
E-mail: ams.studio@admedsol.com Tel: +44 (0) 1606 86 3500

Supplier details	
AMS item no.	10017283 101/4/F7
Flat size	630mm (L) x 430mm (W) ± 1mm
Folded size	90mm x 70mm ± 2mm
Print Process	Offset litho
Raw Material ref	RMS006 - 60gsm
Front view when folded	Mölnlycke Mepi Debripad logo and title.

SUPPLIER
• Please acknowledge receipt of artwork as this legend will be the final specification and should match the RMS-006 Supplemental Supplier document.
• Check details against this the legend information should be correct and inline with the artwork.
• The supplier must check if this design can be printed on the substrate indicated.
• Before printing make sure that this legend matches the official order as well.
• Proceed to repro and proof for approval.
• Do not print until you receive an official order
• Do not destroy any previous plates until AMS confirm it is ok for you to do so. Any plates destroyed without this confirmation will be replaced at the supplier's cost.

Distributed by: Mölnlycke Health Care AB

The Mölnlycke trademark, name and logo are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies

RESORBA Medical GmbH
Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany

CE 1434

2024-07 (101/4/F7)