

NÁVOD K POUŽITÍ



CS - NAVRŽENO TAK, ABY BYLO MOŽNÉ JEJ STABILNĚ UMÍSTIT DO VANY PRO ZVÝŠENÍ POHODLÍ A BEZPEČNOSTI. UJISTĚTE SE, ŽE JE VANA SUCHÁ A BEZ ZBYTKŮ MÝDLA NEBO OLEJOVÉHO FILMU. ZKONTROLUJTE STABILITU. NEPOUŽÍVEJTE VE VANĚ S TEXTUROVANÝM POVRCHEM. JE ODPOVĚDNOSTÍ VLASTNÍKA PROVÁDĚT POČÁTEČNÍ A PRAVIDELNÁ POSOUZENÍ RIZIK.



DERBY® IN BATH SEAT

Vítáme vás u vašeho nového výrobku Gordon Ellis.

Doufáme, že se pro vás stane užitečnou pomůckou v každodenním životě.



POKYNY K MONTÁŽI NAJDETE
UVNITŘ A NA DRUHÉ STRANĚ



MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE



CS JAKÁKOLI ZÁVAŽNÁ NEHODA, KE KTERÉ DOJDE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, MUSÍ BÝT NAHLÁŠENA VÝROBCI A PŘÍSLUŠNÉMU ORGÁNU ČLENSKÉHO STÁTU, VE KTERÉM MÁ UŽIVATEL A/NEBO PACIENT BYDLIŠTĚ NEBO SÍDLO.

Vaše sedátko do vany DERBY® IN BATH SEAT bylo speciálně vyvinuto naším designérským týmem ve Spojeném království s cílem kompenzovat zranění nebo pomoci překonat dočasné či trvalé zdravotní omezení. Jeho účelem je usnadnit každodenní činnosti.



„Tento dokument je českým překladem schváleného návodu k použití výrobce. Obsah je shodný.“

PROHLÉDNĚTE SI CELOU NABÍDKU ONLINE NA:
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

gordonellis.healthcare
 @EllisHealthcare



DESIGNED
& MADE
IN THE UK



MD



IFU-REF



6006/W/1120-3



REF



6006/W + 6008/W

GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY. ENGLAND DE74 2AT

EC REP


ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND
FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA

PROHLÉDNĚTE SI CELOU NABÍDKU ONLINE NA:
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK


gordonellis.healthcare
 @EllisHealthcare



i POKYNY K MONTÁŽI



i POKYNY K DEMONTÁŽI



i POKYNY K ČIŠTĚNÍ



CLEANING INSTRUCTIONS

OTÍREJTE NEABRAZIVNÍM HADŘÍKEM A MÝDLOVOU VODOU.

PH 5 - 9