

NÁVOD K POUŽITÍ

-  **CS** NAVRŽENO TAK, ABY BYLO MOŽNÉ JEJ STABILNĚ UMÍSTIT DO VANY PRO ZVÝŠENÍ POHODLÍ A BEZPEČNOSTI. UJISTĚTE SE, ŽE JE VANA SUCHÁ A BEZ ZBYTKŮ MÝDLA NEBO OLEJOVÉHO FILMU. ZKONTROLUJTE STABILITU. NEPOUŽÍVEJTE VE VANĚ S TEXTUROVANÝM POVRCHEM. JE ODPOVĚDNOSTÍ VLASTNÍKA PROVÁDĚT POČÁTEČNÍ A PRAVIDELNÁ POSOUZENÍ RIZIK.



COSBY® IN BATH SEAT

Vítáme vás u vašeho nového výrobku Gordon Ellis. Doufáme, že se pro vás stane užitečnou pomůckou v každodenním životě.



POKYNY K MONTÁŽI NAJDETE UVNITŘ A NA DRUHÉ STRANĚ




MAXIMUM USER WEIGHT



CS JAKÁKOLI ZÁVAŽNÁ NEHODA, KE KTERÉ DOJDE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, MUSÍ BÝT NAHLÁŠENA VÝROBCI A PŘÍSLUŠNÉMU ORGÁNU ČLENSKÉHO STÁTU, VE KTERÉM MÁ UŽIVATEL A/NEBO PACIENT BYDLIŠTĚ NEBO SÍDLO.

Vaše sedátko do vany COSBY® IN BATH SEAT bylo speciálně vyvinuto naším designérským týmem ve Spojeném království s cílem kompenzovat zranění nebo pomoci překonat dočasné či trvalé zdravotní omezení. Jeho účelem je usnadnit každodenní činnosti.



POKYNY K ČIŠTĚNÍ

OTÍREJTE NEABRAZIVNÍM HADŘÍKEM A MÝDLOVOU VODOU.

PH 5 - 9

„Tento dokument je českým překladem schváleného návodu k použití výrobce. Obsah je shodný.“

PROHLÉDNĚTE SI CELOU NABÍDKU ONLINE NA:
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

 [gordonellis.healthcare](https://www.facebook.com/gordonellis.healthcare)
 [@EllisHealthcare](https://twitter.com/EllisHealthcare)



1



MD



IFU-REF 6408/1120-3



GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY, ENGLAND DE74 2AT

PART REF 6408

EC REP


ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND
FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013
MALTA

PROHLÉDNĚTE SI CELOU NABÍDKU ONLINE NA:
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

 [gordonellis.healthcare](https://www.facebook.com/gordonellis.healthcare)
 [@EllisHealthcare](https://twitter.com/EllisHealthcare)



i POKYNY K MONTÁŽI



i POKYNY K DEMONTÁŽI

