

Ref: RPKK111UN

Information for Use - latest rev.date: 24.10.2023
Návod k obsluze - poslední revize: 24.10.2023

Work table BASIC

Assembling:

Attach both sides of tray mounting brackets one by one by using the screws to the bottom side of work board in the appropriate positions for your type and size of stroller according to the picture 1.

During the installation it is necessary to comply with the correct location of both sides of the brackets. Longer bracket with spring fuse attach on the right side (pos. 2) according to the picture no. 2.

Mounting:

Take off the front safety bar of product TOM4, BEN, TAMPA and place the tubes of therapeutic table into the holes instead of the safety bar – secure with spring fuse.

Stolek terapeutický BASIC

Montáž:

Postupně přišroubujte vruty obě sestavy vedení ke spodní straně desky stolečku do pozic vhodných pro Váš typ a velikost kočárku dle obr.1.

Při montáži je nezbytné dodržet správné umístění obou sestav vedení. Delší sestavu vybavenou pérovou pojistkou přišroubujte vpravo (Pos.2) dle obr. 2

Nasazení:

Z kočárku TOM4, BEN, TAMPA vyjměte hrazdičku a nasadte trubky stolečku do otvorů místo hrazdičky – zajistěte pomocí pérové pojistky.

Therapietisch BASIC

Montage:


Schrauben Sie beide Führungsbaugruppen nach und nach an der Unterseite der Tischplatte an Positionen fest, die für Ihren Kinderwagentyp und Ihre Kinderwagentgröße geeignet sind, wie in Abb. 1 gezeigt.

Bei der Montage ist unbedingt auf die korrekte Lage beider Leitungsbaugruppen zu achten. Schrauben Sie die mit einem Federverschluss ausgestattete längere Baugruppe rechts (Pos. 2) gemäß Abb. 2 fest


Einsatz:

Entfernen Sie die Stange vom Produkt TOM4, BEN, TAMPA und stecken Sie die Rohre des Tisches in die Löcher anstelle der Stange – sichern Sie sie mit dem Federverschluss.

Pic.1



Pic.2



PATRON Bohemia a.s., Českolipská 3419
276 01 Mělník, Česká republika
tel.: 315 630 111
<http://www.patron.eu>
email: info.cz@patron.eu

patron®

DPR231024

Ref: RPKK111UN

Information for Use - latest rev.date: 24.10.2023
Návod k obsluze - poslední revize: 24.10.2023

Work table BASIC

Assembling:

Attach both sides of tray mounting brackets one by one by using the screws to the bottom side of work board in the appropriate positions for your type and size of stroller according to the picture 1.

During the installation it is necessary to comply with the correct location of both sides of the brackets. Longer bracket with spring fuse attach on the right side (pos. 2) according to the picture no. 2.

Mounting:

Take off the front safety bar of product TOM4, BEN, TAMPA and place the tubes of therapeutic table into the holes instead of the safety bar – secure with spring fuse.

Stolek terapeutický BASIC

Montáž:

Postupně přišroubujte vruty obě sestavy vedení ke spodní straně desky stolečku do pozic vhodných pro Váš typ a velikost kočárku dle obr.1.

Při montáži je nezbytné dodržet správné umístění obou sestav vedení. Delší sestavu vybavenou pérovou pojistkou přišroubujte vpravo (Pos.2) dle obr. 2

Nasazení:

Z kočárku TOM4, BEN, TAMPA vyjměte hrazdičku a nasadte trubky stolečku do otvorů místo hrazdičky – zajistěte pomocí pérové pojistky.

Therapietisch BASIC

Montage:


Schrauben Sie beide Führungsbaugruppen nach und nach an der Unterseite der Tischplatte an Positionen fest, die für Ihren Kinderwagentyp und Ihre Kinderwagentgröße geeignet sind, wie in Abb. 1 gezeigt.

Bei der Montage ist unbedingt auf die korrekte Lage beider Leitungsbaugruppen zu achten. Schrauben Sie die mit einem Federverschluss ausgestattete längere Baugruppe rechts (Pos. 2) gemäß Abb. 2 fest


Einsatz:

Entfernen Sie die Stange vom Produkt TOM4, BEN, TAMPA und stecken Sie die Rohre des Tisches in die Löcher anstelle der Stange – sichern Sie sie mit dem Federverschluss.

Pic.1



Pic.2



PATRON Bohemia a.s., Českolipská 3419
276 01 Mělník, Česká republika
tel.: 315 630 111
<http://www.patron.eu>
email: info.cz@patron.eu

patron®

DPR231024

Date of sale (day, month, year): Datum prodeje (den, měsíc, rok):	Name (block letters), Tel.no., stamp and signature of the seller: Jméno (hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:
_____ . _____ . _____	